



КАТАЛОГ
изделий



КАТАЛОГ
изделий

TZMO ГРУППА КОМПАНИЙ

ТОРУНСКИЙ ЗАВОД ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ



■ ИСТОРИЯ

Наша история началась в 1951 году с открытия Торунского завода перевязочных материалов (TZMO) в городе Торунь, Польша. В 1991 году было создано акционерное общество (SA), которое выкупило завод у государства. Акционерами TZMO SA стали сотрудники завода, а также представители медицинской и университетской среды.

■ КТО МЫ

Мы являемся одним из ведущих производителей и поставщиков медицинских изделий, а также гигиенических и косметических средств на мировом рынке. Благодаря многолетнему опыту работы и современным технологиям, мы поставляем изделия высокого качества. Наша продукция представлена на 80 рынках мира. Мы внимательно исследуем потребности наших клиентов и предлагаем товары, которые соответствуют их ожиданиям.

■ НАША МИССИЯ

Мы стремимся обеспечивать потребителей нашей продукции качественными и безопасными изделиями, отвечающими актуальным потребностям клиентов.



■ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА

С 1998 года TZMO SA организует в г. Торунь (Польша) Международную Конференцию Долгосрочной Опеки, в которой ежегодно принимает участие более 1000 человек, профессионально связанных с охраной здоровья и медико-социальной помощью. Также мы содействуем много усилий и энергии в организацию помощи людям с ограниченными возможностями. Среди многих общественных мероприятий, поддерживаемых TZMO SA, особое внимание заслуживает турнир Международной лиги по мини-футболу Белі Сир среди лиц с ограниченными возможностями. Турнир проходит с 2003 года и в нем принял участие более 3000 спортсменов – воспитанников психоневрологических домов-интернатов из 10-ти европейских стран.

Покупая наши изделия, Вы помогаете реализовать эти общественно важные задачи. В 2011 году мы основали Фонд «Вместе изменим мир», благодаря которому мы сможем помочь еще большему количеству людей.

В группу TZMO входят более 55 компаний: производственных предприятий, расположенных на территории Польши, России, Украины и Индии, а также торговых компаний в 18 странах и информационные компании.

Всего в группе компаний TZMO работает более 7600 сотрудников по всему миру. Высокое качество наших изделий подтверждено международными сертификатами: ISO 9001 и ISO 13485, а также знаком CE (с 1997 года).



**МЫ УБЕЖДЕНЫ, ЧТО КАЖДОЕ ИЗДЕЛИЕ ДОЛЖНО ПРИНОСИТЬ
ПОЛЬЗУ В СВОЕЙ СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УСЛУГ!**

■ СТЕРИЛИЗАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ CITONET

Уже много лет на территории Польши работает сеть стерилизационных центров Citonet, оказывающих услуги по стерилизации медицинских изделий, которые используются в медучреждениях и лабораториях – инструменты и медицинская одежда, а также стерильные наборы для проведения медицинских манипуляций. Основателем данных центров является TZMO SA. Первое учреждение было открыто в 2001 году в г. Лодзь (Польша). В течение следующих пяти лет подобные учреждения появились в городах Быдгощ, Краков и Щецин. В 2008 году в городах Быдгощ и Лодзь в центрах Citonet появилась новая услуга – прачечная для медицинских организаций. В последующих 2011 и 2015 годах подобные центры были открыты в городах Сваржин и Варшава. В планах расширять сеть центров Citonet не только на территории Польши, но и за ее пределами.

На сегодняшний день в услуги центров Citonet входит: стерилизация медицинских инструментов, многоразовых операционных покрытий, стирка и стерилизация медицинской одежды и больничного белья, комплектация стерильных наборов для проведения медицинских манипуляций – от простых медицинских процедур до хирургических операций. Создавая центр Citonet, мы хотели выразить свою заботу о комфорте и безопасности наших клиентов, как медицинских работников, так и их пациентов. Едва ли не благодаря таким центрам, значительно сокращаются расходы медучреждений при соблюдении санитарно-гигиенических правил.



■ БОЛЬНИЦА МАТОРАТ

В 2001 году Торунским заводом перезионных материалов в г. Торунь была создана Больница Matorat. Больница получила сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта ISO 9001 в полном спектре услуг, включая госпитализацию.

В 2007 году при больнице была открыта современная поликлиника.



■ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР TRICOMED

В группу компаний TZMO входит научно-исследовательский центр TRICOMED SA. Центр сотрудничает с научными институтами в области медицинской инженерии, биотехнологии и косметологии. TRICOMED SA принимает участие в Рамочных программах ЕС по развитию научных исследований и технологий. Компания является обладателем десятков патентов и премий, и занимает одно из ведущих мест среди мировых производителей биоматериалов.



■ ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

TZMO SA активно участвует во многих международных медицинских выставках и конгрессах, таких как: Alterpflege (Германия), Medica (Германия), MedTrade (США) или Здравоохранение (Россия). Данный вид деятельности позволяет нам изучить новые направления развития в нашей сфере бизнеса, наладить новые контакты и показать свои собственные достижения.





НАШИ МАРКИ

ГРУППА TZMO SA ЯВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ И ПОСТАВЩИКОМ ИЗДЕЛИЙ В КАТЕГОРИЯХ:

- женская гигиена – **bella**
- детская гигиена – **bella baby happy, мамма**
- гигиенические изделия из хлопка – **bella cotton**
- гигиенические бумажные изделия – **bella №1**
- медицина – **matopat, tricomed, born, citonet**
- средства гигиены для людей, страдающих недержанием – **seni, seni care**
- косметические средства – **eva natura, eva sun, eva simply, eva derma**
- бытовая химия – **dr max**

 TZMO SA





оглавление

ГЛАВА 1.



ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ СРЕДСТВА

| | |
|--|---------|
| Перевязочные изделия из мадри и нетканого материнала | стр. 11 |
| Впитывающие изделия из целлюлозы | стр. 21 |
| Сетчато-трубчатые бинты | стр. 23 |
| Бинты | стр. 24 |
| Терапия лимфатического отека | стр. 29 |
| Пластыри | стр. 30 |
| Самоклеящиеся повязки | стр. 34 |

ГЛАВА 2.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОВЯЗКИ

| | |
|---|---------|
| MEDISORB – СИСТЕМА ЛЕЧЕНИЯ РАН ВО ВЛАЖНОЙ СРЕДЕ | стр. 39 |
| Гидрогелевая повязка | стр. 41 |
| Повязка из кальций-алгината | стр. 42 |
| Полимерная повязка | стр. 43 |
| Полиуретановая повязка с высокой впитываемостью | стр. 44 |
| Гидроколлоидная повязка | стр. 45 |
| Полиуретановая пленочная повязка | стр. 46 |
| ОСТАНОВКА КРОВОТЕЧЕНИЙ | стр. 47 |
| Гемостатическая повязка | стр. 47 |
| ЛЕЧЕНИЕ РУБЦОВ | стр. 48 |
| Оликовая повязка для реабилитации рубцов и келоидов | стр. 48 |
| компрессионные посленожевые подолки | стр. 48 |

ГЛАВА 3.



КОМПЛЕКТЫ МАТОСЕТ И МАТОСЛАРЕ

| | |
|--|---------|
| Поршневые комплекты | стр. 51 |
| Инструменты одноразового использования | стр. 58 |
| Операционные комплекты | стр. 59 |
| Салфетки и простины | стр. 61 |
| Чехлы и алюминиевые | стр. 83 |

Оглавление

ГЛАВА 4.



ОДНОРАЗОВАЯ ОДЕЖДА И ПЕРЧАТКИ

| | |
|--|----------|
| Одежда и постельное белое одноразового использования | стр. 93 |
| Перчатки | стр. 107 |

ГЛАВА 5.



УСЛУГИ СТОМЕТИ И ИЗДЕЛИЯ МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| | |
|---|----------|
| Марка СТОНЕТ | стр. 113 |
| Простыни и хирургические покрытия многоразового использования | стр. 114 |
| Борьбовые хирургические ладаты многоразового использования | стр. 116 |
| Операционная одежда многоразового использования | стр. 118 |
| Фасонная одежда многоразового использования | стр. 122 |
| Постельное белое многоразового использования | стр. 123 |

ГЛАВА 6.



ИММОБИЛИЗАЦИЯ

| | |
|--------------------------------|----------|
| Гипсовые бинты и лонгеты | стр. 127 |
| Подкладки под гипсовые пакеты | стр. 129 |
| Трубчатые ортопедические бинты | стр. 130 |



ГЛАВА 7.



СТЕРИЛИЗАЦИЯ:

| | |
|---|----------|
| Пакеты и рулоны, упакованные бумагой – пленочные плоские для стерилизации (STEAM, EO, FORM) | стр. 133 |
| Пакеты и рулоны, упакованные бумагой – пленочные со складкой для стерилизации (STEAM, EO, FORM) | стр. 135 |
| Пакеты бумаго-пленочные самоклеящиеся (STEAM, EO) | стр. 136 |
| Рулоны упакованные Тайлок (Tyllok) – пленочные (МН202) | стр. 137 |
| Пакеты из нетканого материала и пленки (STEAM, EO, FORM) | стр. 138 |
| Бумага креповая в листах | стр. 140 |
| Бумага креповая в листах, упакованная попарно | стр. 141 |
| Нетканый материал в листах | стр. 142 |
| Самоклеящиеся ленты | стр. 143 |
| Самоклеящиеся послестерилизационные пакеты | стр. 144 |

ГЛАВА 8.



ИНСТИЛАНТАЦИЯ:

| | |
|--|----------|
| Хирургические щипцы | стр. 147 |
| Хоспитальные ленты и аппликаторы | стр. 149 |
| Эндопротезы костей свода черепа | стр. 151 |
| Эндопротезы костей грудницы | стр. 152 |
| Эндопротезы костей ребер | стр. 152 |
| Протезы связок и сухожилий | стр. 153 |
| Цветные хирургические метки | стр. 153 |
| О компании АО "Юкомед" | стр. 154 |



ГЛАВА 1.

ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ СРЕДСТВА

| | |
|---|----|
| ■ Перевязочные изделия из марли и нетканого материала | 11 |
| ■ Впитывающие изделия из целлюлозы | 21 |
| ■ Сетчато-трубчатые бинты | 23 |
| ■ Бинты | 24 |
| ■ Терапия лимфатического отёка | 29 |
| ■ Пластыри | 30 |
| ■ Самоклеящиеся повязки | 34 |

MATOCOMP**МАРЛЯ ДЛЯ ПЕРЕВЯЗКИ**

Медицинская марля изготовлена из гидрофильного 100% хлопка, отбеленного без использования хлора, что дает гарантию химической чистоты. Для обеспечения безопасности особый технологический способ обработки исключает образование свободно выступающих нитей на поверхности марли.

**МАРЛЯ ДЛЯ ПЕРЕВЯЗКИ НЕСТЕРИЛЬНАЯ**

| размер | артнр | одиничная упаковка | транспортная упаковка |
|------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 17 НИТЕЙ | | | |
| 7м ² | MA-108-MMMN-001 | 1 шт. | 80 уп. |
| 12м ² | MA-108-MMMN-002 | 1 шт. | 100 уп. |
| 13 НИТЕЙ | | | |
| 7м ² | MA-108-MMMN-004 | 30 шт. | 2 уп. |
| 12м ² | MA-108-MMMN-005 | 50 шт. | 2 уп. |

МАРЛЯ ДЛЯ ПЕРЕВЯЗКИ СТЕРИЛЬНАЯ

| размер | артнр | одиничная упаковка | транспортная упаковка |
|---------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 17 НИТЕЙ | | | |
| 7м ² | MA-107-MMMN-001 | 1 шт. | 40 уп. |
| 12м ² | MA-107-MMMN-002 | 1 шт. | 100 уп. |
| 14м ² | MA-107-MMMN-003 | 1 шт. | 100 уп. |
| 2 x 1м ² | MA-107-MMMN-010 | 2 x 1 шт. | 80 уп. |
| 13 НИТЕЙ | | | |
| 7м ² | MA-107-MMMN-004 | 1 шт. | 40 уп. |
| 12м ² | MA-107-MMMN-005 | 1 шт. | 100 уп. |
| 14м ² | MA-107-MMMN-006 | 1 шт. | 100 уп. |

МЕДИЦИНСКИЕ САЛФЕТКИ ИЗ МАРЛИ

Марлевые медицинские салфетки – это одно из наиболее часто используемых средств для перевязки ран. Салфетки Матосомп изготовлены из гидрофильного 100% хлопка, отбеленного без использования хлора. Сложенны таким образом, что исключается вероятность попадания нитей марли с обрезанных краев в рану. В ассортимент также входит вариант салфеток с рентгеноконтрастной нитью.



PEEL-PACK

МАРЛЕВЫЕ САЛФЕТКИ 17-НИТОЧНЫЕ PEEL-PACK СТЕРИЛЬНЫЕ

| размер | артнр | одиничная упаковка | транспортная упаковка |
|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| вслойные | | | |
| 5 см x 5 см | MA-102-P002-017 | 25 x 2шт. | 10 уп. |
| 7,5 см x 7,5 см | MA-102-P002-018 | 25 x 2шт. | 24 уп. |
| 10 см x 10 см | MA-102-P002-019 | 25 x 2шт. | 6 уп. |

МАТОСОМП

МАРЛЕВЫЕ САЛФЕТКИ 17-НИТОЧНЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

| размер | артнрт | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 8-СЛОЙНЫЕ | | | |
| 5 см x 5 см | MA-101-A100-001 | 100 шт. | 40 уп. |
| 7,5 см x 7,5 см | MA-101-A100-002 | 100 шт. | 10 уп. |
| 10 см x 10 см | MA-101-A100-003 | 100 шт. | 10 уп. |
| 10 см x 20 см | MA-101-A100-004 | 100 шт. | 10 уп. |
| 12-СЛОЙНЫЕ | | | |
| 5 см x 5 см | MA-101-A100-005 | 100 шт. | 30 уп. |
| 7,5 см x 7,5 см | MA-101-A100-006 | 100 шт. | 10 уп. |
| 10 см x 10 см | MA-101-A100-007 | 100 шт. | 10 уп. |
| 10 см x 20 см | MA-101-A100-008 | 100 шт. | 5 уп. |
| 16-СЛОЙНЫЕ | | | |
| 5 см x 5 см | MA-101-A100-009 | 100 шт. | 30 уп. |
| 7,5 см x 7,5 см | MA-101-A100-010 | 100 шт. | 10 уп. |
| 10 см x 10 см | MA-101-A100-043 | 100 шт. | 5 уп. |

МАРЛЕВЫЕ САЛФЕТКИ 17-НИТОЧНЫЕ ВИСТЕР СТЕРИЛЬНЫЕ

| размер | артнрт | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 8-СЛОЙНЫЕ | | | |
| 5 см x 5 см | MA-102-B002-034 | 2шт. | 300 уп. |
| 7,5 см x 7,5 см | MA-102-B002-015 | 2шт. | 300 уп. |
| 10 см x 10 см | MA-102-B002-031 | 2шт. | 360 уп. |
| 5 см x 5 см | MA-102-B005-001 | 5шт. | 240 уп. |
| 7,5 см x 7,5 см | MA-102-B005-002 | 5шт. | 240 уп. |
| 10 см x 10 см | MA-102-B005-003 | 5шт. | 240 уп. |
| 10 см x 20 см | MA-102-B005-043 | 5шт. | 100 уп. |
| 12-СЛОЙНЫЕ | | | |
| 5 см x 5 см | MA-102-B002-029 | 2шт. | 350 уп. |
| 7,5 см x 7,5 см | MA-102-B002-033 | 2шт. | 300 уп. |
| 10 см x 20 см | MA-102-B002-025 | 2шт. | 150 уп. |
| 5 см x 5 см | MA-102-B005-004 | 5шт. | 200 уп. |
| 7,5 см x 7,5 см | MA-102-B005-005 | 5шт. | 240 уп. |
| 10 см x 10 см | MA-102-B005-006 | 5шт. | 180 уп. |
| 10 см x 20 см | MA-102-B005-041 | 5шт. | 80 уп. |



блестерный пакет



блестер

МАРЛЕВЫЕ САЛФЕТКИ 17-НИТОЧНЫЕ С РЕНТГЕНОКОНТРАСТНОЙ НИТЬЮ ВИСТЕР СТЕРИЛЬНЫЕ


| размер | артнрт | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 8-СЛОЙНЫЕ | | | |
| 5 см x 5 см | MA-102-B003-028 | 3шт. | 300 уп. |
| 5 см x 5 см | MA-102-B005-030 | 5шт. | 240 уп. |
| 10 см x 20 см | MA-102-B005-021 | 5шт. | 100 уп. |
| 12-СЛОЙНЫЕ | | | |
| 5 см x 5 см | MA-102-B005-024 | 5шт. | 200 уп. |
| 7,5 см x 7,5 см | MA-102-T005-009 | 5шт.* | 60 уп. |
| 10 см x 10 см | MA-102-B005-029 | 5шт. | 180 уп. |
| 10 см x 20 см | MA-102-B005-042 | 5шт. | 50 уп. |
| 16-СЛОЙНЫЕ | | | |
| 10 см x 20 см | MA-102-B003-030 | 3шт. | 100 уп. |
| 7,5 см x 7,5 см | MA-102-B005-046 | 5шт. | 240 уп. |
| 10 см x 10 см | MA-102-B005-025 | 5шт. | 120 уп. |
| 10 см x 20 см | MA-102-T005-007 | 5шт.* | 60 уп. |

*навески в бумажно-гофрированном пакете

➊ Также предлагается вариант медицинских салфеток из марли плотностью 13-нитей и салфеток с рентгеноконтрастной нитью из марли плотностью 17-нитей.

MATOVLIES**МЕДИЦИНСКИЕ САЛФЕТКИ ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА**

Нетканый материал, из которого изготовлены салфетки Matovlies, характеризуется высокой мягкостью, благодаря чему выполненные из него перевязочные средства легко принимают необходимую форму. Салфетки из нетканого материала применяются для наложения на рану. В предложение также входит вариант салфеток для ухода за раной при дренировании и трахеотомии. Стандартное предложение включает 4- и 8-слойные салфетки. Дополнительно могут быть изготовлены салфетки сложением 6, 10 и 12 слоев.

**САЛФЕТКИ ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА 30 Г НЕСТЕРИЛЬНЫЕ**

| размер | артикул | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 4-слойные | | | |
| 5 см x 5 см | MA-103-A100-001 | 100 шт. | 60 уп. |
| 7,5 см x 7,5 см | MA-103-A100-002 | 100 шт. | 28 уп. |
| 10 см x 10 см | MA-103-A100-003 | 100 шт. | 20 уп. |
| 10 см x 20 см | MA-103-A100-030 | 100 шт. | 10 уп. |

САЛФЕТКИ ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА 30 Г НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

| размер | артикул | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 4-слойные | | | |
| 5 см x 5 см | MA-103-A100-004 | 100 шт. | 48 уп. |
| 7,5 см x 7,5 см | MA-103-A100-005 | 100 шт. | 20 уп. |
| 10 см x 10 см | MA-103-A100-006 | 100 шт. | 20 уп. |
| 10 см x 20 см | MA-103-A100-029 | 100 шт. | 10 уп. |

САЛФЕТКИ ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА 30 Г СТЕРИЛЬНЫЕ

| размер | артикул | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 4-слойные | | | |
| 5 см x 5 см | MA-104-B002-001 | 2 шт. | 500 уп. |
| 7,5 см x 7,5 см | MA-104-B002-002 | 2 шт. | 500 уп. |
| 10 см x 10 см | MA-104-B002-003 | 2 шт. | 300 уп. |
| 5 см x 5 см | MA-104-B005-001 | 5 шт. | 300 уп. |
| 7,5 см x 7,5 см | MA-104-B005-002 | 5 шт. | 300 уп. |
| 10 см x 10 см | MA-104-B005-003 | 5 шт. | 240 уп. |
| 5 см x 5 см | MA-109-W010-001 | 10 шт. | 150 уп. |
| 7,5 см x 7,5 см | MA-109-W010-002 | 10 шт. | 200 уп. |
| 10 см x 10 см | MA-109-W010-003 | 10 шт. | 150 уп. |

САЛФЕТКИ ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА 40 Г С НАДРЕЗОМ СТЕРИЛЬНЫЕ

| размер | артикул | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|-----------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 4-слойные с надрезом | | | |
| 5 см x 5 см | MA-104-B002-001 | 2 шт. | 500 уп. |
| 7,5 см x 7,5 см | MA-104-B002-002 | 2 шт. | 500 уп. |
| 10 см x 10 см | MA-104-B002-018 | 2 шт. | 300 уп. |
| 4-слойные с надрезом | | | |
| 5 см x 5 см | MA-104-B002-028 | 2 шт. | 500 уп. |
| 7,5 см x 7,5 см | MA-104-B002-025 | 2 шт. | 500 уп. |
| 10 см x 10 см | MA-104-B002-024 | 2 шт. | 300 уп. |

САЛФЕТКИ ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА 40 Г СТЕРИЛЬНЫЕ

| размер | артикул | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 4-слойные | | | |
| 5 см x 5 см | MA-104-B002-004 | 2 шт. | 500 уп. |
| 7,5 см x 7,5 см | MA-104-B002-005 | 2 шт. | 500 уп. |
| 10 см x 10 см | MA-104-B002-006 | 2 шт. | 300 уп. |
| 5 см x 5 см | MA-104-B003-004 | 3 шт. | 500 уп. |
| 7,5 см x 7,5 см | MA-104-B003-005 | 3 шт. | 500 уп. |
| 10 см x 10 см | MA-104-B003-006 | 3 шт. | 300 уп. |
| 5 см x 5 см | MA-104-B005-004 | 5 шт. | 300 уп. |
| 7,5 см x 7,5 см | MA-104-B005-005 | 5 шт. | 300 уп. |
| 10 см x 10 см | MA-104-B005-006 | 5 шт. | 240 уп. |

NEUROCOMPRESS

НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИЕ САЛФЕТКИ

Салфетки Neurocompress изготовлены из 4-слойного нетканого материала, характеризующегося высокой впитывающей способностью. Рентгеноконтрастная нить обеспечивает быстрое и неинвазивное обнаружение салфетки, оставленной в операционной ране.



Применение:

- предназначены для осушения операционного поля от биологических жидкостей во время нейрохирургических операций

НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИЕ САЛФЕТКИ СТЕРИЛЬНЫЕ

| размер | арт.код | одиничная упаковка | транспортная упаковка |
|----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 10 мм x 10 мм | MA-104-B010-020 | 25 x 10 шт. | 4 уп. |
| 10 мм x 50 мм | MA-104-B010-032 | 25 x 10 шт. | 4 уп. |
| 10 мм x 100 мм | MA-104-B010-031 | 25 x 10 шт. | 4 уп. |
| 20 мм x 50 мм | MA-104-B010-010 | 25 x 10 шт. | 4 уп. |
| 20 мм x 100 мм | MA-104-B010-024 | 25 x 10 шт. | 4 уп. |
| 25 мм x 25 мм | MA-104-B010-008 | 25 x 10 шт. | 4 уп. |
| 25 мм x 75 мм | MA-104-B010-007 | 25 x 10 шт. | 4 уп. |
| 25 мм x 100 мм | MA-104-B010-026 | 25 x 10 шт. | 4 уп. |
| 30 мм x 30 мм | MA-104-B010-027 | 25 x 10 шт. | 4 уп. |
| 30 мм x 50 мм | MA-104-B010-028 | 25 x 10 шт. | 4 уп. |
| 30 мм x 75 мм | MA-104-B010-009 | 25 x 10 шт. | 4 уп. |
| 30 мм x 90 мм | MA-104-B010-029 | 25 x 10 шт. | 4 уп. |
| 50 мм x 90 мм | MA-104-B010-030 | 25 x 10 шт. | 4 уп. |

ABDOMA**САЛФЕТКИ ДЛЯ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ**

Салфетки Abdoma изготовлены из марли, отбеленной без использования хлора. Применяются для осушения операционного поля от большого количества биологических жидкостей. В связи с универсальным применением в операционных блоках, салфетки могут быть снабжены дополнительными элементами, повышающими безопасность их применения – рентгеноконтрастная нить и петля, которая служит для фиксации салфетки к операционному покрытию, для контроля количества используемых салфеток, а также для удобного удаления салфетки из полости.

Салфетки предлагаются в стерильном и нестерильном варианте.



REНТЕНКОНТРАСТНАЯ НИТЬ

ПЕТЛЯ

МАРЛЕННЫЕ САЛФЕТКИ ДЛЯ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 17-НИТОЧНЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

| размер | арт.нр. | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|--------|---------|--------------------|-----------------------|
|--------|---------|--------------------|-----------------------|

С РЕНТЕНКОНТРАСТНОЙ НИТЬЮ

| | | | |
|-------------------------|----------------|--------|--------|
| 4-слойные 30 см x 30 см | MA-131-N04-001 | 60 шт. | 10 уп. |
| 4-слойные 30 см x 45 см | MA-131-N04-003 | 45 шт. | 9 уп. |
| 4-слойные 45 см x 45 см | MA-131-N04-004 | 10 шт. | 12 уп. |
| 4-слойные 45 см x 70 см | MA-131-N04-005 | 30 шт. | 7 уп. |
| 4-слойные 50 см x 50 см | MA-131-N04-006 | 30 шт. | 7 уп. |
| 4-слойные 75 см x 90 см | MA-131-N04-007 | 15 шт. | 7 уп. |
| 6-слойные 45 см x 45 см | MA-131-N06-001 | 30 шт. | 7 уп. |
| 8-слойные 45 см x 45 см | MA-131-N08-001 | 25 шт. | 7 уп. |

С РЕНТЕНКОНТРАСТНОЙ НИТЬЮ И ПЕТЛЕЙ

| | | | |
|-------------------------|-----------------|--------|--------|
| 2-слойные 75 см x 75 см | MA-131-NT02-002 | 30 шт. | 7 уп. |
| 4-слойные 30 см x 30 см | MA-131-NT04-001 | 60 шт. | 10 уп. |
| 4-слойные 30 см x 45 см | MA-131-NT04-004 | 45 шт. | 9 уп. |
| 4-слойные 45 см x 45 см | MA-131-NT04-005 | 10 шт. | 12 уп. |
| 4-слойные 45 см x 70 см | MA-131-NT04-006 | 30 шт. | 7 уп. |
| 4-слойные 50 см x 50 см | MA-131-NT04-007 | 30 шт. | 7 уп. |
| 4-слойные 75 см x 90 см | MA-131-NT04-009 | 15 шт. | 7 уп. |
| 6-слойные 45 см x 45 см | MA-131-NT06-001 | 30 шт. | 7 уп. |
| 8-слойные 45 см x 45 см | MA-131-NT08-001 | 25 шт. | 7 уп. |

МАРЛЕННЫЕ САЛФЕТКИ ДЛЯ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 17-НИТОЧНЫЕ С СТЕРИЛЬНЫЕ

| размер | арт.нр. | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|--------|---------|--------------------|-----------------------|
|--------|---------|--------------------|-----------------------|

С РЕНТЕНКОНТРАСТНОЙ НИТЬЮ

| | | | |
|-------------------------|----------------|-------|---------|
| 4-слойные 30 см x 30 см | MA-132-N04-001 | 2 шт. | 100 уп. |
| 4-слойные 45 см x 45 см | MA-132-N04-015 | 1 шт. | 90 уп. |
| 4-слойные 45 см x 45 см | MA-132-N04-008 | 2 шт. | 40 уп. |
| 4-слойные 45 см x 45 см | MA-132-N04-003 | 5 шт. | 25 уп. |
| 4-слойные 45 см x 70 см | MA-132-N04-012 | 1 шт. | 50 уп. |
| 4-слойные 45 см x 70 см | MA-132-N04-010 | 2 шт. | 40 уп. |
| 4-слойные 45 см x 70 см | MA-132-N04-019 | 5 шт. | 20 уп. |

С РЕНТЕНКОНТРАСТНОЙ НИТЬЮ И ПЕТЛЕЙ

| | | | |
|-------------------------|-----------------|-------|---------|
| 4-слойные 30 см x 30 см | MA-132-NT04-001 | 2 шт. | 100 уп. |
| 4-слойные 45 см x 45 см | MA-132-NT04-014 | 1 шт. | 90 уп. |
| 4-слойные 45 см x 45 см | MA-132-NT04-007 | 2 шт. | 40 уп. |
| 4-слойные 45 см x 45 см | MA-132-NT04-004 | 5 шт. | 25 уп. |
| 4-слойные 45 см x 70 см | MA-132-NT04-008 | 1 шт. | 50 уп. |
| 4-слойные 45 см x 70 см | MA-132-NT04-021 | 2 шт. | 40 уп. |
| 4-слойные 45 см x 70 см | MA-132-NT04-010 | 5 шт. | 20 уп. |
| 6-слойные 45 см x 45 см | MA-132-NT05-006 | 2 шт. | 35 уп. |
| 6-слойные 45 см x 45 см | MA-132-NT05-002 | 3 шт. | 25 уп. |
| 6-слойные 45 см x 45 см | MA-132-NT05-004 | 5 шт. | 20 уп. |
| 6-слойные 45 см x 70 см | MA-132-NT05-003 | 3 шт. | 25 уп. |
| 6-слойные 45 см x 45 см | MA-132-NT05-002 | 2 шт. | 25 уп. |
| 6-слойные 45 см x 45 см | MA-132-NT05-001 | 5 шт. | 14 уп. |

TUPFER**ТАМПОНЫ МАРЛЕВЫЕ**

Тупферы изготовлены из цельноскрученного фрагмента хлопковой марли, отбеленной без использования хлора. За счет своих высоких сорбционных способностей применяются для остановки кровотечения, осушения и очищения ран. А также для дезинфекции больших областей кожи. Предлагаются в стерильном и нестерильном варианте.

Внимание: во время инвазивных процедур изделие следует использовать только в неразвернутом состоянии.

В зависимости от применения предлагаются следующие формы тупферов:



TUPFER AR шарик



TUPFER BR фасолька



TUPFER CR южк



TUPFER DR трапеция



TUPFER LR накладка



TUPFER LR гармошка



TUPFER H парц



TUPFER LR для хирургии

МАРЛЕВЫЕ ТУПФЕРЫ 17-НИТОЧНЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

| размер | арт.нр. | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|--|-----------------|--------------------|-----------------------|
| TUPFER A - ШАРИК | | | |
| 20 см x 20 см | MA-106-K250-018 | 250 шт. | 30 уп. |
| 50 см x 50 см | MA-106-K025-001 | 25 шт. | 20 уп. |
| 30 см x 30 см | MA-106-K050-001 | 50 шт. | 25 уп. |
| TUPFER AR - ШАРИК С РЕНТГЕНОКОНТРАСТНОЙ НИТЬЮ | | | |
| 15 см x 15 см | MA-106-K250-020 | 250 шт. | 44 уп. |
| 30 см x 30 см | MA-106-K050-002 | 50 шт. | 25 уп. |
| 50 см x 50 см | MA-106-K025-002 | 25 шт. | 20 уп. |

МАРЛЕВЫЕ ТУПФЕРЫ 17-НИТОЧНЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ

| размер | арт.нр. | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|--|-----------------|--------------------|-----------------------|
| TUPFER A - ШАРИК | | | |
| 15 см x 15 см | MA-106-K003-004 | 3 шт. | 180 уп. |
| 15 см x 15 см | MA-106-K005-015 | 5 шт. | 180 уп. |
| 15 см x 15 см | MA-106-K006-001 | 2x3 шт. | 180 уп. |
| 15 см x 15 см | MA-106-K010-102 | 10 шт. | 120 уп. |
| 20 см x 20 см | MA-106-K005-012 | 5 шт. | 180 уп. |
| 20 см x 20 см | MA-106-K006-002 | 2x3 шт. | 180 уп. |
| 20 см x 20 см | MA-106-K010-001 | 10 шт. | 120 уп. |
| 30 см x 30 см | MA-106-K003-001 | 3 шт. | 140 уп. |
| 30 см x 30 см | MA-106-K005-019 | 5 шт. | 80 уп. |
| 30 см x 30 см | MA-106-K010-027 | 10 шт. | 10 уп. |
| TUPFER AR - ШАРИК С РЕНТГЕНОКОНТРАСТНОЙ НИТЬЮ | | | |
| 15 см x 15 см | MA-106-K005-020 | 5 шт. | 180 уп. |
| 15 см x 15 см | MA-106-K010-018 | 10 шт. | 120 уп. |
| 20 см x 20 см | MA-106-K005-024 | 5 шт. | 180 уп. |
| 20 см x 20 см | MA-106-K010-014 | 10 шт. | 120 уп. |
| 30 см x 30 см | MA-106-K005-027 | 5 шт. | 80 уп. |
| 30 см x 30 см | MA-106-K020-003 | 20 шт. | 50 уп. |

В таблице отображены все варианты для тупферов «шарик» (существующие размеры, стерильность, наличие рентгеноконтрастной нити, количество в упаковке). Аналогичный формат описания и для остальных форм тупферов.

SETON**СЕТОНЫ МАРЛЕВЫЕ**

Сетоны изготовлены из цельноокрученного фрагмента хлопковой марли, отбеленной без использования хлора. За счет большей площади отреза марли и более высокой плотности скручивания, сетоны обладают гораздо большей сорбционной способностью в сравнении с тупферами. Применяются для осушения и очищения ран.

Внимание: во время инвазионных процедур изделие следует использовать только в неразвернутом состоянии.

**МАРЛЕВЫЕ СЕТОНЫ 17-НИТОЧНЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ**

| размер | артикул | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|--|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 4-слойные | | | |
| 2 м x 1 см | MA-105-MMWM-504 | 200 шт. | 8 уп. |
| 2 м x 2 см | MA-105-MMWM-505 | 120 шт. | 8 уп. |
| 2 м x 5 см | MA-105-MMWM-506 | 68 шт. | 8 уп. |
| 4-слойные с рентгеноконтрастной нитью | | | |
| 2 м x 7,5 см | MA-105-MMWM-510 | 36 шт. | 8 уп. |
| 8-слойные | | | |
| 2 м x 10 см | MA-105-MWWM-502 | 1 шт. | 45 уп. |

МАРЛЕВЫЕ СЕТОНЫ 17-НИТОЧНЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ

| размер | артикул | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|--|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 4-слойные | | | |
| 1 м x 1 см | MA-105-VMMM-032 | 1 шт. | 240 уп. |
| 1 м x 2 см | MA-105-VMMM-037 | 1 шт. | 100 уп. |
| 1 м x 5 см | MA-105-VMMM-036 | 1 шт. | 180 уп. |
| 2 м x 1 см | MA-105-VMMM-004 | 1 шт. | 240 уп. |
| 2 м x 1 см | MA-105-VMMM-034 | 2 шт. | 160 уп. |
| 2 м x 2 см | MA-105-VMMM-005 | 1 шт. | 120 уп. |
| 2 м x 5 см | MA-105-VMMM-037 | 1 шт. | 50 уп. |
| 2 м x 5 см | MA-105-VMMM-047 | 2 шт. | 80 уп. |
| 4-слойные с рентгеноконтрастной нитью | | | |
| 2 м x 5 см | MA-105-VMMM-016 | 1 шт. | 60 уп. |
| 2 м x 7,5 см | MA-105-VMMM-017 | 1 шт. | 60 уп. |

ABSORBA

ПОВЯЗКА АБСОРБИРУЮЩАЯ

Абсорбирующая повязка состоит из хлопковой марли, отбеленной бактериальным методом и из медицинского нетканого материала, обладающего высокими гидрофильтральными свойствами. В повязке 1: находится 16 слоев (8 слоев марли и 8 слоев нетканого материала). Благодаря соединению марли и нетканого материала, повязка характеризуется высокой впитывающей способностью по сравнению с впитываемостью марлевых повязок. Повязка 2 - с дополнительно прошитым краем.

ПОВЯЗКА АБСОРБИРУЮЩАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ

| | размер | арт.нр. | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|----|---------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | 10 см x 20 см | MA-101-A050-029 | 50 шт. | 5 уп. |



ПОВЯЗКА АБСОРБИРУЮЩАЯ СТЕРИЛЬНАЯ

| | размер | арт.нр. | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|--------------------------------|---------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | 10 см x 20 см | MA-102-B001-013 | 1 шт. | 140 уп. |
| 2. | 10 см x 20 см | MA-102-B002-030 | 2 шт. | 100 уп. |
| 3. | 10 см x 20 см | MA-102-B004-006 | 4 шт. | 60 уп. |
| с дополнительно прошитым краем | | | | |
| 2. | 9 см x 9 см | MA-152-RM0Y-001 | 1 шт. | 60 уп. |



ПОВЯЗКА С ВЫСОКОЙ ВПИТЫВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ

Повязка Absorba с высокой впитывающей способностью рекомендуется для ран с обильным отделяемым. Значительно увеличенные абсорбирующие свойства повязки обусловлены целлюлозным вкладышем, расположенным между слоями.

ПОВЯЗКА АБСОРБИРУЮЩАЯ ВЫСОКОВПИТЫВАЮЩАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ

| | размер | арт.нр. | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|--|---------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| | 10 см x 15 см | MA-103-A020-002 | 20 шт. | 18 уп. |
| | 10 см x 20 см | MA-103-A020-001 | 20 шт. | 16 уп. |



ПОВЯЗКА АБСОРБИРУЮЩАЯ ВЫСОКОВПИТЫВАЮЩАЯ СТЕРИЛЬНАЯ

| | размер | арт.нр. | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|--|---------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| | 10 см x 15 см | MA-104-A020-001 | 20 x 1 шт. | 4 уп. |
| | 10 см x 20 см | MA-104-A020-002 | 20 x 1 шт. | 7 уп. |

ABSORBA**ВПЛЫВАЮЩАЯ ПОВЯЗКА ДЛЯ НОСА**

Повязка для носа представляет собой валик, внутренний слой которого изготовлен из мягкого нетканого материала, внешний слой – трикотажный бинт, переходящий в завязки для фиксации впитывающей части повязки под носом пациента.



ПОВЯЗКА ДЛЯ НОСА. НЕСТЕРИЛЬНАЯ

| размер | артнрт. | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|---------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 2,5 см x 5 см | MA-103-A050-010 | 55 шт. | 10 уп. |
| 7,5 см x 4 см | MA-103-A050-012 | 50 шт. | 10 уп. |

ПОВЯЗКА ДЛЯ НОСА. СТЕРИЛЬНАЯ

| размер | артнрт. | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|---------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 2,5 см x 5 см | MA-104-A001-001 | 1 шт. | 100 уп. |
| 2,5 см x 5 см | MA-104-A005-001 | 5 шт. | 20 уп. |
| 2,5 см x 5 см | MA-104-A010-001 | 10 шт. | 20 уп. |

ТАМПОН ДЛЯ ТАМПОНАДЫ

Тампоны для тампонады изготовлены из хлопковой марли, отбеленной без использования хлора, и снабжены хлопковой шнурообразной нитью, благодаря которой можно сформировать нужную форму тампона, а наличие нити облегчает его удаление из операционного поля. Характеризуется небольшим размером и высокой впитываемостью.



ТАМПОН ДЛЯ ТАМПОНАДЫ. СТЕРИЛЬНЫЙ

| размер | артнрт. | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| с одной нитью | | | |
| № 1 - 2,5 см x 3 см | MA-152-RMWY-006 | 1 шт. | 100 уп. |
| № 5 - 3 см x 4 см | MA-152-RMWY-021 | 1 шт. | 50 уп. |
| № 6 - 5 см x 5 см | MA-152-RMWY-022 | 1 шт. | 50 уп. |
| с двумя нитями | | | |
| № 2 - 2 см x 1,5 см | MA-152-RMWY-011 | 1 шт. | 100 уп. |
| № 3 - 3 см x 2 см | MA-152-RMWY-012 | 1 шт. | 100 уп. |
| № 4 - 3,5 см x 2,5 см | MA-152-RMWY-013 | 1 шт. | 100 уп. |

ABSORBA

ТАМПОН ВАТНО-МАРЛЕВЫЙ

Тампон представляет собой впитывающую повязку округлой формы, наружным слоем которой является хлопковая марля, внутренний слой – ватный впитывающий вкладыш. Тампон снабжен хлопковой шнурообразной нитью, которая облегчает удаление повязки из операционного поля. Особенно рекомендуется для использования при гинекологических процедурах.

ТАМПОН ВАТНО-МАРЛЕВЫЙ ИЗ 28-НИТОЧНОЙ МАРЛЫ СТЕРИЛЬНЫЙ

| размер | арт.нр. | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|---------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 30 см x 30 см | MA-152-RMWY-014 | 1 шт. | 30 уп. |



ГЛАЗНАЯ ВПИТЫВАЮЩАЯ ПОВЯЗКА

Повязка имеет овальную форму, наружный слой из хлопковой марли, отбеленной без использования хлора, внутренний впитывающий вкладыш – перевязочная вата. Однородная структура впитывающего вкладыша обеспечивает равномерное давление на глазное яблоко.

ГЛАЗНАЯ ПОВЯЗКА СТЕРИЛЬНАЯ

| размер | арт.нр. | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|-----------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 1-слойная | MA-152-RMWY-301 | 1 шт. | 80 уп. |
| 2-слойная | MA-152-RMWY-008 | 1 шт. | 220 уп. |
| 4-слойная | MA-152-RMWY-009 | 1 шт. | 200 уп. |



MATOCELL • MATOCELL PAD**ЦЕППЛЮОЗНАЯ ВАТА (ЛИГНИН)**

Перевязочный материал, используемый для дезинфекции кожи перед или после процедур и инъекций. Не вызывает раздражения кожи и аллергических реакций. Не пылит, имеет высокую гидрофильность, благодаря чему рекомендуется для использования в стоматологии.

**ЦЕППЛЮОЗНАЯ ВАТА НЕСТЕРИЛЬНАЯ**

| размер | арткод | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|---------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 20 см x 20 см | MA-073-A001-006 | 1 кг | 10 уп. |
| 20 см x 30 см | MA-073-A001-007 | 0,5 кг | 28 уп. |
| 40 см x 60 см | MA-073-A001-004 | 1 кг | 15 уп. |
| 40 см x 60 см | MA-073-A005-001 | 5 кг | 3 уп. |
| в рулоне | MA-073-A150-001 | 150 г | 96 уп. |

ЦЕППЛЮОЗНЫЕ САЛФЕТКИ

Салфетки размером 4 x 5 см изготовлены из 10 слоев цепплюозы, в рулоне с перфорацией по линии отрыва. Цепплюозные салфетки могут использоваться для дезинфекции кожи перед медицинскими процедурами, например, инъекций, инфузий, мелкими хирургическими вмешательствами, а также в качестве впитывающего материала при небольших повреждениях. Это наназивное медицинское изделие, которое может контактировать с травмированным участком кожи в качестве защитного барьера или в качестве абсорбирующей прокладки.

Предлагаем также специальный пластиковый диспенсер многоразового использования для хранения цепплюозных салфеток. Позволяет извлекать салфетки по одной, предотвращая касание следующих салфеток и возможность их загрязнения.

**ЦЕППЛЮОЗНЫЕ САЛФЕТКИ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ**

| размер | арткод | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|--|------------------|--------------------|-----------------------|
| 4 см x 5 см | MA-073-A002-001 | 2 x 500 шт. | 14 уп. |
| 4 см x 5 см | MA-073-A001-007 | 1 x 250 шт. | 42 уп. |
| пластиковый диспенсер универсальный | MA-081-MM/MM-511 | 1 шт. | 1 уп. |

MATOCELL DENT • ABSORGYN

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ВАЛИКИ

Стоматологические валики отличаются высокой гигроскопичностью и имеют плотную структуру, идеальную для абсорбции слюны и других жидкостей во время стоматологических процедур.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ВАЛИКИ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

| размер | арт.нр | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 11 мм из целлюлозы | MA-153-ММММ-003 | 250 г | 16 уп. |



ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОКЛАДКИ

Гинекологические прокладки рекомендуют для женщин в послеродовый период или после гинекологических процедур. Высокие впитывающие свойства и длина прокладки обеспечивает отличную защиту даже в лежачем состоянии. Absorgyn состоит из наружного деликатного слоя из нетканого материала и толстого, впитывающего слоя из целлюлозы, завёрнутого в тонкую гигиеническую бумагу.

Между тонкой бумагой и впитывающим слоем находится изолирующая пленка, которая является эффективной защитой от промокания. Существует также вариант прокладок без пленки.

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОКЛАДКИ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

| | размер | арт.нр | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|---|-----------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| 1 | 34 см x 11,5 см | BE-139-N015-002* | 15 шт. | 28 уп. |
| 1 | 34 см x 9 см | BE-139-N010-002 | 10 шт. | 26 уп. |
| 1 | 27 см x 7,5 см | BE-139-N010-003 | 10 шт. | 50 уп. |
| 2 | 22,5 см x 9 см | BE-139-N020-001* | 20 шт. | 24 уп. |



ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОКЛАДКИ СТЕРИЛЬНЫЕ

| | размер | арт.нр | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|---|--|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 1 | 34 см x 9 см | BE-139-N010-009 | 10 шт. | 12 уп. |
| 1 | 27 см x 7,5 см | BE-139-N010-017 | 10 шт. | 24 уп. |
| 1 | 27 см x 7,5 см в картонной упаковке | BE-139-N010-022 | 10 шт. | 16 уп. |
| 1 | 27 см x 7,5 см в картонной упаковке | BE-139-N005-002 | 5 шт. | 16 уп. |



CODOFIX® • CODOFIX® PLUS**ЭЛАСТИЧНЫЕ СЕТЧАТО-ТРУБЧАТЫЕ БИНТЫ**

Сетчато – трубчатые эластичные фиксирующие бинты Codofix® и Codofix® PLUS значительно сокращают расход перевязочного материала и время наложения повязки. Равномерно облегают любые части тела, не нарушая кровообращение и не ограничивая движения в суставах. Разница между Codofix® и Codofix® PLUS в структуре и плотности материала. Бинты Codofix® обладают высокой растяжимостью; так, например, бинт длиной 1 м может быть растянут до 2,5 м, а 10 м – до 25 м.



Применение:

- для фиксации повязок, в том числе на округлых и труднодоступных местах, таких как пальцы, живот, грудная клетка или голова
- в детской хирургии

Характеристики:

- изделия одноразового использования
- не рекомендуется стерилизовать изделие

ЭЛАСТИЧНЫЙ СЕТЧАТО-ТРУБЧАТЫЙ БИНТ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ

| размер | длина | ширина | артикл | использование | целевая упаковка | транспортная упаковка |
|----------------------|-------|--------------|-----------------|---|------------------|-----------------------|
| CODOFIX® | | | | | | |
| 1 | 1 м | max. 1,5 см | MA-152-RATG-002 | для повязок на пальцы | 1 шт. | 260 уп. |
| 1 | 10 м | | MA-152-RATG-001 | | 1 шт. | 60 уп. |
| 2 | 1 м | 1,5-2,5 см | MA-152-RATG-008 | | 1 шт. | 260 уп. |
| 2 | 10 м | | MA-152-RATG-007 | | 1 шт. | 50 уп. |
| 3 | 1 м | 2,5-3,5 см | MA-152-RATG-009 | для повязок на ягодицу, стопу | 1 шт. | 120 уп. |
| 3 | 10 м | | MA-152-RATG-010 | | 1 шт. | 50 уп. |
| 4 | 1 м | 3,5-4,5 см | MA-152-RATG-011 | для повязок на голени, колено, ягодицу, стопу, пальцы | 1 шт. | 120 уп. |
| 4 | 10 м | | MA-152-RATG-012 | | 1 шт. | 50 уп. |
| 6 | 1 м | 5,0-6,5 см | MA-152-RATG-014 | для повязок на плечо, лопатку, голову, колено | 1 шт. | 120 уп. |
| 6 | 10 м | | MA-152-RATG-013 | | 1 шт. | 25 уп. |
| 8 | 1 м | 7,0-8,5 см | MA-152-RATG-015 | для повязок на область таза, ягодицу | 1 шт. | 60 уп. |
| 8 | 10 м | | MA-152-RATG-016 | | 1 шт. | 25 уп. |
| 10 | 1 м | 10,0-13,5 см | MA-152-RATG-004 | для повязок на область таза, живот | 1 шт. | 60 уп. |
| 10 | 10 м | | MA-152-RATG-003 | | 1 шт. | 12 уп. |
| 14 | 1 м | мин. 14 см | MA-152-RATG-006 | для повязок на грудную клетку, живот, область таза | 1 шт. | 60 уп. |
| 14 | 10 м | | MA-152-RATG-005 | | 1 шт. | 10 уп. |
| CODOFIX® PLUS | | | | | | |
| P1 | 25 м | 1 см | MA-152-RATG-079 | для повязок на пальцы | 1 шт. | 30 уп. |
| P2 | 25 м | 2,5-3 см | MA-152-RATG-090 | для повязок на макушку, плечо, ягодицу, живот | 1 шт. | 35 уп. |
| P3 | 25 м | 3,5-4 см | MA-152-RATG-081 | для повязок на плечо, спину, колено, стопу | 1 шт. | 25 уп. |
| P4 | 25 м | 5,5-6 см | MA-152-RATG-082 | для повязок на голову, бедро | 1 шт. | 20 уп. |
| P5 | 25 м | 10 см | MA-152-RATG-083 | для повязок на грудную клетку, живот, область таза | 1 шт. | 6 уп. |

МАТОРАТ STANDARD • MATOVIS

БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ МАРЛЕВЫЙ

Бинт изготовлен из 17-ниточной гидрофильной перевязочной марли высокого качества, отбеленной без использования хлора. Контролируемый процесс намотки и резки марли обеспечивает высокое качество готового изделия – ровные края и отсутствие выступающих нитей, как по длине самого бинта, так и по краям. Бинт используется для фиксации повязок. Особенно рекомендуется для ран с большой зоной повреждения. Благодаря 100% содержанию хлопка изделие не вызывает раздражений на коже. Обладает отличной воздухо- и паропроницаемостью.

Характеристики:

- состав: хлопок 100%
- изделие одноразового использования
- допустимые способы стерилизации:



БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ НЕЗЛАСТИЧНЫЙ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ

| размер | арт.нр. | временная упаковка | транспортная упаковка |
|-------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 5 см x 4 м | МА-121-ТА40-001 | 80 шт. | 10 уп. |
| 10 см x 4 м | МА-121-ТА40-002 | 40 шт. | 10 уп. |
| 15 см x 4 м | МА-121-ТА40-003 | 40 шт. | 8 уп. |



ВНИМАНИЕ:

Бинты доступны также в стерильном варианте.

БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ НЕЗЛАСТИЧНЫЙ

Фиксирующий бинт Matovis имеет широкую область применения. Обеспечивает комфорт для пациента – пропускает воздух и хорошо переносится кожей. Удобен в использовании – тканые края бинта не осыпаются.

Применение:

- для фиксации повязок
- фиксирование ортопедических повязок

Характеристики:

- изделие одноразового использования
- допустимые способы стерилизации:



БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ НЕЗЛАСТИЧНЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ

| размер | арт.нр. | временная упаковка | транспортная упаковка |
|--|-----------------|--------------------|-----------------------|
| БИНТ НЕЗЛАСТИЧНЫЙ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ВИСКОЗА 100% | | | |
| 5 см x 4 м | МА-122-РЕ40-101 | 1 шт. | 180 уп. |
| 10 см x 4 м | МА-122-РЕ40-102 | 1 шт. | 125 уп. |
| 15 см x 4 м | МА-122-РЕ40-103 | 1 шт. | 90 уп. |
| БИНТ НЕЗЛАСТИЧНЫЙ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ | | | |
| 5 см x 4 м | МА-122-РЕ40-109 | 1 шт. | 180 уп. |
| 10 см x 4 м | МА-122-РЕ40-107 | 1 шт. | 125 уп. |
| 15 см x 4 м | МА-122-РЕ40-108 | 1 шт. | 90 уп. |



ВНИМАНИЕ:

Бинты доступны также в стерильном варианте.

MATOLAST • МАТОВАН

БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ ФИКСИРУЮЩИЙ ТКАНЬЮ

Мягкий эластичный бинт высокой растяжимости с неосыпающимися краями. Рекомендуется использовать в случаях, когда традиционные незластичные бинты не обеспечивают нужной фиксации, например, при наложении повязки на сустав или окрупную часть тела.



Применение:

- для фиксации повязок

Характеристики:

- растяжимость ок. 150%
- состав: полипамид, вискоза
- изделие одноразового использования
- допустимые способы стерилизации

БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ ФИКСИРУЮЩИЙ ТКАНЬЮ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ

| размер | артнрт | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|-------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 8 см x 4 м | MA-123-LA40-025 | 1 шт. | 80 уп. |
| 8 см x 4 м | MA-123-LA40-026 | 1 шт. | 60 уп. |
| 10 см x 4 м | MA-123-LA40-027 | 1 шт. | 60 уп. |
| 12 см x 4 м | MA-123-LA40-028 | 1 шт. | 40 уп. |
| 15 см x 4 м | MA-123-LA40-029 | 1 шт. | 40 уп. |

БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ ФИКСИРУЮЩИЙ ВЯЗАНЫЙ С ЗАСТЕЖКОЙ

Эластичный вязаный бинт с неосыпающимися краями, простой в применении, хорошо прилегает к поверхности тела. Бинт сохраняет свои свойства даже после многочисленных стирок. Пропускает воздух и хорошо воспринимается кожей.



Применение:

- бинт легко сдавливающий
- для фиксации повязок разных видов

Характеристики:

- растяжимость – минимум 150%
- состав: полипамидный шелк, эластомерная пряжа
- изделие многократного применения
- допустимые способы стерилизации:

БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ ФИКСИРУЮЩИЙ ВЯЗАНЫЙ С ЗАСТЕЖКОЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ

| размер | артнрт | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|-------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 8 см x 4 м | MA-123-BA40-001 | 1 шт. | 100 уп. |
| 10 см x 4 м | MA-123-BA40-002 | 1 шт. | 90 уп. |
| 12 см x 4 м | MA-123-BA40-003 | 1 шт. | 80 уп. |
| 15 см x 4 м | MA-123-BA40-004 | 1 шт. | 70 уп. |

CODOBAN® • МАТОРАТ UNIVERSAL
ВЫСОКОЭЛАСТИЧНЫЙ БИНТ С ЗАСТЕЖКОЙ

Codoban® – это высок эластичный бинт с несыпающимися краями. Используется в случаях, когда необходимо постепенное увеличение компрессии. Комфортен для пациента, обеспечивая хороший воздухообмен. Сохраняет эластичность при многократном использовании и после стирок.

Применение:

- при лечении венозной и лимфатической болезней
- при лечении последствий травм
- после операций в области головы, грудной клетки, конечностей
- в профилактических целях у беременных женщин
- как поддерживающая или сдавливающая повязка

Характеристики:

- растяжимость: 100%
- состав: полиамид, полиуретан
- изделие многоразового использования
- не рекомендуется стерилизовать


ВЫСОКОЭЛАСТИЧНЫЙ БИНТ С ЗАСТЕЖКОЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ

| размер* | арт.нр. | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|--------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| 5 см x 3 м** | NM-152-MMMIA-001 | 1 шт. | 100 уп. |
| 10 см x 3 м | NM-152-MMMIM-002 | 1 шт. | 100 уп. |
| 12 см x 3 м | NM-152-MMMIM-004 | 1 шт. | 100 уп. |
| 14 см x 3 м | NM-152-MMMIM-003 | 1 шт. | 80 уп. |

*длина свободного состояния
** с одной застежкой
БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ЗАСТЕЖКОЙ

Эластичный бинт с несыпающимися краями. Благодаря комбинированнию в составе материала натуральных волокон с синтетическими, бинт сохраняет эластичность после стирок и при многократном использовании. Структура бинта предотвращает смещение повязки.

Применение:

- для поддерживающих повязок при профилактика и лечении повреждений опорно-двигательного аппарата, например, вывихов и растижений
- для легко сдавливающих повязок
- для фиксации повязок

Характеристики:

- растяжимость: ок. 120%
- состав сырья: хлопок, полиамид, полиуретан
- изделие многоразового использования
- допустимые способы стерилизации:

стерилизация I
стерилизация II
стерилизация III

БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ЗАСТЕЖКОЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ

| размер | арт.нр. | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|-----------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| в коробке | | | |
| 8 см x 5 м | MA-123-UN50-021 | 1 шт. | 45 уп. |
| 10 см x 5 м | MA-123-UN50-022 | 1 шт. | 45 уп. |
| 12 см x 5 м | MA-123-UN50-023 | 1 шт. | 30 уп. |
| 15 см x 5 м | MA-123-UN50-024 | 1 шт. | 30 уп. |
| в пленочной упаковке | | | |
| 8 см x 4 м | MA-123-UN40-021 | 1 шт. | 80 уп. |
| 10 см x 4 м | MA-123-UN40-022 | 1 шт. | 40 уп. |
| 12 см x 4 м | MA-123-UN40-024 | 1 шт. | 40 уп. |
| 15 см x 5 м | MA-123-UN50-031 | 1 шт. | 60 уп. |
| 10 см x 5 м | MA-123-UN50-032 | 1 шт. | 60 уп. |
| 12 см x 5 м | MA-123-UN50-033 | 1 шт. | 40 уп. |
| 15 см x 5 м | MA-123-UN50-034 | 1 шт. | 40 уп. |



ВНИМАНИЕ: Бинты доступны также в стерильном варианте.

МАТОФИКС КОХЕСИВ • МАТОКРЕП КОХЕСИВ

БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ ФИКСИРУЮЩИЙ САМОПРИПИПАЮЩИЙ

Самоприпивающий бинт, благодаря поверхностному сцеплению последующих слоев между собой, обеспечивает отличную фиксацию повязки. Не требует применения дополнительных фиксирующих элементов, например, застежек. Не прилипает к волосам, коже, одежде. Бинт отлично прилегает к телу, не ограничивая свободы движений. Его структура обеспечивает оптимальный тепло- и влагообмен.



Применение:

- для фиксации повязок на суставах и округлых частях тела
- для фиксации иммобилизирующих шин

Характеристики:

- растяжимость: ок. 90%
- состав: вискоза, хлопок, полiamид
- изделие одноразового использования
- не рекомендуется стерилизовать

- не содержит латекса

БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ ФИКСИРУЮЩИЙ САМОПРИПИПАЮЩИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ

| размер | арт.нр. | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|-------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 6 см x 4 м | MA-123-CX40-002 | 1 шт. | 60 уп. |
| 8 см x 4 м | MA-123-CX40-003 | 1 шт. | 60 уп. |
| 10 см x 4 м | MA-123-CX40-004 | 1 шт. | 60 уп. |
| 12 см x 4 м | MA-123-CX40-005 | 1 шт. | 40 уп. |

БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ ФИКСИРУЮЩИЙ МАЛОРАСТЯЖИМЫЙ САМОПРИПИПАЮЩИЙ

Применение специальных технологий производства позволяет отдавать нужную длину бинта без использования ножниц. Фиксация повязки осуществляется благодаря поверхностному сцеплению последующих слоев бинта между собой, что не требует использования дополнительных фиксирующих элементов, например, застежек. Не прилипает к волосам, коже, одежде. Благодаря высокому содержанию хлопка в составе бинт обеспечивает хороший воздухообмен. Рекомендуется для фиксации повязок на суставах и округлых частях тела.



Применение:

- при терапии повреждений опорно-двигательного аппарата
- разгружающий бинт для дополнительной терапии после переломов
- для фиксации повязок

Характеристики:

- растяжимость: ок. 85%
- состав: хлопок, полимуретан
- изделия одноразового использования
- допустимые способы стерилизации

БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ ФИКСИРУЮЩИЙ МАЛОРАСТЯЖИМЫЙ САМОПРИПИПАЮЩИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ

| размер | арт.нр. | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|---------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 8 см x 4,5 м | MA-123-CG45-001 | 1 шт. | 56 уп. |
| 10 см x 4,5 м | MA-123-CG45-002 | 1 шт. | 42 уп. |

МАТОПРЕСС • МАТОПАТ IDEAL

БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ КОМПРЕССИОННЫЙ С ЗАСТЕЖКОЙ

Тканый компрессионный бинт малой растяжимости. Эластичность бинта достигается посредством специальных сильно скрученных хлопковых волокон. Matopress не раздражает кожу, устойчив к воздействию мазей, обеспечивает хороший воздухообмен, обладает впитывающими свойствами. При терапии лимфатического отека нижних конечностей, бинт хорошо адаптируется к изменениям толщины конечности при уменьшении отека.

Применение:

- специальный бинт для получения сильной компрессии
- применяется после склеротерапии венозных узлов, при всех стадиях венозной недостаточности, в том числе при венозных отеках, язвах голени и др.
- при профилактике тромбозов
- при терапии лимфатического отека

Характеристики:

- растяжимость: 90%
- состав: хлопок 100%
- изделие многоразового использования
- возможна стирка
- допустимые способы стерилизации



БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ КОМПРЕССИОННЫЙ С ЗАСТЕЖКОЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ

| размер | арт.нр | единица упаковки | транспортная упаковка |
|-------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| 6 см x 5 м | MA-123-MS50-001 | 1 шт. | 24 уп. |
| 8 см x 5 м | MA-123-MS50-002 | 1 шт. | 22 уп. |
| 10 см x 5 м | MA-123-MS50-003 | 1 шт. | 30 уп. |
| 12 см x 5 м | MA-123-MS50-004 | 1 шт. | 30 уп. |

ЭЛАСТИЧНЫЙ ФИКСИРУЮЩИЙ БИНТ С ЗАСТЕЖКОЙ

Matopat IDEAL – фиксирующий легкосдавливающий бинт с высоким содержанием хлопка, что обеспечивает хороший тепло- и влагообмен. Благодаря комбинированнию в составе материала натуральных волокон с синтетическими, бинт сохраняет эластичность после стирок и при многократном использовании.

Применение:

- фиксация повязок
- разгружающий бинт при различного рода травмах опорно-двигательного аппарата
- поддерживающий бинт с легким сдавливающим эффектом

Характеристики:

- растяжимость: ок. 70%
- состав: хлопок 67%, поливамид, эластомерная пряжа
- изделие многоразового использования
- допустимые методы стерилизации: оксид этилена



БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ ФИКСИРУЮЩИЙ С ЗАСТЕЖКОЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ

| размер | арт.нр | единица упаковки | транспортная упаковка |
|-------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| 10 см x 5 м | MA-123-ID50-002 | 12 шт. | 8 уп. |
| 12 см x 5 м | MA-123-ID50-003 | 12 шт. | 8 уп. |
| 15 см x 5 м | MA-123-ID50-004 | 12 шт. | 4 уп. |
| 20 см x 5 м | MA-123-ID50-011 | 1 шт. | 20 уп. |

LIMFOSET**НАБОР ДЛЯ ТЕРАПИИ ЛИМФАТИЧЕСКОГО ОТЁКА**

Набор содержит полный пакет перевязочных материалов, необходимых для осуществления компрессионной терапии лимфатического отека верхней и нижней конечности.

**НАБОР ДЛЯ ТЕРАПИИ ЛИМФАТИЧЕСКОГО ОТЁКА. НЕСТЕРИЛЬНЫЙ**

| изделие | размер | штук в наборе | транспортная упаковка |
|--------------------|------------------|---------------|-----------------------|
| Matopress | 6 см x 5 м* | 1 шт. | 1 набор |
| | 8 см x 5 м* | 1 шт. | |
| | 10 см x 5 м | 4 шт.** | |
| | 12 см x 5 м | 3 шт. | |
| Matopat IDEAL | 20 см x 5 м* | 2 шт. | |
| Matolast | 6 см x 4 м | 20 шт. | |
| Tubula COTTON | 10 см x 6 м | 1 шт. | |
| Matosoft SYNTHETIC | 10 см x 3 м | 3 шт. | |
| | 15 см x 3 м | 2 шт. | |
| Plastosilk | 1,25 см x 9,14 м | 2 шт. | |

Набор для нижней конечности:

полный вариант: MA-981-ZEST-009

экономичный вариант: MA-991-ZEST-105 (без изделия * / ** 3 шт.)

НАБОР ДЛЯ ТЕРАПИИ ЛИМФАТИЧЕСКОГО ОТЁКА. НЕСТЕРИЛЬНЫЙ

| изделие | размер | штук в наборе | транспортная упаковка |
|--------------------|------------------|---------------|-----------------------|
| Matopress | 6 см x 5 м* | 1 шт. | 1 набор |
| | 8 см x 5 м* | 1 шт. | |
| | 10 см x 5 м | 3 шт. | |
| | 12 см x 5 м* | 1 шт. | |
| Matolast | 6 см x 4 м | 20 шт. | |
| Tubula COTTON | 7 см x 6 м | 1 шт. | |
| Matosoft SYNTHETIC | 10 см x 3 м | 6 шт. | |
| Plastosilk | 1,25 см x 9,14 м | 2 шт. | |

Набор для верхней конечности:

полный вариант: MA-981-ZEST-031

экономичный вариант: MA-991-ZEST-104 (без изделия *)

Использование:

- врожденные лимфатические отеки
- приобретенные лимфатические отеки: после операций, во время которых были удалены или повреждены лимфатические узлы или лимфатические сосуды.

Каждый набор включает в себя:

- хлопковый рукав – TUBULA COTTON, который защищает кожу под компрессионным бинтом
- подкладку под гипсовую повязку MATOSOFT SYNTHETIC, которая заполняет пространство под компрессионной повязкой, защищая кровеносные сосуды и нервные окончания от ненормального и чрезмерного сдавливания
- эластичные бинты – Matolast, которые используются для бинтования пальцев рук и ног
- сдавливающие бинты – Matopress, которые обеспечивают постоянное поверхностное давление, тем самым увеличивают отток крови и лимфы во время терапии
- ножный пластырь на шелковой основе – Plastosilk, который фиксирует компрессионную повязку

Предлагаются наборы для терапии лимфатического отека верхней и нижней конечности. Каждый набор доступен в расширенной или экономической версии.

PLASTOVIS • PLASTOPORE

ФИКСИРУЮЩИЙ ПЛАСТЫРЬ ИЗ ТЕКСТИЛЬНОЙ ТКАНИ

Имеет традиционную тканевую основу, покрытую каучуковым клеем с добавлением оксида цинка. Пластырь обладает высокой механической прочностью и повышенной клеящей способностью. Благодаря цинкооксидному клею, пластырь плотно прилегает к коже и надежно фиксирует любые повязки.

Применение:

- для фиксации всех видов повязок
- для крепления зондов, катетеров и других вспомогательных медицинских средств



ФИКСИРУЮЩИЙ ПЛАСТЫРЬ ИЗ ТЕКСТИЛЬНОЙ ТКАНИ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ

| размер | артнрт | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|---------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 1,25 см x 5 м | MA-160-MMMM-301 | 24 шт. | 12 уп. |
| 2,5 см x 5 м | MA-160-MMMM-302 | 12 шт. | 12 уп. |
| 5 см x 5 м | MA-160-MMMM-303 | 6 шт. | 12 уп. |

ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ ФИКСИРУЮЩИЙ ПЛАСТЫРЬ ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА

Plastopore – пластырь из мягкого нетканого материала, рекомендуется для особо чувствительного типа кожи. Микропористая структура отлично пропускает воздух и не вызывает мацерацию кожи. Акриловый клей, используемый в данных изделиях, не вызывает аллергии. Plastopore снимается легко и безболезненно, не оставляет следов клея на коже. Структура пластири и зубчатые края позволяют делить его на части без использования ножниц.

Применение:

- для фиксации всех видов повязок
- для крепления вспомогательных медицинских средств



ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ ФИКСИРУЮЩИЙ ПЛАСТЫРЬ ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА НЕСТЕРИЛЬНЫЙ

| размер | артнрт | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 1,25 см x 5 м | MA-161-MMMM-301 | 44 шт. | 12 уп. |
| 2,5 см x 5 м | MA-161-MMMM-302 | 22 шт. | 12 уп. |
| 5 см x 5 м | MA-161-MMMM-303 | 11 шт. | 12 уп. |
| 1,25 см x 9,14 м | MA-161-MMMM-304 | 24 шт. | 12 уп. |
| 2,5 см x 9,14 м | MA-161-MMMM-305 | 12 шт. | 12 уп. |
| 5 см x 9,14 м | MA-161-MMMM-306 | 6 шт. | 12 уп. |

PLASTOSILK • PLASTOFILM

ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ ФИКСИРУЮЩИЙ ПЛАСТЫРЬ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО ШЕЛКА

Plastosilk изготовлен из искусственного шелка, обладает высокой механической прочностью, отлично прилегает к коже. Пластырь хорошо пропускает воздух, благодаря чему предотвращает появление раздражения и макерации кожи. Особенno рекомендуется для людей с чувствительной кожей, в случаях, когда необходимо использовать пластырь более прочный, чем на основе нетканого материала.



Показания:

- для фиксации различного вида повязок
- для крепления зондов, дренажных трубок и других вспомогательных медицинских средств

ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ ФИКСИРУЮЩИЙ ПЛАСТЫРЬ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО ШЕЛКА НЕСТЕРИЛЬНЫЙ

| размер | арт.нр. | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 1,25 см x 5 м | MA-162-MWWM-301 | 44 шт. | 12 уп. |
| 2,5 см x 5 м | MA-162-MWWM-302 | 22 шт. | 12 уп. |
| 5 см x 5 м | MA-162-MWWM-303 | 11 шт. | 12 уп. |
| 1,25 см x 9,14 м | MA-162-MWWM-304 | 24 шт. | 12 уп. |
| 2,5 см x 9,14 м | MA-162-MWWM-305 | 12 шт. | 12 уп. |
| 5 см x 9,14 м | MA-162-MWWM-306 | 6 шт. | 12 уп. |

ПРОЗРАЧНЫЙ МИКРОПОРИСТЫЙ ФИКСИРУЮЩИЙ ПЛАСТЫРЬ

Plastofilm изготовлен из прозрачного микропористого материала. Не препятствует свободному воздухообмену и не вызывает макерацию кожи. Рекомендуется для особо чувствительного типа кожи – снимается легко, безболезненно и не оставляет следов клея на коже. В данном изделии используется акриловый клей, благодаря чему снижается риск появления раздражения. Прозрачная основа пластыря позволяет наблюдать за уровнем жидкости в закрепленных при помощи пластыря трубках, и катетерах. Пластырь обладает водоотталкивающими свойствами. Структура пластыря и зубчатые края позволяют легко снять его на части вдоль и поперек без использования ножниц.



Показания:

- для фиксации различного вида повязок
- для крепления на теле зондов, дренажных трубок и других вспомогательных медицинских средств
- для крепления повязок на особо чувствительных участках кожи (например, на лице)

ПРОЗРАЧНЫЙ МИКРОПОРИСТЫЙ ФИКСИРУЮЩИЙ ПЛАСТЫРЬ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ

| размер | арт.нр. | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 1,25 см x 5 м | MA-163-MWWA-301 | 32 шт. | 12 уп. |
| 2,5 см x 5 м | MA-163-MWWM-302 | 16 шт. | 12 уп. |
| 5 см x 5 м | MA-163-MWWM-303 | 8 шт. | 12 уп. |
| 1,25 см x 9,14 м | MA-163-MWWA-304 | 24 шт. | 12 уп. |
| 2,5 см x 9,14 м | MA-163-MWWM-305 | 12 шт. | 12 уп. |
| 5 см x 9,14 м | MA-163-MWWM-306 | 6 шт. | 12 уп. |

PLASTOFIX

САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА

Plastofix – это удобный в использовании мягкий эластичный пластырь для фиксации повязок и крепления вспомогательных медицинских средств. Хорошо прилегает к коже и повторяет форму подвижных частей тела, на которых кожа особенно подвержена растяжению, оставляя пациенту полную свободу движений. Защитные качества пластыря минимизируют риск загрязнения поврежденных тканей. Микропористая основа из нетканого материала с высокой воздухо- и паропроницаемостью позволяет коже «дышать» и обеспечивает свободное испарение влаги с поверхности кожи. Гипоаллергенный клей не вызывает раздражение кожи.

Применение:

- для фиксации повязок, в том числе на больших поверхностях (послеоперационные раны)
- для фиксации повязок на суставах и округлых частях тела
- для крепления марлевых или других впитывающих повязок
- крепление катетеров и дренажных трубок



САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА. НЕСТЕРИЛЬНАЯ

| размер | артиул | единица упаковки | транспортная упаковка |
|---------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| 2,5 см x 10 м | MA-165-ММММ-021 | 1 шт. | 192 шт. |
| 5 см x 10 м | MA-165-ММММ-018 | 1 шт. | 96 шт. |
| 10 см x 10 м | MA-165-ММММ-016 | 1 шт. | 48 шт. |
| 15 см x 10 м | MA-165-ММММ-017 | 1 шт. | 30 шт. |
| 20 см x 10 м | MA-165-ММММ-019 | 1 шт. | 24 шт. |
| 30 см x 10 м | MA-165-ММММ-020 | 1 шт. | 12 шт. |

FIXOVIS • FIXOPORE

ПЛАСТЫРЬ ТКАНЕВЫЙ С ПОВЯЗКОЙ

Основа пластыря Fixovis изготовлена из прочной эластичной ткани. Абсорбирующая прокладка, находящаяся в центральной части вдоль всей длины пластыря, обладает хорошей впитывающей способностью. Внешний слой прокладки покрыт микросеточкой, который не допускает прилипания повязки к ране. Акриловый клей, используемый в данных изделиях, не вызывает раздражение кожи.

Длина пластыря 1 метр, что позволяет отрезать нужную длину повязки в зависимости от размера раны.



Помимо:

- для быстрой и легкой перевязки при поверхностных ранах у пациентов с нормальным типом кожи

ПЛАСТЫРЬ ТКАНЕВЫЙ С ПОВЯЗКОЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ

| размер | штук | одиничная упаковка | транспорная упаковка |
|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 5 см x 1 м | MA-156-MWWWW-015 | 1 шт. | 100 шт. |
| 8 см x 1 м | MA-156-MWWWW-016 | 1 шт. | 100 шт. |

ПЛАСТЫРЬ ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА С ПОВЯЗКОЙ

Основа пластыря Fixopore изготовлена из белого эластичного нетканого материала, который надежно фиксируется на суставах и округлых частях тела (локоть, колено и т.п.). Микропористая структура позволяет коже вокруг раны свободно дышать. Абсорбирующая прокладка, находящаяся в центральной части вдоль всей длины пластыря, обладает хорошей впитывающей способностью. Внешний слой прокладки покрыт микросеточкой, который не допускает прилипания повязки к ране. Акриловый клей, используемый в данных изделиях, не вызывает раздражение кожи.

Длина пластыря 1 метр, что позволяет отрезать нужную длину повязки в зависимости от размера раны.



Помимо:

- для быстрой и легкой перевязки при поверхностных ранах у пациентов с чувствительной кожей

ПЛАСТЫРЬ ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА С ПОВЯЗКОЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ

| размер | штук | одиничная упаковка | транспорная упаковка |
|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 5 см x 1 м | MA-151-MWWWW-039 | 1 шт. | 100 шт. |
| 8 см x 1 м | MA-151-MWWWW-003 | 1 шт. | 100 шт. |

FIXOPORE S

ПОВЯЗКА ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА С ВПЛЫВАЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

Основа повязки Fixopore S изготовлена из белого эластичного материала, благодаря которому повязка легко накладывается даже на скругленные и подвижные части тела и не ограничивает свободу движения пациента. Микропористая структура повязки позволяет коже свободно «дышать». Впитывающая подушечка, находящаяся в центральной части повязки, обладает высокими абсорбирующими свойствами. Внешняя сторона подушечки покрыта микросеткой, которая не допускает прилипания повязки к ране. Акриловый клей, используемый в данном изделии, не вызывает раздражение кожи. Повязка снимается, не оставляя на коже следов. Повязка имеет закругленные углы, благодаря чему она не откладывается. Удобно накладывать повязку даже работая в перчатках, т.к. защитный бумажный слой имеет большой нахлест.

Применение:

- для перевязки послеоперационных ран.
- для перевязки поверхностных ран.

ПОВЯЗКА ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА С ВПЛЫВАЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ СТЕРИЛЬНАЯ

| размер | арт.нр. | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|---------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 7,2 см x 5 см | MA-161-NMMM-040 | 100 шт. | 15 уп. |
| 10 см x 6 см | MA-161-NMMM-042 | 50 шт. | 6 уп. |
| 10 см x 8 см | MA-161-NMMM-043 | 50 шт. | 6 уп. |
| 15 см x 8 см | MA-161-NMMM-041 | 50 шт. | 6 уп. |
| 20 см x 10 см | MA-161-NMMM-044 | 50 шт. | 6 уп. |
| 25 см x 10 см | MA-161-NMMM-045 | 25 шт. | 8 уп. |
| 30 см x 10 см | MA-161-NMMM-046 | 25 шт. | 12 уп. |
| 35 см x 10 см | MA-161-NMMM-047 | 25 шт. | 9 уп. |
| 6 см x 10 см | MA-161-NMMM-090 | 3 шт. | 30 уп. |
| 8 см x 10 см | MA-161-NMMM-091 | 3 шт. | 30 уп. |



ПОВЯЗКА ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА С ВПЛЫВАЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ, ОВАЛЬНАЯ

Благодаря своей форме повязка Fixopore S особенно удобна для глазных повязок. Изготовлена из белого эластичного нетканого материала, благодаря которому повязка легко ложится на глаз. Впитывающая подушечка, находящаяся в центральной части повязки, покрыта микросеткой, препятствующей прилипанию повязки к ране.

ПОВЯЗКА ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА С ВПЛЫВАЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ, ОВАЛЬНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ

| размер | арт.нр. | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 6,5 см x 9,5 см | MA-161-NMMM-063 | 50 шт. | 6 уп. |



FIXOPORE F**ПЛЕНЧНАЯ ПОВЯЗКА С ВПИТЫВАЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ**

Основой повязки Fixopore F является полиуретановая пленка, которая пропускает водяной пар, но не пропускает воду. Основа является прозрачной, что позволяет контролировать область раны во время лечения. Впитывающая подушечка, находящаяся в центральной части повязки, обладает высокой абсорбирующей способностью и покрыта микросеткой, препятствующей прилипанию повязки к ране и швам. Акриловый клей, используемый в данном изделии, не вызывает раздражение кожи и не оставляет следов на теле пациента. Повязка имеет закругленные углы, благодаря чему она не отклеивается. Удобно накладывать повязку даже работая в перчатках, т.к. защитный бумажный слой имеет большой нахлест.

Применение:

- для перевязки послеспирационных ран
- для перевязки поверхностных ран

ПЛЕНЧНАЯ ПОВЯЗКА С ВПИТЫВАЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ СТЕРИЛЬНАЯ

| размер | артикул | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|---------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 5 см x 7,2 см | MA-161-MMWM-201 | 50 шт. | 30 уп. |
| 10 см x 6 см | MA-161-MMWM-202 | 50 шт. | 6 уп. |
| 6 см x 15 см | MA-161-MMWM-203 | 50 шт. | 6 уп. |
| 10 см x 20 см | MA-161-MMWM-204 | 50 шт. | 6 уп. |



CANNULA PLAST • CANNULA F

ПОВЯЗКА ДЛЯ ФИКСАЦИИ КАНЮЛЬ

Основа повязки Cannula Plast изготовлена из мягкого эластичного материала, обладающего влаго- и воздухопропускающими свойствами. Впитывающая подушечка из вискозы, что увеличивает ее сорбционные способности. Внешняя поверхность подушечки покрыта сеточкой, препятствующей прилипанию повязки к ране. Cannula Plast надежно крепится на коже пациента, обеспечивая фиксацию канюли или катетера. Пластырь имеет специальный надрез для иглы, благодаря которому повязку можно легко и быстро наложить. Изделия являются стерильным, и защищают от возможного заражения инфекцией. В комплект к повязке входит впитывающая подкладка, которую можно подложить под канюль для защиты кожи пациента от механического повреждения канюлей.

Применение:

- для крепления канюль, катетеров

ПОВЯЗКА ДЛЯ ФИКСАЦИИ КАНЮЛЬ СТЕРИЛЬНАЯ

| размер | артикл | одиничная упаковка | транспортная упаковка |
|---------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| 5,5 см x 8 см | MA-161-MMM-030 | 50 шт. | 45 уп. |
| 5 см x 7,2 см | MA-161-MMM-060 | 50 шт. | 45 уп. |



ПОВЯЗКА ДЛЯ ФИКСАЦИИ КАНЮЛЬ ПЛЕНКА-НЕТКАНЫЙ МАТЕРИАЛ

Основа повязки Cannula F изготовлена из тонкой прозрачной водонепроницаемой «дышащей» полипропиленовой пленки, которая дает возможность наблюдать за местом прокола без необходимости смены повязки. Впитывающая подушечка препятствует прилипанию повязки к ране. «Крылышки» изделия дополнительно усилены нетканым материалом, который помогает быстро и удобно нанести повязку. При условии отсутствия пережогов повязки, она может оставаться на коже несколько дней. Изделия являются стерильным, и защищают от возможного заражения инфекцией.

Применение:

- для крепления канюль, катетеров

ПОВЯЗКА ДЛЯ ФИКСАЦИИ КАНЮЛЬ ПЛЕНКА-НЕТКАНЫЙ МАТЕРИАЛ СТЕРИЛЬНАЯ

| размер | артикл | одиничная упаковка | транспортная упаковка |
|---------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| 5,5 см x 8 см | MA-161-MMM-007 | 50 шт. | 45 уп. |





ГЛАВА 2

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОВЯЗКИ

| | |
|--|----|
| MEDISORB – СИСТЕМА ЛЕЧЕНИЯ РАН ВО ВЛАЖНОЙ СРЕДЕ | 39 |
| ■ Гидрогелевая повязка | 41 |
| ■ Повязка из кальция-альгината | 42 |
| ■ Полимерная повязка | 43 |
| ■ Впитывающая полиуретановая повязка | 44 |
| ■ Гидроколлоидная повязка | 45 |
| ■ Полиуретановая пленочная повязка | 46 |
| ОСТАНОВКА КРОВОТЕЧЕНИЯ | 47 |
| ■ Гемостатическая повязка | 47 |
| РЕАБИЛИТАЦИЯ РУБЦОВ | 48 |
| ■ Силиконовая повязка для реабилитации рубцов и келоидов | 48 |
| ■ Компрессионные изделия для послеожоговых рубцов | 48 |

MEDISORB – СИСТЕМА ЛЕЧЕНИЯ РАН ВО ВЛАЖНОЙ СРЕДЕ

Лечение ран во влажной среде – это современный и эффективный метод терапии длительно незаживающих, рваных и резаных ран, а также ожогов.


Идея лечения ран во влажной среде возникла в 1962 году, когда врачом Джорджем Д. Винтором было открыто, что эпителизация происходит в два раза быстрее во влажной среде, чем в сухой, т.е. под корочкой.

Лечение ран во влажной среде основывается на поддержании сбалансированной влажной раневой среды.

Вспомогательным средством в данном случае являются гидроколлоидные повязки, которые:

- создают и поддерживают влажную среду в ране
- стимулируют очищение раны
- удаляют избыточный экссудат
- не прикрепляются к раневой поверхности
- защищают рану от инфицирования и механического повреждения

КАЧЕСТВА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОВЯЗОК MEDISORB



← увлажнение некротической ткани
Medisorb G

→ контроль над количеством экссудата
Medisorb A
Medisorb P PLUS
Medisorb P
Medisorb H

→ контроль над количеством экссудата в инфицированных ранах
Medisorb A
Medisorb G



очищение раны длительный контроль над количеством экссудата
Medisorb A
Medisorb P PLUS
Medisorb P
Medisorb H

контроль над количеством экссудата в инфицированных ранах
Medisorb A
Medisorb G

защита чувствительных тканей
Medisorb H
Medisorb F



5+
Kontrol



Матрица условного цветового обозначения ран, указанная на упаковках повязок Medisorb, позволяет быстро подобрать правильную повязку для текущей фазы заживления раны.

Матрица цветной классификации ран:

| | Medisorb G | Medisorb A | Medisorb P | Medisorb P PLUS | Medisorb H | Medisorb F |
|--|------------------------------|------------------------------|--------------------|--|-------------------------|----------------------------------|
| материя | гидрогелевая повязка | повязка из коттон-этилгипата | полимерная повязка | полиуретановая повязка | гидроколлоидная повязка | пленочная поликривановая повязка |
| цвет раны | | | | | | |
| граница раны | | | — | — | — | — |
| степень экструзии | | | | | | |
| возможные сочетания повязок | G + F G + P G + P PLUS | A + F A + P A + P PLUS | P + A | P PLUS + A P PLUS + G | | G + F A + F |
| некодируемость дополнительной повязкой | ✓ | ✓ | | ✓ | | |
| дополнительная повязка | Medisorb F / Medisorb P | Medisorb F / Medisorb P | | Medisorb F / Plastosilk / Matofix COHESIVE / Codofix / Matopress* | | |

* в комплекте с матрасом

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОВЯЗКИ

УВЛАЖНЕНИЕ НЕКРОТИЧЕСКОЙ ТКАНИ

MEDISORB G

ГИДРОГЕЛЕВАЯ ПОВЯЗКА

Medisorb G имеет структуру стерильного прозрачного гидрогеля. Обеспечивает селективное очищение раны от черного некроза. Удаление некротической ткани является основным этапом, с которого начинается процесс заживления раны. Благодаря увлажнению некротической ткани облегчается ход процесса аутолиза. Повязка поглощает излишек экссудата, отделяемого вместе с растворенной некротической тканью. Повязка не прилипает к поверхности раны, нейтральна для здоровых тканей. Легко и безопасно удаляется.

Повязка может находиться на ране до 3 дней.



Применение:

Medisorb G можно применять в случае сухих или колliquационных (влажных) некрозов разной глубины:

- пролежни
- язвы голени
- ожоги I и II степени

СТЕРИЛЬНЫЙ

| размер | арт.нр. | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|--------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 15 г | MA-152-RATG-112 | 5 шт. | 24 шт. |

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ MEDISORB G



ПРИМЕНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОВЯЗКИ MEDISORB F



MEDISORB A**ПОВЯЗКА ИЗ КАЛЬЦИЯ-АЛЬГИНАТА**

Medisorb A – стерильная повязка из кальция-алгината с высокой абсорбирующей способностью. Впитывает в несколько раз больше своего веса, поэтому рекомендуется для лечения ран с обильным или умеренным отделяемым. Компоненты повязки взаимодействуют с экссудатом, формируя деликатный влажный гель, создающий условия для заживления. Способность повязки позволяет заполнить гелем даже глубокие раны. Гель не прилипает к поверхности раны, что сводит к минимуму риск повреждения новообразованных тканей. Повязка легко и безболезненно удаляется в независимости от глубины раны.

Повязка может находиться на ране до 7 дней.

Применение:

Medisorb A рекомендуется для обработки поверхностных и глубоких ран с умеренным или обильным отделяемым, таких как:

- пролежни
- язвы голени
- диабетические гангрины
- механические повреждения кожи

Medisorb A можно применять на инфицированных ранах при условии медицинского наблюдения и соответствующей антибактериальной терапии. При инфицировании раны аэробными микроорганизмами не рекомендуется фиксировать Medisorb A окклюзионной повязкой.

**СТЕРИЛЬНЫЙ**

| размер | арт.нр. | единичная упаковка | тюксторная упаковка |
|---------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| 10 см x 10 см | NA-152-RATG-119 | 5 шт. | 28 уп. |

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ MEDISORB A**ПРИМЕНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОВЯЗКИ MEDISORB F**

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОВЯЗКИ

ОЧИЩЕНИЕ РАНЫ / СТИМУЛИРОВАНИЕ РОСТА ГРАНУЛЯЦИОННОЙ ТКАНИ

MEDISORB P

ПОЛИМЕРНАЯ ПОВЯЗКА

Medisorb P – это стерильная многослойная полимерная повязка, для лечения ран с большим количеством экссудата. Обеспечивает соответствующую влажную среду в ране, что способствует естественному процессу заживления.

Элементы повязки:

- самоклеящийся контактный слой, который позволяет закрепить повязку на ране, но не прилипает к ней
- слой гидрогеля с высокими поглощающими свойствами
- мягкая полиуретановая пленка, позволяющая испаряться влаге, а также защищающая рану от механических повреждений
- наружная полиуретановая пленка, пропускающая воздух и водяной пар, защищает рану от инфицирования

Повязка может находиться на ране до 7 дней.



Применение

Повязка Medisorb P может применяться для лечения ран разной глубины:

- пролежни I-IV степени
- венозные язвы нижних конечностей
- язвы нижних конечностей, причиной которых является недостаточное кровоснабжение

Не рекомендуется применять повязку Medisorb P при грибковых инфекциях, сокогах третьей степени, а также при инфицированных ранах.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ MEDISORB P



СТЕРИЛЬНЫЙ

| размер | арт.код | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|---------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 10 см x 10 см | MA-152-RATG-039 | 3 шт. | 24 шт. |
| 15 см x 15 см | MA-152-RATG-068 | 5 шт. | 16 шт. |
| 20 см x 20 см | MA-152-RATG-087 | 5 шт. | 11 шт. |

MEDISORB P PLUS**ВПЛЫВАЮЩАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПОВЯЗКА**

Medisorb P PLUS – это двухслойная, стерильная повязка, которая состоит из:

- внешней полупроницаемой полиуретановой пленки. Защищает повязку от протекания
- гидрофильной полиуретановой пленки, являющейся впитывающим слоем

Специальная структура «ролл-ин-ролл» увеличивает впитываемость повязки, абсорбирующие свойства которой сохраняются и под давлением, что позволяет использовать повязку в сочетании с компрессиотерапией, используемой для лечения язв голени. Благодаря высокой впитываемости нет необходимости в частой смене повязки даже при использовании на ранах с большим количеством экссудата. Повязка впитывает раневую жидкость и удерживает в своей структуре, создавая эффект сбалансированной влажной раневой среды, препятствующей высыханию раны. Повязка не позволяет вытекать выделениям в зону здоровой кожи, предохраняя ее от макерации. Размерный ряд позволяет подобрать повязку в зависимости от площади раны.

Повязка может находиться на ране до 5 дней.

Применение:

Повязка Medisorb P PLUS может быть использована для лечения всех видов ран с экссудатом, в том числе:

- язвы на ногах, образованные на фоне венозной недостаточности
- пролежни
- послеперационные раны
- посложоговые раны
- раны, образованные в результате травм

Не рекомендуется использовать повязку Medisorb P PLUS при туберкулезном, венерическом или грибковом поражении кожи, а также при ожогах III степени.

**СТЕРИЛЬНЫЙ**

| размер | арт.нр | единичная упаковка | таксандрическая упаковка |
|---------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| 10 см x 10 см | MA-152-RATG-113 | 5 шт. | 20 уп. |

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ MEDISORB P PLUS

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОВЯЗКИ

СТИМУЛИРОВАНИЕ РОСТА ГРАНУЛЯЦИОННОЙ ТКАНИ / ЭПИТЕЛИЗАЦИЯ И РУБЦЕВАНИЕ

MEDISORB H

ГИДРОКОЛЛОИДНАЯ ПОВЯЗКА

Medisorb H – это стерильная самоклеящаяся повязка, состоящая из гидроколлоидного слоя толщиной 1 мм, и тонкой полиуретановой пленки. Используется для лечения ран со средним количеством экссудата. Medisorb H абсорбирует отделяемое из раны, одновременно обеспечивая доступ к ране кислорода и удаление влажных испарений. Повязка непроницаема для бактерий. При контакте гидроколлоидного слоя с раневым отделяемым образуется гель, обеспечивающий оптимальную влажность для заживления раны. Образовавшийся гель не прилипает к ране, благодаря чему новообразованная ткань не повреждается при смене повязки.

Повязка может находиться на ране до 7 дней.



Применение:

Medisorb H может применяться для обработки ран о умеренным и обильным отделяемыми, как поверхностных, так и глубоких:

- трофические язвы
- пролежни
- ожоги I и II степени
- места взятия кожных трансплантатов
- ссадины

Повязку Medisorb H не следует применять при глубоких грибковых поражениях кожи, артериопатии IV степени, ожогах III степени и инфицированных ранах.

СТЕРИЛЬНЫЙ

| размер | штук | единичная упаковка | трахсборная упаковка |
|---------------|-----------------|--------------------|----------------------|
| 10 см x 10 см | MA-152-RATG-120 | 5 шт. | 24 шт. |
| 15 см x 15 см | MA-152-RATG-121 | 5 шт. | 27 шт. |
| 20 см x 20 см | MA-152-RATG-122 | 5 шт. | 15 шт. |

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ MEDISORB H



ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЛЕНОЧНАЯ ПОВЯЗКА

Medisorb F – прозрачная стерильная повязка из полиуретановой пленки, покрытой слоем акрилового клея. Повязка обеспечивает «воздухо-» и влагообмен, препятствует проникновению инфекции в рану. Medisorb F сохраняет оптимальную влажность раневой среды, что предотвращает образование струпа и облегчает заживление раны. Medisorb F позволяет визуально контролировать процесс заживления раны.

Повязка может находиться на ране до 7 дней.

Применение:

- небольшие ожоги
- места взятия кожных трансплантатов
- пролежни I и II степени
- послеперационные раны
- ссадины и порезы

Medisorb F может также применяться в профилактических целях как защитная повязка на участках тела, подверженных риску развития пролежней. Повязку Medisorb F не следует применять при лечении глубоких ран и ожогах III степени.



СТЕРИЛЬНЫЙ

| размер | арт.нр. | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|---------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 8 см x 7 см | MA-152-RAT0-109 | 5 шт. | 24 уп. |
| 10 см x 12 см | MA-152-RATG-110 | 5 шт. | 25 уп. |
| 10 см x 12 см | MA-152-RAT0-036 | 50 шт. | 8 уп. |

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ MEDISORB F



ВНИМАНИЕ! Большая рана

Если рана находится в труднодоступном для наложения повязки месте, повязку можно разрезать на части и накладывать их внахлест, полностью покрыв всю поверхность раны.

ГЕМОСТАТИЧЕСКАЯ ПОВЯЗКА

Tromboguard® останавливает кровотечение за 3 минуты. Скорость действия повязки подтверждена клиническими исследованиями.

Повязка состоит из 3-х слоев, каждый из которых несет определенную функцию:

- слой непосредственно отвечающий за остановку кровотечения благодаря уникальному сочетанию активных элементов (хитозан, альгинат);
- впитывающий слой – полиуретановая пленка, впитывающая излишек крови
- наружный слой – полиуретановая мембрана защищает от протекания крови и изолирует рану от факторов внешней среды

Повязка может оставаться на ране до 24-х часов.

**Показания:**


Tromboguard® предназначен для остановки кровотечения в случае:

- посттравматических ран
- послеперационных ран
- в местах взятия кожных трансплантатов в хирургии и коррекционной хирургии, в том числе комбустиологии
- ран, требующих оказания экстренной помощи
- огнестрельных ран
- ран, полученных в результате дорожных происшествий

Подходит как для домашней аптечки, так и скорой помощи.

СТЕРИЛЬНЫЙ

| размер | артикл | одиничная упаковка | транспортная упаковка |
|---------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 10 см x 10 см | MA-150-TROM-003 | 5 шт. | 7 уп. |

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ TROMBOGUARD



СИЛИКОНОВАЯ ПОВЯЗКА ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ РУБЦОВ И КЕЛОИДОВ

Codosil™ ADHESIVE – мягкая сплошная повязка для реабилитации гипертрофических рубцов и келоидов. Отлично зарекомендовала себя при лечении больших застарелых неэстетичных келоидов – рубец сглаживается, уменьшается покраснение и чувство зуда. Также используется в качестве элемента компрессионной терапии. Повязка Codosil™ ADHESIVE является многоразовой. Ее можно подобрать под длину и форму шрама, отрезав от нее необходимый размер.

Применение:

- реабилитация гипертрофических рубцов и келоидов
- в профилактических целях у людей со склонностью к образованию гипертрофических рубцов и келоидов

Противопоказание:

- не использовать на коже с поврежденным целостностным покровом
- не использовать при кожных заболеваниях
- не использовать при аллергии на силикон

НЕСТЕРИЛЬНАЯ

| размер | арт.код | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|---------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 7 см x 7 см | MA-152-RATG-116 | 1 шт. | 10 уп. |
| 7 см x 14 см | MA-152-RATG-117 | 1 шт. | 10 уп. |
| 14 см x 14 см | MA-152-RATG-118 | 1 шт. | 10 уп. |



КОМПРЕССИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ПОСЛЕЖОГОВЫХ РУБЦОВ

Codopress® – специальные компрессионные изделия, предназначенные для реабилитации послежоговых рубцов. Изготавливаются на заказ по индивидуальным меркам. Для того, чтобы лечение было эффективным, врач должен подобрать соответствующую силу компрессии. Слишком сильное давление может замедлить кровоток и спровоцировать омертвление тканей. В свою очередь, при слишком слабом давлении не будет нужного терапевтического эффекта. Именно поэтому только индивидуально подобранные изделия, изготовленные на заказ, позволят достичь правильной компрессии и наилучшего терапевтического эффекта.


Применение:

- застарелые большие послежоговые раны
- в профилактических целях у людей со склонностью к образованию гипертрофических рубцов и келоидов
- в профилактических целях после хирургического удаления гипертрофических рубцов

Новые изделия Codopress® Премиум – имеют все параметры для эффективной терапии. Кроме того, благодаря высокос质感ичной пряжи одежда является нежной, но прочной, что гарантирует высокий комфорт использования изделия.

Лечение длится от 6 до 24 месяцев, в течение этого времени следует менять изделия в зависимости от износа или изменения размеров тела пациента (особенно у детей в фазе интенсивного роста). Для того, чтобы получить оптимальный эффект, следует использовать компрессионные изделия Codopress® в сочетании с силиконовой повязкой Codosil™ ADHESIVE. Повязка используется под компрессионную одежду для дополнительного давления на рубцы и ускоряет процесс уплощения рубцов, а пациенту дает облегчение и приятное чувство прохлады.

ВАРИАНТЫ КОМПРЕССИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, КОТОРЫЕ МОЖНО ИЗГОТОВИТЬ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ







ГЛАВА 3.

КОМПЛЕКТЫ MATOSET И MATODRAPE


| | |
|--|----|
| ■ Процедурные комплекты | 51 |
| ■ Инструменты одноразового использования | 58 |
| ■ Операционные комплекты | 59 |
| ■ Салфетки и простыни | 61 |
| ■ Чехлы и аксессуары | 83 |

MATOSSET

Изделия марки Matoset это продукты, которые используются на операционных блоках, процедурных кабинетах, амбулаториях, дialisных центрах, а также в больничных отделениях. Благодаря многолетнему опыту работы и сотрудничеству с профессионалами в области медицины, мы постоянно развиваем и совершенствуем предложение изделий. Мы заботимся о комфорте и безопасности медицинского персонала и пациентов, а также даем возможность сократить расходы больничного учреждения и нагрузку медицинских работников. Благодаря этому медицинский персонал может сосредоточиться на своей основной миссии – лечение людей, давая им возможность скорейшего выздоровления.

УПАКОВКА ТИПА „ТВЕРДЫЙ БЛИСТЕР”*

Твердый блистер – это больше, чем просто упаковка. Блистер можно использовать не только как безопасную упаковку медицинского изделия, но и как ёмкость для жидкостей или отходов. Упорядоченное расположение изделий и возможность использования одной или трех камер внутри упаковки, повышают комфорт и удобство работы медицинского персонала.



ЭТИКЕТКА ТИПА TAG

С целью облегчения работы медицинского персонала и увеличения безопасности пациентов, созданы этикетки типа TAG – с наклейками, благодаря которым можно перенести всю необходимую информацию в документации

Наборы позволяют снизить расходы, связанные с покупкой отдельных перевязочных материалов, снизить количество использованного материала, тем самым обеспечивая комфорт и удобство работы медицинского персонала.

НИЖЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ПРИМЕРЫ ПРОЦЕДУРНЫХ КОМПЛЕКТОВ


КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ СМЕНЫ ПОВЯЗКИ



1



2



3



4



5



6

| | состав | MA-991-ZAB2-001 | MA-991-ZEB2-161 | MA-991-ZBB2-002 |
|-----------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | тупфоны шармы 20 x 20 см | 6 | 6 | 6 |
| 2 | пластиковый пинцет | 2 | 2 | 2 |
| 3 | салфетки из нетканого материала 7,5 x 7,5 см | 2 | 2 | 2 |
| 4 | перчатки М | | | 2 |
| 5 | лезвие № 11 | | 1 | 1 |
| 6 | мешок для медицинских отходов | | 1 | 1 |
| транспортная упаковка | | | | |
| 74 шт. | | | | |
| 60 шт. | | | | |
| 60 шт. | | | | |

MATOSET

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ СНЯТИЯ ШВОВ



| | состав | MA-991-ZB82-003 | MA-991-ZB82-009 |
|-----------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | тупферы шарик 20 x 20 см | 6 | 6 |
| 2 | перчатки М | 2 | 2 |
| 3 | пластиковый линза | 1 | |
| 4 | металлический пинцет | | 1 |
| 5 | лезвие Stitch Cutter | 1 | |
| 6 | металлические ножницы | | 1 |
| транспортная упаковка | | 60 уп. | 54 уп. |

MATOSET


- A. КОМПЛЕКТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СКОБОК
 B. КОМПЛЕКТ ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ ШВОВ
 C. КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ



| | состав | A: MA-891-ZB62-013 | B: MA-891-ZB62-011 | C: MA-891-ZB62-001 |
|----|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | тукфери шарнир 20 x 20 см | | 3 | 5 |
| 2 | салфетки из марли 7,5 x 7,5 см | 4 | | |
| 3 | салфетки из нетканого материала 7,5 x 7,5 см | | 5 | |
| 4 | салфетка из ламинированного нетканого материала 75 x 45 см | | 1 | |
| 5 | салфетка из ламинированного нетканого материала с твердым и адгезивным краем 60 x 50 см | | 1 | |
| 6 | перчатки из латекса L | | | 2 |
| 7 | перчатки из нитрила M | 2 | | |
| 8 | экстрактор кожных скобок | 1 | | |
| 9 | пластиковый юрциан | | | 1 |
| 10 | металлический ніпідеркатель | | 1 | |
| 11 | металлический хирургический пинцет | | 1 | |
| 12 | пластиковый пинцет | | 1 | |
| 13 | металлические юрцианы остроконечные | | 1 | |
| | транспортная упаковка | 120 уп. | 74 уп. | 68 уп. |

MATOSSET

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ



| состав | MA-991-ZAB2-003 | MA-991-ZB62-004 | MA-991-ZCB2-001 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 тупферы 20 x 20 см | 6 | 6 | 5 |
| 2 салфетки из марли 7,5 x 7,5 см | | | 8 |
| 3 салфетка из паммированного нетканого материала 60 x 50 см | 1 | 1 | 1 |
| 4 салфетка из паммированного нетканого материала с отверстиями и разрезом 60 x 50 см | 1 | 1 | 1 |
| 5 пластиковый пинцет | 1 | 1 | 1 |
| 6 перчатки из латекса М | 2 | 2 | |
| 7 перчатки из нитрила М | | | 2 |
| 8 пластиковая кружка | | 1 | 1 |
| 9 пластиковый зажим Козера | | | 1 |
| 10 стерильная вода 10 мл с этилцерном | | | 1 |
| 11 лубрикант 6 мл | | | 1 |
| 12 антибактериальная жидкость Odenilin 30 мл | | | |
| 13 шприц 10 мл | | 1 | |
| 14 игла 1,2 x 40 мм | | 1 | |
| 15 катетер Фолея | | 1 | |
| 16 мочетривник | | 1 | |
| транспортная упаковка | 52 уп. | 44 уп. | 37 уп. |

| состав | MA-991-ZCB2-002 | MA-991-ZCB2-003 | MA-991-ZCB2-004 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 тупферы 20 x 20 см | 5 | 5 | 5 |
| 2 салфетки из марли 7,5 x 7,5 см | 8 | 8 | 8 |
| 3 салфетка из паммированного нетканого материала 60 x 50 см | 1 | 1 | 1 |
| 4 салфетка из паммированного нетканого материала с отверстиями и разрезом 60 x 50 см | 1 | 1 | 1 |
| 5 пластиковый пинцет | 1 | 1 | 1 |
| 6 перчатки из латекса М | | | |
| 7 перчатки из нитрила М | 2 | 2 | 2 |
| 8 пластиковая кружка | 1 | 1 | 1 |
| 9 пластиковый зажим Козера | 1 | 1 | 1 |
| 10 стерильная вода 10 мл с этилцерном | 1 | 1 | 1 |
| 11 лубрикант 6 мл | 1 | 1* | 1* |
| 12 антибактериальная жидкость Odenilin 30 мл | 1 | | 1 |
| 13 шприц 10 мл | | | |
| 14 игла 1,2 x 40 мм | | | |
| 15 катетер Фолея | | | |
| 16 мочетривник | | | |
| транспортная упаковка | 37 уп. | 37 уп. | 37 уп. |

*лубрикант с гладким покрытием

MATOSSET

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ДИАЛИЗА



| состав | MA-991-ZEST-456 НННБД | MA-991-ZEST-459 ОКН-664М | MA-991-ZEST-385 НННБД + ОБЩИЙ | MA-991-ZAS2-001 КРНБД | MA-991-ZAS2-002 ОКН-664М |
|---|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 салфетки из нетканого материала 7,5 x 7,5 см | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 |
| 2 салфетка 50 x 35 см / 45 x 40 см / 60 x 50 см | +/-1+ | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| 3 перчатки из латекса М/L | 2/- | 2/1 | | | |
| 4 перчатки из нитрила М/L | | | | 2/- | 2/1 |
| 5 пластырь из нетканого материала 2 x 15 см | 2 | 4 | | 2 | 4 |
| 6 повязка для крепления канюль 5,8 x 8 см | 2 | | 2 | 2 | |
| транспортная упаковка | 100 шт. | 100 шт. | 120 шт. | 100 шт. | 100 шт. |

MATOSET INSTRUMENT

ИНСТРУМЕНТЫ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

MatoSet INSTRUMENT это упакованные индивидуально (количество – по желанию клиента) стерильные пластиковые или металлические элементы, такие как:

- палочки для взятия мазка, шпатели для дезинфекции
- провода, краны, вилки, наконечники, отсасывающие элементы, соединители, катетеры
- клеммы, зажимы, пинцеты, щипцы
- шприцы, иглы
- емкости, картонные лотки
- ножницы для снятия швов, ножницы для перинеостомии, ножницы для пересечения пуповины или набор вышеперечисленных элементов.



Этапы для инструментов многократного использования



подготовка к использованию

чистка

контроль

упаковка

этикеты

Этапы для инструментов одноразового использования



использование инструментов во время процедуры

стерилизация

поставка

использование в больнице

расходы на все этапы для следующего использования

утилизация

покупка

MATOSET & MATODRAPE

СОВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОГО БЛОКА

Стерильные комплекты состоят из элементов, необходимых для проведения определённой медицинской операции, благодаря чему сокращается время подготовки, количество отходов, а также уменьшается количество запасов изделий, находящихся на операционном блоке. Комплекты представляют собой набор различных материалов (салфетки, тулферы, покрытия операционных полей и пр.), идеально подобранных для проведения определенной операции.

В состав операционных комплексов могут входить:

- перевязочные материалы – салфетки, впитывающие салфетки, операционные салфетки/простыни, тулферы, сетоньи, ватно-марлевые салфетки,
- салфетки/простыни – из нетканого материала и ламинатов
- чехлы и аксессуары – чехлы на ноги пациента, чехлы на столик Майо, полотенца для рук, операционные ленты и другую элементы.

MATOSET

MATODRAPE

ЭЛЕМЕНТЫ, ИЗ КОТОРЫХ МОЖНО СОЗДАТЬ КОМПЛЕКТ



- 1 инструменты пластиковые или металлические
- 2 дополнительные элементы
- 3 покрытия операционных полей
- 4 перевязочный материал
- 5 операционная одежда

MATOSET & MATODRAPE


НЕТКАНЫЙ МАТЕРИАЛ И ЛАМИНАТЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАШИХ ПОКРЫТИЯХ



TMS
1-слойный нетканый материал



FB
2-слойный ламинат



TF
2-слойный ламинат



L2 (Blue Special)
2-слойный ламинат



L3 (Blue Comfort)
3-слойный ламинат

Практичная двойная упаковка в диспенсер



НИЖЕ УКАЗАНЫ ПРИМЕРЫ ОПЕРАЦИОННЫХ КОМПЛЕКТОВ

MATOSSET


MB-991-ZOL2-016

штук



| | | |
|---|--|----|
| A | Простыня 150 см x 150 см с отверстием диаметром 8 см, хирургической пленкой и двумя царгами для жидкостей* | 1 |
| B | Простыня на стол для инструментов 190 см x 150 см | 1 |
| C | Полотенце из нетканого материала 90 см x 60 см | 2 |
| D | Хирургический халат Standard L | 2 |
| E | Салфетка марлевая 17-слойная 18-ти слойная 7,5 см x 7,5 см | 10 |
| F | Игла 1,2 мм x 40 мм | 1 |
| G | Игла 0,5 мм x 25 мм | 1 |
| H | Пластиковая застежка для глаза | 1 |
| I | Пластиковая кружка 125 мл | 1 |
| J | Шприц из 3-х частей LL 20 мл | 1 |
| K | Шприц из 3-х частей LL 2 мл | 3 |
| L | Шприц из 3-х частей LL 1 мл | 1 |

* Примечание: снодействующий гемостат, который имеет изогнутую форму, что делает удобным доступ к глазному яблоку.




MB-991-ZOTF-003

штук



| | | |
|---|---|---|
| A | Простыня 180 см x 75 см с отверстием диаметром 10 см x 20 см, с полуруглыми вырезами и атрезией в средней части | 1 |
| B | Простыня 130 см x 90 см (а не завернут комплект) | 1 |
| C | Чехол на ногу 120 см x 80 см | 5 |
| D | Хирургический халат Standard XL | 1 |
| E | Салфетка марлевая 17-слойная 8-ми слойная 5 см x 5 см | 1 |
| F | Пластиковые щипцы типа корзинки 24 см* | 1 |

* Частично подходит для того, чтобы удержать перевязочный материал.



MATOSET



MB-991-ZBS2-002


штук

| | | |
|---|---|----|
| A | Простыня L2 150 см x 90 см (в ней завернут комплект) | 1 |
| B | Чехол на ногу 125 см x 80 см | 1 |
| C | Полотенце из нетканого материала 80 см x 80 см | 1 |
| D | Гипненический пеленок Soft 90 см x 60 см | 1 |
| E | Фланелевое одеяло для новорожденного 100 см x 75 см* | 1 |
| F | Шапочка для новорожденного | 1 |
| G | Процедурная неогудрененная перчатка из латекса M | 2 |
| H | Салфетка из нетканого материала 4-х слойная 40 г/м ² 7,5 см x 7,5 см | 10 |
| I | Салфетка из нетканого материала 4-х слойная 40 г/м ² 10 см x 20 см | 5 |
| J | Тупфер шарик из масти 17-ниточный 30 см x 30 см | 5 |
| K | Сантиметр для измерения новорожденного | 1 |
| L | Пулочный зажим | 2 |
| M | Металлические ножницы для перинестомии 18 см** | 1 |
| N | Металлические ножницы для переворачивания пуповины 10,5 см | 1 |
| O | Пластиковые щипцы тип кордиц 24 см*** | 1 |
| P | Картонный поток | 1 |

*различные узоры

**металлические ножницы с защитным щитком

***для каждого тросика для того, чтобы удержать вертикальный матрас



MATOSSET


MB-991-ZOL2-042

штук

| | | |
|---|--|-----|
| A | Простыня 330 см x 235 см с двумя отверстиями 12 см, агезивными краями, впитывающим слоем и пленочной вставкой* | 1 |
| B | Простыня 150 см x 150 см (в нее завернут комплект) | 1 |
| C | Круглый полигипеновый чехол на медицинское оборудование с резиной (33-112 см) x 56 см | 1 |
| D | Прямоугольный полигипеновый чехол на медицинское оборудование с резиной (28-102 см) x 91 см | 1 |
| E | Гигиеническая паленка Soft Basic 90 см x 60 см | 1 |
| F | Полотенца для рук из цаплюзы 46 см x 50 см | 1 |
| G | Хирургический халат Standard L | 1 |
| H | Хирургический халат Perfect L | 1 |
| I | Салфетка марлевая 13-ти ниточная 8-им стойная 7,5 см x 7,5 см | 100 |
| J | Игла 0,7 мм x 30 мм | 1 |
| K | Металлический зажим Певза 14 см** | 1 |
| L | Пластиковый контейнер 2500 мл для кабелей** | 1 |
| M | Пластиковая крушка 1000 мл | 1 |
| N | Пластиковая крушка 500 мл | 1 |
| O | Шприц из 3-х частей LL 20 мл | 3 |
| P | Шприц из 3-х частей LL 10 мл | 5 |
| Q | Шприц из 3-х частей LL 5 мл | 1 |
| R | Шприц из 3-х частей LL 3 мл | 1 |
| S | Шпатель с губкой для дезинфекции операционного поля | 1 |
| T | Хирургический скальпель № 11 | 1 |

* предложенное пакетом вставка входит в комплект рабочих полотенец

** контейнер такого вида дает возможность скрывают обвязки после обвязки



MATOSET




MB-991-ZOL2-027

штук


| | | |
|---|--|----|
| A | Простыни 320 см x 240 см с отверстием диаметром 6 см и эластичным элементом и «камнем для жидкостей» | 1 |
| B | Простыня на стол для инструментов 190 см x 150 см | 1 |
| C | Чехол на ножу 75 см x 45 см | 1 |
| D | Чехол на провода 15 см x 250 см | 2 |
| E | Самоизвращающаяся операционная лента 9 см x 50 см | 2 |
| F | Полотенца для рук из неподжигаемого материала 40 см x 20 см | 3 |
| G | Хирургический халат Standard M | 1 |
| H | Хирургический халат Perfect XL | 2 |
| I | Салфетка масляная 17-слойная 12-ти слойная с рентгеноконтрастной нитью 7,5 см x 7,5 см | 20 |
| J | Эластичный бинт 15 см x 4 м | 1 |
| K | Ватная синтетическая подкладка 10 см x 3 м | 1 |
| L | Дренаж для отсасывания с операционного поля СН16 50 см* | 1 |
| M | Игла для позиционного прохода 1,2 мм x 90 мм | 1 |
| N | Металлический интодекстер 13 см | 1 |
| O | Пластиковые щипцы тип корзинки 19 см** | 2 |
| P | Пластиковый зажим Кохера 14 см | 3 |
| Q | Металлические хирургические крючиды остроконечные 11 см** | 1 |
| R | Хирургический скальпель № 11 | 1 |
| S | Бутылка для дрениажа Редок 200 мл* | 1 |

* для удаления жидкостей после операции

** для удаления водороги для газа, ** для удерживать перевязочные материалы




MATODRAPE




| MB-135-ZOL2-082 | | штук |
|-----------------|--|------|
| A | Простыня 240 см x 180 см с адгезивным краем | 1 |
| B | Простыня 180 см x 170 см с адгезивным краем | 1 |
| C | Простыня 90 см x 75 см с адгезивным краем | 2 |
| D | Простыня на стол для инструментов 180 см x 150 см | 1 |
| E | Чехол на столик Мейо 145 см x 80 см | 1 |
| F | 2-х камерный пленочный карман 42 см x 35 см с модифицированным элементом* и адгезивным краем | 1 |
| G | Самоотлеивающаяся операционная лента 9 см x 50 см | 1 |
| H | Попонце для рук из нетканого материала 40 см x 20 см | 2 |
| I | Хирургический халат Perfect L | 1 |
| J | Хирургический халат Perfect XL | 2 |

* модифицированный элемент позволяет придать карман форму, что дает ему дополнительную надежность



СТЕРИЛЬНЫЕ



| арт.нр | единичное упаков. | транспортная упаковка |
|-----------------|-------------------|-----------------------|
| MB-135-ZSTF-001 | 1 шт. | 14 уп. |
| MB-135-ZOL2-024 | 1 шт. | 8 уп. |
| MB-135-ZOL2-025 | 1 шт. | 8 уп. |
| MB-135-ZOL2-027 | 1 шт. | 7 уп. |
| MB-135-ZOL2-043 | 1 шт. | 4 уп. |
| MB-135-ZOL2-062 | 1 шт. | 3 уп. |
| MB-135-ZOL3-027 | 1 шт. | 6 уп. |
| MB-135-ZOL3-028 | 1 шт. | 6 уп. |

MATODRAPE




MB-136-ZOL3-003

штук

| | | |
|---|--|---|
| A | Простыня 240 см x 200 см с отверстием 25 см x 20 см, хирургической пленкой и карманом для жидкостей* | 1 |
| B | Простыня 80 см x 75 см | 2 |
| C | Простыня 60 см x 50 см с атравматичным краем | 2 |
| D | Простыня на стол для инструментов 190 см x 150 см | 1 |
| E | Чехол на столик Майо 145 см x 80 см | 1 |
| F | Самоклеящаяся операционная лента 9 см x 50 см | 2 |
| G | Пилотенце из нетканого материала 40 см x 20 см | 4 |
| H | 2-х камерный гепариновый карман 42 см x 35 см с модифицирующим элементом и атравматичным краем | 2 |
| I | Пленочный карман для жидкостей 40 см x 30 см с модифицирующим элементом и атравматичным краем | 2 |

* карман с присоской для хранения жидкостей



СТЕРИЛЬНЫЙ



| артезит | одиничная упаковка | транспортная упаковка |
|-----------------|--------------------|-----------------------|
| MB-136-ZOL2-005 | 1 шт. | 5 уп. |
| MB-136-ZOL3-003 | 1 шт. | 4 уп. |
| MB-136-ZOL3-011 | 1 шт. | 4 уп. |



MB-136-ZOL3-010

штук

| | | |
|---|--|---|
| A | Простыня 150 см x 150 см с отверстиями, хирургической пленкой и карманами для жидкостей* | 1 |
| B | Простыня на стол для инструментов 190 см x 150 см | 1 |

* модифицирующий элемент пакета может придать пакету форму, что делает удобным доступ к содержимому



СТЕРИЛЬНЫЙ




| артезит | одиничная упаковка | транспортная упаковка |
|-----------------|--------------------|-----------------------|
| MB-136-ZOL3-010 | 1 шт. | 14 уп. |

MATODRAPE



MB-135-ZOL3-029

| | | штук |
|---|---|------|
| A | Простыня 150 см x 120 см с отверстием в виде буквы U 8 см x 5 см и адгезивным краем | 1 |
| B | Салфетка 90 см x 75 см с адгезивным краем | 1 |
| C | Простыня на стол для инструментов 150 см x 150 см | 1 |
| D | Чехол на столик Мейо 145 см x 80 см | 1 |
| E | Самозаплывающаяся операционная лента 5 см x 50 см | 4 |




СТЕРИЛЬНЫЙ

| | | |
|-----------------|----------------|-----------------------|
| арт.нр. | время упаковки | транспортная упаковка |
| MB-135-ZOL3-029 | 1 шт. | 12 уп. |



MB-135-ZOL2-020

| | | штук |
|---|--|------|
| A | Простыня 240 см x 180 см с адгезивным краем | 1 |
| B | Простыня 240 см x 150 см с отверстием в виде буквы U 63 см x 7 см и адгезивным краем | 1 |
| C | Простыня на стол для инструментов 150 см x 150 см | 1 |
| D | Чехол на столик Мейо 145 см x 80 см | 1 |
| E | Самозаплывающаяся операционная лента 5 см x 50 см | 1 |
| F | Полотенце для рук из нетканого материала 40 см x 20 см | 2 |



СТЕРИЛЬНЫЕ




| | | |
|-----------------|----------------|-----------------------|
| арт.нр. | время упаковки | транспортная упаковка |
| MB-135-ZOL2-019 | 1 шт. | 7 уп. |
| MB-135-ZOL2-020 | 1 шт. | 6 уп. |
| MB-135-ZOL3-019 | 1 шт. | 7 уп. |
| MB-135-ZOL3-020 | 1 шт. | 5 уп. |

MATODRAPE



| MB-135-ZOTF-010 | | штук |
|-----------------|---|------|
| A | Простыня 240 см x 180 см с отверстием диаметром 10 см и адгезионным краем | 1 |
| B | Простыня 180 см x 150 см (в нее завернут комплект) | 1 |
| C | Полотенце для рук из нетканого материала 40 см x 20 см | 1 |




СТЕРИЛЬНЫЕ

| артнр | одноразовая упаковка | транспортная упаковка |
|-----------------|----------------------|-----------------------|
| MB-135-ZOTF-010 | 1 шт. | 14 уп. |
| MB-135-ZOL2-085 | 1 шт. | 10 уп. |
| MB-135-ZOL2-120 | 1 шт. | 12 уп. |



| MB-135-ZOL2-042 | | штук |
|-----------------|---|------|
| A | Простыня 300 см x 180 см с отверстием 60 см x 30 см и адгезионным краем | 1 |
| B | Простыня 180 см x 90 см с адгезионным краем | 1 |
| C | Простыня на стол для инструментов 190 см x 150 см | 1 |
| D | Чехол на столик Mayo 146 см x 80 см | 1 |
| E | Самоклеящаяся операционная лента 9 см x 50 см | 2 |



СТЕРИЛЬНЫЕ

| артнр | одноразовая упаковка | транспортная упаковка |
|-----------------|----------------------|-----------------------|
| MB-135-ZOL2-023 | 1 шт. | 8 уп. |
| MB-135-ZOL3-042 | 1 шт. | 5 уп. |
| MB-135-ZOL2-007 | 1 шт. | 5 уп. |

MATODRAPE




MB-136-ZDL2-001

| | | штук |
|---|---|------|
| A | Простыня 320 см x 235 см с двумя отверстиями 12 см, впитывающим слоем, хирургической пленкой и пленкой астекой* | 1 |
| B | Салфетка 90 см x 75 см | 4 |
| C | Простыня на стол для инструментов 190 см x 150 см | 1 |
| D | Прямоугольный полиматтеневый чехол на медицинское оборудование с резинкой (17-71 см) x 91 см | 2 |
| E | Прямоугольный полиматтеневый чехол на медицинское оборудование с резинкой (28-102 см) x 91 см | 1 |
| F | Пленочный карман 40 см x 30 см с моделирующим элементом** и армированным краем | 1 |
| G | Полотенце для рук из нетканого материала 40 см x 20 см | 20 |
| H | Хирургический халат Comfort Plus XL | 2 |
| I | Пластиковая кружка 200 мл | 2 |
| J | Пластиковая кружка 150 мл | 1 |
| K | Шинель с губкой для дезинфекции операционного поля | 1 |


* хирургическая пленка астека является, но не защищает рабочие части

** контейнеры такого типа дают возможность открывать обеие полки отдельно



СТЕРИЛЬНЫЕ

| арт.нр. | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|-----------------|--------------------|-----------------------|
| MA-135-SEL2-001 | 1 шт. | 13 уп. |
| MB-135-ZDL2-001 | 1 шт. | 3 уп. |
| MB-135-ZDL2-035 | 1 шт. | 6 уп. |
| MB-135-ZDL2-060 | 1 шт. | 7 уп. |
| MB-136-ZDL2-001 | 1 шт. | 2 уп. |
| MB-136-ZDL2-009 | 1 шт. | 5 уп. |
| MB-136-ZDL3-001 | 1 шт. | 8 уп. |
| MB-136-ZDL3-033 | 1 шт. | 6 уп. |
| MB-136-ZDL3-009 | 1 шт. | 1 уп. |




MATODRAPE



MB-136-ZOL3-016

| | | |
|---|--|---|
| A | Простыня 325 см x 250 см с двумя отверстиями 14 см, хирургической пленкой, впитывающим слоем, карманом и пленочной вставкой* | 1 |
| B | Простыня 150 см x 120 см (в нее завернут контейнер) | 1 |

* погорячий плюсочный дистик не входит, но он защищает рабочую зону



СТЕРИЛЬНЫЕ




| артнрт | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|-----------------|--------------------|-----------------------|
| MB-136-ZOL2-013 | 1 шт. | 5 уп. |
| MB-136-ZOL2-015 | 1 шт. | 5 уп. |
| MB-136-ZOL2-006 | 1 шт. | 4 уп. |
| MB-136-ZOL2-032 | 1 шт. | 5 уп. |
| MB-136-ZOL3-012 | 1 шт. | 4 уп. |
| MB-136-ZOL3-013 | 1 шт. | 4 уп. |
| MB-136-ZOL3-016 | 1 шт. | 6 уп. |



MB-135-ZOL2-009

| | | |
|---|--|---|
| A | Простыня 300 см x 240 см с отверстием 10 см x 20 см и щелевым фиксатором | 1 |
| B | Полотенце для рук из нетканого материала 40 см x 20 см | 2 |



СТЕРИЛЬНЫЕ




| артнрт | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|-----------------|--------------------|-----------------------|
| MB-135-ZOL2-008 | 1 шт. | 12 уп. |
| MB-135-ZOL2-010 | 1 шт. | 7 уп. |
| MB-135-ZOL3-008 | 1 шт. | 8 уп. |
| MB-135-ZOL3-009 | 1 шт. | 5 уп. |
| MB-135-ZOL3-005 | 1 шт. | 5 уп. |

MATODRAPE



MB-135-ZOMI-008

| | | штук |
|---|---|------|
| A | Простыня L2 113 см x 90 см под ягодицы с карманом для жидкостей из пленки и крепирующими элементами | 1 |
| B | Простыня L3 130 см x 90 см (в нее завернут комплект) | 1 |
| C | Полотенце из нетканого материала 80 см x 60 см | 1 |
| D | Полотенце из нетканого материала 25 см x 20 см | 5 |
| E | Гигиеническая пелена Soft 90 см x 60 см | 1 |
| F | Гигиеническая пелена Soft 60 см x 60 см | 1 |



MB-135-ZOMI-006

| | | штук |
|---|--|------|
| A | Гигиеническая пелена Soft 60 см x 60 см | 1 |
| B | Полотенце из нетканого материала 80 см x 60 см | 1 |
| C | Фланелевое одеяло для новорожденного 180 см x 75 см* | 1 |
| D | Шапочка для новорожденного | 1 |

* различные узоры



СТЕРИЛЬНЫЕ

| арт.нр. | одноразовая упаковка | транспортная упаковка |
|--|----------------------|-----------------------|
| MB-135-ZOFB-001 | 1 шт. | 8 уп. |
| MB-135-ZOMI-005 | 1 шт. | 40 уп. |
| MB-135-ZOMI-008 | 1 шт. | 8 уп. |
| MB-135-ZOMI-011 | 1 шт. | 8 уп. |
| MB-135-ZOTF-005 | 1 шт. | 16 уп. |
| MB-135-ZOL2-022 | 1 шт. | 8 уп. |
| MB-135-ZOL2-041 | 1 шт. | 8 уп. |
| MB-135-ZOL3-024 | 1 шт. | 8 уп. |
| MB-135-ZOL3-039 | 1 шт. | 8 уп. |
| MB-135-ZOMI-001 комплект для новорожденного | 1 шт. | 12 уп. |
| MB-135-ZOMI-002 комплект для новорожденного | 1 шт. | 14 уп. |
| MB-135-ZOMI-008 комплект для новорожденного | 1 шт. | 12 уп. |
| MB-135-ZOMI-009 комплект для новорожденного | 1 шт. | 16 уп. |
| MB-135-ZOMI-010 комплект для новорожденного | 1 шт. | 12 уп. |



MATODRAPE




MB-136-ZOL2-004

| | | штук |
|---|--|------|
| A | Простыня 270 см x 200 см с отверстием 35 см x 32 см, карманом для жидкостей*, хирургической пленкой, интегрированными чехлами на ноги** и организаторами для проводов*** | 1 |
| B | Простыня на стол для инструментов 190 см x 150 см | 1 |
| C | Чехол на стулок Meiko 145 см x 80 см | 1 |
| D | Самоцветающаяся операционная лента 9 см x 50 см | 1 |
| E | Полотенце для рук из нетканого материала 40 см x 20 см | 2 |

* карман с дном для отводения жидкостей.

** интегрированные чехлы на ноги - одна компактная простыня вместо главной простыни + 2 чехла на ноги.

*** организатор для проводов помогает управлять кабелями и динами




MB-136-ZOL2-015

| | | штук |
|---|--|------|
| A | Простыня 220 см x 180 см с отверстием 35 см x 32 см, карманом для жидкостей*, хирургической пленкой и организаторами для проводов*** | 1 |
| B | Простыня на стол для инструментов 190 см x 150 см | 1 |
| C | Чехол на стулок Meiko 145 см x 80 см | 1 |
| D | Гигиеническая лентка Soft 90 см x 60 см | 1 |
| E | Хирургический халат Perfect L | 1 |
| F | Хирургический халат Perfect X. | 2 |


* карман с дном для отводения жидкостей.

** организатор для проводов помогает управлять кабелями и динами



СТЕРИЛЬНЫЕ

| арт.нр. | едицна упаковки | транспортная упаковка |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
| MA-136-ZEL3-001 | 1 шт. | 7 уп. |
| MB-136-ZOL2-003 | 1 шт. | 4 уп. |
| MB-136-ZOL2-004 | 1 шт. | 5 уп. |
| MB-136-ZOL2-010 | 1 шт. | 5 уп. |
| MB-136-ZOL2-015 | 1 шт. | 2 уп. |
| MB-136-ZOL3-001 | 1 шт. | 4 уп. |
| MB-136-ZOL3-002 | 1 шт. | 4 уп. |
| MB-136-ZOL3-007 | 1 шт. | 3 уп. |




MATODRAPE



MB-135-ZOL2-012

| | | штук |
|---|---|------|
| A | Простыня 200 см x 180 см с отверстием 20 см x 10 см и агезивным краем | 1 |
| B | Простыня 90 см x 75 см | 1 |
| C | Простыня на стол для инструментов 190 см x 150 см | 1 |
| D | Чехол на столик Мейо 145 см x 80 см | 1 |
| E | Чехол на ногу 120 см x 75 см | 2 |
| F | Полотенце для рук из нетканого материала 40 см x 20 см | 2 |




MB-136-ZOL3-008



| | | штук |
|---|--|------|
| A | Простыня 260 см x 240 см с двумя отверстиями (верхнее отверстие 34 см x 30 см, заполненное хирургической пленкой, нижнее отверстие 15 см x 10 см с привыкающим клапаном* и интегрированными чехлами на ноги**) | 1 |
| B | Салфетка 90 см x 75 см | 1 |
| C | Простыня на стол для инструментов 190 см x 150 см | 1 |
| D | Чехол на столик Мейо 145 см x 80 см | 1 |
| E | 2-х камерный пленочный карман 42 см x 35 см с моделирующим элементом и агезивным краем | 1 |
| F | Самос纠结ся операционная лента 9 см x 50 см | 1 |
| G | Полотенце для рук из нетканого материала 40 см x 20 см | 4 |

* интегрированный чехол на ногу – один комплект из простыни вместо отдельной простыни + 2 чехла на ноги



СТЕРИЛЬНЫЙ

| арт.нр. | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|---|--------------------|-----------------------|
| MB-135-ZOL2-011 | 1 шт. | 10 уп. |
| MB-135-ZOL2-012 | 1 шт. | 7 уп. |
| MB-135-ZOL2-040 нагрудник | 1 шт. | 8 уп. |
| MB-135-ZOL3-010 | 1 шт. | 6 уп. |
| MB-135-ZOL3-011 | 1 шт. | 5 уп. |
| MB-135-ZOL3-034 | 1 шт. | 6 уп. |
| MB-136-ZOL3-008 комплект для операции в области брюшины полости и промежности | 1 шт. | 4 уп. |



MATODRAPE




MB-135-ZOL2-048

штук

| | | |
|---|---|---|
| A | Простыня 260 см x 240 см с отверстием 34 см x 30 см, адгезивным краем и интегрированными чехлами на ноги* | 1 |
| B | Простыня на стол для инструментов 190 см x 150 см | 1 |
| C | Чехол на стулок Mayo 145 см x 80 см | 1 |
| D | 2-х камерный пленочный пакет 42 см x 36 см с подогревающим элементом и адгезивным краем | 2 |
| E | Самофиксирующаяся операционная лента 9 см x 50 см | 1 |
| F | Полотенце для рук из непланого материала 40 см x 20 см | 2 |

*интегрированные чехлы на ноги - одно континуум простыни вместо тканей простыни + 2 чехла на ноги



СТЕРИЛЬНЫЕ



| набор | одиничная упаковка | транспортная упаковка |
|-----------------|--------------------|-----------------------|
| MB-135-ZSL2-001 | 1 шт. | 8 уп. |
| MB-135-ZOL2-046 | 1 шт. | 6 уп. |
| MB-135-ZOL2-048 | 1 шт. | 5 уп. |
| MB-135-ZOL2-060 | 1 шт. | 4 уп. |
| MB-135-ZSL3-001 | 1 шт. | 9 уп. |
| MB-135-ZOL3-038 | 1 шт. | 7 уп. |


MATODRAPE



MB-135-ZOL3-023

- | | | |
|---|--|---|
| A | Простыня 300 см x 180 см с отверстием 22 см x 15 см, агезивным краем и карманом для жидкостей* | 1 |
| B | Простыня на стол для инструментов 190 см x 150 см | 1 |

* карман для жидкостей имеет скосленную форму, что делает удобным доступ к содержимому



MB-135-ZOL2-031

- | | | |
|---|--|---|
| A | Простыня 240 см x 100 см с двумя отверстиями 5 см и 4 см полуциркульными вырезами, защищающим элементом на плечо и карманом для жидкостей с силой* | 1 |
| B | Салфетка 90 см x 75 см | 1 |
| C | Простыня на стол для инструментов 180 см x 150 см | 1 |
| D | Чехол на столик Мейко 145 см x 80 см | 1 |
| E | Чехол на ногу 120 см x 75 см | 2 |
| F | Самоклеящаяся операционная лента 5 см x 50 см | 4 |
| G | Полотенце для рук из нетканого материала 40 см x 20 см | 2 |

* карман для жидкостей и угловые края с цинком для предотвращения обильных выделений



СТЕРИЛЬНЫЕ

| арт.нр. | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|-----------------|--------------------|-----------------------|
| MB-135-ZOL2-021 | 1 шт. | 6 уп. |
| MB-135-ZOL2-031 | 1 шт. | 7 уп. |
| MB-135-ZOL2-065 | 1 шт. | 6 уп. |
| MB-135-ZOL3-021 | 1 шт. | 10 уп. |
| MB-135-ZOL3-022 | 1 шт. | 6 уп. |
| MB-135-ZOL3-023 | 1 шт. | 7 уп. |
| MB-135-ZOL3-036 | 1 шт. | 8 уп. |




MATODRAPE



MB-135-ZOL2-008

штук

| | | |
|---|---|---|
| A | Простыня 180 см x 75 см с отверстием 20 см x 10 см, полуруглыми вырезами и адрезным краем | 1 |
| B | Салфетка 80 см x 75 см | 1 |
| C | Простыня на стол для инструментов 190 см x 150 см | 1 |
| D | Чехол на столик Meilo 145 см x 80 см | 1 |
| E | Чехол на ногу 120 см x 75 см | 2 |
| F | Полотенце для рук из нетканого материала 40 см x 20 см | 2 |



СТЕРИЛЬНЫЕ

| | артропт | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|-----------------|---------|--------------------|-----------------------|
| MB-135-ZOTF-002 | 1 шт. | 16 уп. | |
| MB-135-ZOL2-007 | 1 шт. | 12 уп. | |
| MB-135-ZOL2-008 | 1 шт. | 8 уп. | |
| MB-135-ZOL3-006 | 1 шт. | 10 уп. | |




MB-135-ZOL3-035

штук

| | | |
|---|---|---|
| A | Простыня 320 см x 240 см с отверстием диаметром 6 см, звездичным элементом и карманом для жидкости* | 1 |
| B | Салфетка 80 см x 75 см и адрезным краем | 1 |
| C | Простыня на стол для инструментов 190 см x 150 см | 1 |
| D | Чехол на столик Meilo 145 см x 80 см | 1 |
| E | Чехол на верхнюю конечность 75 см x 37 см | 1 |
| F | Самоклеящаяся операционная лента 9 см x 50 см | 2 |
| G | Полотенце для рук из нетканого материала 40 см x 20 см | 4 |

*карман с краем для отведения жидкости



СТЕРИЛЬНЫЕ


| | артропт | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|-----------------|---------|--------------------|-----------------------|
| MB-135-ZOL2-049 | 1 шт. | 5 уп. | |
| MB-135-ZOL3-014 | 1 шт. | 8 уп. | |
| MB-135-ZOL3-015 | 1 шт. | 4 уп. | |
| MB-135-ZOL3-035 | 1 шт. | 3 уп. | |

MATODRAPE



MB-135-ZOL2-051

| | | штук |
|---|---|------|
| A | Простыни 260 см x 240 см с отверстием диаметром 5 см, эластичным элементом и доклеванной простыней 150 см x 90 см | 1 |
| B | Простыни на стол для инструментов 190 см x 150 см | 1 |
| C | Чехол на столик Майо 145 см x 80 см | 1 |
| D | Чехол на верхнюю юбчину 75 см x 37 см | 1 |
| E | Самослеющаяся операционная лента 5 см x 50 см | 1 |
| F | Полотенца для рук из нетканого материала 40 см x 20 см | 2 |




СТЕРИЛЬНЫЕ

| артнрт | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|-----------------|--------------------|-----------------------|
| MB-135-ZOL2-051 | 1 шт. | 5 уп. |
| MB-135-ZOL3-032 | 1 шт. | 6 уп. |



MB-135-ZOL3-030


| | | штук |
|---|---|------|
| A | Простыни 300 см x 240 см с отверстием диаметром 8 см и эластичным элементом | 1 |
| B | Простыни на стол для инструментов 190 см x 150 см | 1 |
| C | Чехол на столик Майо 145 см x 80 см | 1 |
| D | Полотенца для рук из нетканого материала 40 см x 20 см | 4 |



СТЕРИЛЬНЫЕ

| артнрт | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|-----------------|--------------------|-----------------------|
| MB-135-ZOTF-014 | 1 шт. | 5 уп. |
| MB-135-ZOL3-030 | 1 шт. | 5 уп. |

MATODRAPE




MB-135-ZOL3-017

штук

| | | |
|---|---|---|
| A | Простыня 260 см x 240 см с отверстием в виде буквы U 100 см x 20 см и адгезивным краем | 1 |
| B | Простыня 240 см x 150 см и адгезивным краем | 1 |
| C | Простыня на стол для инструментов 190 см x 150 см | 1 |
| D | Чехол на стойку Melo 145 см x 80 см | 1 |
| E | Чехол на ногу 120 см x 37 см | 1 |
| F | Пленочный карман для жидкостей 40 см x 30 см с модифицирующим элементом* и адгезивным краем | 1 |
| G | Самоотдающийся операционная лента 9 см x 50 см | 6 |
| H | Полотенце для рук из нетканого материала 40 см x 20 см | 4 |

*модифицирующий элемент позволяет пристегнуть пакетную форму, что способствует удержанию его в заданном положении.



СТЕРИЛЬНЫЕ



| артикул | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|-----------------|--------------------|-----------------------|
| MB-135-ZOL2-016 | 1 шт. | 5 уп. |
| MB-135-ZOL2-017 | 1 шт. | 6 уп. |
| MB-135-ZOL2-018 | 1 шт. | 2 уп. |
| MB-135-ZOL3-016 | 1 шт. | 5 уп. |
| MB-135-ZOL3-017 | 1 шт. | 4 уп. |
| MB-135-ZOL3-018 | 1 шт. | 2 уп. |


MATODRAPE



MB-135-ZOL2-004


| | | штук |
|---|--|------|
| A | Простыня 320 см x 240 см с отверстием диаметром 6 см, эластичным элементом и карманом для жидкостей* | 1 |
| B | Простыня на стол для инструментов 180 см x 150 см | 1 |
| C | Чехол на столик Мейо 145 см x 80 см | 1 |
| D | Чехол на ногу 75 см x 37 см | 1 |
| E | Самослевящаяся операционная лента 5 см x 50 см | 2 |
| F | Полотенце для рук из нетканого материала 40 см x 20 см | 2 |

* карман с проксимальной жидкостью



MB-135-ZOTF-001

| | | штук |
|---|---|------|
| A | Простыня 180 см x 150 см с полукруглым вырезом и адгезивными краями | 1 |
| B | Простыня 180 см x 150 см с полукруглым вырезом и адгезивными краями | 1 |
| C | Чехол на ногу 80 см x 45 см | 1 |
| D | Самослевящаяся операционная лента 5 см x 50 см | 2 |



СТЕРИЛЬНЫЕ

| артрит | одиничная упаковка | транспортная упаковка |
|-----------------|--------------------|-----------------------|
| MB-135-ZOTF-001 | 1 шт. | 18 уп. |
| MB-135-ZOL2-003 | 1 шт. | 6 уп. |
| MB-135-ZOL2-004 | 1 шт. | 4 уп. |
| MB-135-ZOL2-005 | 1 шт. | 12 уп. |
| MB-135-ZOL2-006 | 1 шт. | 5 уп. |
| MB-135-ZOL2-020 | 1 шт. | 2 уп. |
| MB-135-ZOL3-003 | 1 шт. | 6 уп. |
| MB-135-ZOL3-004 | 1 шт. | 4 уп. |
| MB-135-ZOL3-040 | 1 шт. | 5 уп. |




MATODRAPE



MB-135-ZOL2-045

штук

| | | |
|---|--|---|
| A | Простыня 240 см x 180 см с отверстием в виде буквы U 63 см x 7 см и адгезивным краем | 1 |
| B | Простыня 240 см x 180 см с адгезивным краем | 1 |
| C | Простыня 200 см x 180 см | 1 |
| D | Простыня на стол для инструментов 190 см x 150 см | 1 |
| E | Чехол на стул Мейо 145 см x 80 см | 1 |
| F | Самоклеящаяся операционная лента 9 см x 30 см | 1 |
| G | Полотенце для рук из нетканого материала 40 см x 20 см | 2 |



СТЕРИЛЬНЫЕ

| арт.нр. | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|-----------------|--------------------|-----------------------|
| MA-135-SB12-015 | 1 шт. | 10 уп. |
| MB-135-ZOTF-004 | 1 шт. | 10 уп. |
| MB-135-ZOL2-045 | 1 шт. | 4 уп. |

MATODRAPE

примеры размеров салфеток и простыней из нашего каталога

НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

| размер | артнр | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|--|-----------------|--------------------|-----------------------|
| TP | | | |
| 45 см x 45 см | MA-131-SETF-009 | 50 шт. | 7 уп. |
| 60 см x 50 см с отверстием 8 см x 6 см и адгезивным краем | MA-131-SETF-010 | 50 шт. | 4 уп. |
| 75 см x 45 см | MA-131-SETF-005 | 50 шт. | 5 уп. |
| 90 см x 60 см | MA-131-SETF-006 | 50 шт. | 10 уп. |
| 130 см x 90 см | MA-131-SETF-017 | 45 шт. | 5 уп. |
| 150 см x 90 см | MA-131-SETF-006 | 40 шт. | 4 уп. |
| 200 см x 50 см | MA-131-SETF-015 | 40 шт. | 5 уп. |
| 200 см x 150 см | MA-131-SETF-001 | 20 шт. | 8 уп. |
| 250 см x 90 см | MA-131-SETF-016 | 30 шт. | 5 уп. |
| FB | | | |
| 210 см x 75 см | MA-131-SEFB-001 | 150 шт. | 1 уп. |
| L3 | | | |
| 45 см x 45 см | MA-131-SEL2-009 | 100 шт. | 3 уп. |
| 90 см x 75 см | MA-131-SEL2-012 | 60 шт. | 6 уп. |
| 200 см x 180 см | MA-131-SEL2-008 | 10 шт. | 5 уп. |
| 240 см x 180 см | MA-131-SEL2-007 | 10 шт. | 4 уп. |

СТЕРИЛЬНЫЕ

| размер | артнр | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|---|-----------------|--------------------|-----------------------|
| TMS | | | |
| 45 см x 45 см | MA-134-SETM-007 | 1 шт. | 160 уп. |
| 90 см x 80 см | MA-134-SETM-010 | 1 шт. | 120 уп. |
| 90 см x 80 см с отверстием 8 см и адгезивным краем | MA-134-SETM-019 | 1 шт. | 120 уп. |
| 160 см x 90 см | MA-134-SETM-003 | 1 шт. | 60 уп. |
| 210 см x 180 см | MA-134-SETM-002 | 1 шт. | 30 уп. |
| TF | | | |
| 45 см x 45 см | MA-134-SETF-020 | 1 шт. | 140 уп. |
| 45 см x 45 см с отверстием 8 см и адгезивным краем | MA-134-SETF-022 | 1 шт. | 200 уп. |
| 60 см x 50 см с овальным отверстием 8 см x 6 см и адгезивным краем | MA-134-SETF-010 | 1 шт. | 120 уп. |
| 60 см x 50 см с овальным отверстием 8 см x 6 см, с карманом и адгезивным краем | MA-134-SETF-009 | 1 шт. | 70 уп. |
| 75 см x 45 см | MA-134-SETF-003 | 1 шт. | 115 уп. |
| 75 см x 45 см с адгезивным краем | MA-134-SETF-029 | 1 шт. | 150 уп. |
| 75 см x 45 см с отверстием 8 см | MA-134-SETF-027 | 1 шт. | 125 уп. |
| 90 см x 75 см | MA-134-SETF-016 | 1 шт. | 130 уп. |
| 130 см x 90 см | MA-134-SETF-002 | 1 шт. | 40 уп. |
| 130 см x 90 см с отверстием 8 см и адгезивным краем | MA-134-SETF-008 | 1 шт. | 60 уп. |
| 200 см x 150 см | MA-134-SETF-001 | 1 шт. | 40 уп. |
| L2 | | | |
| 45 см x 45 см с адгезивным краем | MA-134-SEL2-011 | 1 шт. | 125 уп. |
| 80 см x 50 см с отверстием 6 см | MA-134-SEL2-012 | 1 шт. | 100 уп. |
| 75 см x 45 см | MA-134-SEL2-013 | 1 шт. | 70 уп. |
| 90 см x 75 см | MA-134-SEL2-015 | 1 шт. | 95 уп. |
| 90 см x 75 см с овальным отверстием 8 см x 6 см и адгезивным краем | MA-134-SEL2-020 | 1 шт. | 40 уп. |
| 80 см x 75 см состоит из 2 частей с возможностью регулировки отверстия и адгезивный краем | MA-134-SEL2-026 | 1 шт. | 25 уп. |
| 150 см x 90 см | MA-134-SEL2-003 | 1 шт. | 70 уп. |
| 150 см x 90 см с адгезивным краем | MA-134-SEL2-004 | 1 шт. | 60 уп. |
| 180 см x 150 см с адгезивным краем | MA-134-SEL2-001 | 1 шт. | 25 уп. |

MATODRAPE

принима размеров салфетки и простыни из нашего ассортимента

| размер | артикул | индивидуальная упаковка | транспортная упаковка |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------------|
| L3 | | | |
| 45 см x 45 см | MA-134-SEL3-011 | 1 шт. | 120 уп. |
| 45 см x 45 см с отверстием 5 см | MA-134-SEL3-001 | 1 шт. | 120 уп. |
| 45 см x 45 см с отверстием 5 см и адгезивным краем | MA-134-SEL3-002 | 1 шт. | 100 уп. |
| 75 см x 45 см | MA-134-SEL3-003 | 1 шт. | 60 уп. |
| 75 см x 45 см с отверстием 6 см и адгезивным краем | MA-134-SEL3-004 | 1 шт. | 70 уп. |
| 90 см x 60 см | MA-134-SEL3-015 | 1 шт. | 120 уп. |
| 90 см x 75 см | MA-134-SEL3-005 | 1 шт. | 70 уп. |
| 90 см x 75 см складыванием отверстиям 6 см x 6 см | MA-134-SEL3-006 | 1 шт. | 80 уп. |
| 90 см x 75 см с адгезивным краем | MA-134-SEL3-008 | 1 шт. | 60 уп. |
| 150 см x 90 см | MA-134-SEL3-012 | 1 шт. | 40 уп. |
| 150 см x 90 см с отверстием 6 см и адгезивным краем | MA-134-SEL3-009 | 1 шт. | 30 уп. |
| 240 см x 180 см | MA-134-SEL3-013 | 1 шт. | 20 уп. |

Салфетки и простыни в индивидуальной упаковке есть также в упаковке диспенсер, варианты размеров для данного вида упаковки в таблице ниже.

**СТЕРИЛЬНЫЕ**

| изделие | размер | артикул | индивидуальная упаковка | транспортная упаковка |
|--|----------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|
| Простыня на столик Майо | 145 см x 60 см | MA-134-SEM1-005 | 1 шт. x 25 | 6 уп. |
| Салфетка из двухслойного ламината | 90 см x 75 см | MA-134-SEL2-055 | 1 шт. x 20 | 4 уп. |
| Салфетка из двухслойного ламината | 60 см x 50 см | MA-134-SEL2-056 | 1 шт. x 35 | 10 уп. |
| Салфетка из двухслойного ламината с отверстием 6 см и адгезивным краем | 75 см x 45 см | MA-134-SEL2-059 | 1 шт. x 20 | 10 уп. |
| Салфетка из двухслойного ламината | 90 см x 75 см | MA-134-SEL2-072 | 1 шт. x 40 | 6 уп. |

MATODRAPE

ПЛЕНОЧНЫЙ ЧЕХОЛ ДЛЯ ПРОВОДОВ

Чехол защищает медицинское оборудование от повреждения и загрязнения. Благодаря эластичности и мягкости материала возможно легкое и безопасное использование приборов во время проведения процедур. Чехлы обеспечивают стерильность медицинского оборудования и являются универсальной защитой для любых проводов, камер и эндоскопов.

СТЕРИЛЬНЫЕ



| размер | штук/уп. | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 15 см x 250 см | ОМ-195-ММММ-010 | 1 шт. | 20 уп. |
| 13 см x 235 см | МА-134-OSPE-010 | 1 шт. | 130 уп. |

ПЛЕНОЧНЫЙ ЧЕХОЛ НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Чехол служит для сохранения стерильности медицинского оборудования. Эластичный край или самоклеящаяся лента позволяют прочно закрепить чехол на оборудовании, а прозрачная пленка позволяет наблюдать за аппаратурой.



СТЕРИЛЬНЫЕ



| размер | штук/уп. | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|--------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| 183 см x 104 см на С-струб. | МА-134-OSPE-007* | 1 шт. | 30 уп. |
| 22+80 см x 30 см | МА-134-OSPE-003 | 1 шт. | 60 уп. |
| 30+72 см x 36 см | МА-134-OSPE-004 | 1 шт. | 30 уп. |
| 17+71 см x 91 см | МА-134-OSPE-001 | 1 шт. | 80 уп. |
| 28+102 см x 91 см | МА-134-OSPE-002 | 1 шт. | 40 уп. |
| 33+112 см x 66 см | МА-134-OSPE-006 | 1 шт. | 20 уп. |
| 117 см x 267 см на мироскип | МА-134-OSPE-009 | 1 шт. | 30 уп. |

ЧЕХОЛ ДЛЯ ПРОВОДОВ ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА

Чехол защищает провода и медицинское оборудование от повреждения и загрязнения, в операционный зал от пыли. Имеет две завязки для крепления чехла на проводах.

НЕСТЕРИЛЬНЫЕ



| размер | арт.нр | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 150 см x 10 см | MA-133-TUTM-002 | 100 шт. | 4 уп. |
| 250 см x 15 см | MA-133-TUTM-003 | 70 шт. | 2 уп. |

**СТЕРИЛЬНЫЕ**

| размер | арт.нр | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|-----------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 200 см x 32 см | MA-134-TUTM-007 | 1 шт. | 60 уп. |
| 200 см x 28 см на С-дугу | MA-134-TUTM-008 | 1 шт. | 100 уп. |
| 150 см x 10 см | MA-134-TUTM-003 | 1 шт. | 120 уп. |
| 250 см x 15 см | MA-134-TUTM-005 | 1 шт. | 100 уп. |

ЧЕХОЛ НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА

Служит для сохранения стерильности медицинского оборудования. Крепкий нетканый материал и эластичные резиночки и завязки для прочного крепления на оборудованию.

**СТЕРИЛЬНЫЕ**

| | размер | арт.нр | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|---|--|-----------------|--------------------|-----------------------|
| A | 120 см x 80 см на одну сторону С-дугу | MA-134-TUTM-001 | 1 шт. | 60 уп. |
| B | на одну сторону С-дугу с завязками | MA-134-OSTM-001 | 1 шт. | 50 уп. |
| C | на 2 стороны на завязках на С-дугу | MA-134-TUTM-006 | 1 шт. | 25 уп. |

MATODRAPE**ЧЕХОЛ НА СТОЛИК МЕЙО**

Чехол предназначен для сохранения стерильности столика Мейо. Впитывающий слой выполняет функцию впитывания жидкостей, образованных на использованных хирургических инструментах во время процедур, пленочный слой препятствует протеканию жидкостей на столик. Телескопическое складение обеспечивает быстрое одевание чехла на столик и препятствует случайному загрязнению чехла. «Песочное» покрытие пленки не даёт чехлу дыгаться.

**СТЕРИЛЬНЫЙ**

| размер | арт.нр. | единица упаковки | транспортная упаковка |
|----------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| 145 см x 80 см | MA-134-SEMI-001 | 1 шт. | 60 уп. |

ПРОСТЫНЯ НА ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ СТОЛ

Простыня предназначена для сохранения стерильности инструментального стола. Впитывающий слой выполняет функцию впитывания жидкостей, образованных на использованных хирургических инструментах во время процедур, пленочный слой препятствует протеканию жидкостей на стол.

**СТЕРИЛЬНАЯ**

| размер | арт.нр. | единица упаковки | транспортная упаковка |
|-----------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| 190 см x 150 см | MA-134-SEMI-002 | 1 шт. | 30 уп. |

ЧЕХЛЫ НА БОЛЬНИЧНУЮ МЕБЕЛЬ

Чехлы на носилки и кресло для диализа имеют два клапана для закрепления на оборудовании. Дополнительно чехлы имеют 4 завязки для закрепления на носилках.

НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

| размер | арт.нр | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|---|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 220 см x 80 см на носилки | MA-133-POTM-001 | 10 шт. | 6 уп. |
| 240 см x 80 см на кресло для диализа | MA-133-SETM-023 | 20 шт. | 7 уп. |

**ЧЕХЛЫ НА НОГИ ПАЦИЕНТА**

Чехлы предназначены для защиты конечностей пациента во время процедур.

СТЕРИЛЬНЫЕ

| размер | арт.нр | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|---|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 120 см x 80 см | MA-134-POTM-002 | 2 шт. | 25 уп. |
| 130 см x 40 см | MA-134-POTM-003 | 2 шт. | 25 уп. |
| 80 см x 45 см | MA-134-POTF-001 | 1 шт. | 45 уп. |
| 80 см x 45 см дополнительно с клейкой лентой 50 см x 9 см | MA-134-POTF-002 | 1 шт. | 45 уп. |
| 120 см x 37 см дополнительно с 2 стяжками лентами 50 см x 9 см | MA-134-POL2-001 | 1 шт. | 50 уп. |
| 120 см x 37 см | MA-134-POL2-002 | 1 шт. | 50 уп. |



MATODRAPE

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ПЛЕНКИ

Стерильная хирургическая пленка, предназначена для защиты операционного поля от проникновения бактерий и микробов, уменьшая риск заражения, и предотвращает скольжение хирургических покрытий по операционному полю. Пленка имеет хорошую эластичность, что дает возможность уложить ее по форме тела пациента. Пленка пропускает воздух, не вызывает раздражения на коже, не содержит латекса, не вызывает аллергических реакций и не цитотоксична.

Хирургическая пленка изготавлена из полимуртановой пленки, защищенной силиконовой бумагой. Края пленки имеют цветные «fingertip» – элементы, облегчающие нанесение изделия на определенную часть операционного поля. Дополнительно пленка завернута в силиконовую бумагу.



СТЕРИЛЬНЫЕ

| размер | артиул | одиничная упаковка | транспортная упаковка |
|---------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 20 см x 10 см | MA-136-FC01-001 | 10 шт. | 5 уп. |
| 28 см x 15 см | MA-136-FC01-002 | 10 шт. | 4 уп. |
| 30 см x 28 см | MA-136-FC01-003 | 10 шт. | 9 уп. |
| 45 см x 28 см | MA-136-FC01-004 | 10 шт. | 9 уп. |
| 55 см x 45 см | MA-136-FC01-005 | 10 шт. | 3 уп. |
| 60 см x 30 см | MA-136-FC01-006 | 10 шт. | 9 уп. |
| 90 см x 60 см | MA-136-FC01-007 | 10 шт. | 3 уп. |

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ КАРМАНЫ С МОДЕЛИРУЮЩИМ ЭЛЕМЕНТОМ

Полиэтиленовые влагонепроницаемые карманы предназначены для удержания жидкостей отсасывающих приборов, хирургических инструментов и мелкого перевязочного материала. Карманы могут быть одно- или двухкамерными. Моделирующий элемент, размещенный на краю кармана, позволяет придать ему форму для удобного доступа к содержимому. Прозрачная пленка не скрывает содержимое кармана. Карман с возможностью закрытия удобен для хранения и транспортировки внутренних органов.



СТЕРИЛЬНЫЕ

| размер | артиул | одиничная упаковка | транспортная упаковка |
|--|----------------|--------------------|-----------------------|
| 42 см x 35 см двукамерный | MA-134-KPЕ-003 | 1 шт. | 200 уп. |
| 43 см x 30 см однокамерный | MA-134-KPЕ-002 | 1 шт. | 100 уп. |
| 54 см x 39 см карман с возможностью закрытия (для внутренних органов) | MA-134-KPЕ-001 | 1 шт. | 60 уп. |

ОПЕРАЦИОННЫЕ ЛЕНТЫ

Операционные ленты предназначены для крепления салфеток/простыней, проходов, кабелей и т.д. Эластичность материала, из которого изготовлена операционная лента, позволяет ей с легкостью принимать любую форму.

Лента с липучками имеет застежку типа „велкро”, обе части которой имеют клеевую поверхность, защищенную бумагой с „fingerlift”. Одна часть ленты размывается в выбранном месте на покрытии, а другая позволяет многоразовое крепление или смену местоположения прикрепленного оборудования на поверхности простыни.

СТЕРИЛЬНЫЕ

| размер | арт.нр | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|--|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 50 см x 9 см | MA-134-TAMI-001 | 1 шт. | 250 уп. |
| 50 см x 9 см | MA-134-TAMI-002 | 2 шт. | 150 уп. |
| 25 см x 2 см типа велкро | MA-134-TARZ-001 | 1 шт. | 250 уп. |
| 15 см x 10 см организатор для проводов | MA-134-TATM-001 | 1 шт. | 300 уп. |

**ПОЛОТЕНЦА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ РУК**

Полотенца могут быть изготовлены из нетканого материала 1 или целлюлозы 2.

Предназначены для вытирания рук или удаления чрезмерного количества пудры с перчаток.

1



2

**СТЕРИЛЬНЫЕ**

| размер | арт.нр | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|---------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 80 см x 60 см | MA-134-SEWK-001 | 5 шт. | 40 уп. |
| 80 см x 60 см | MA-134-SEWK-003 | 2 шт. | 60 уп. |
| 30 см x 30 см | MA-134-SEWK-002 | 1 шт. | 150 уп. |
| 50 см x 40 см | MA-134-SECE-001 | 1 шт. | 100 уп. |
| 50 см x 40 см | MA-134-SECE-002 | 4 шт. | 40 уп. |

MATODRAPE

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПЕЛЕНКА

Впитывающая гигиеническая пеленка может служить дополнительной защитой постельного белья и кровати, например, при пеленании новорожденного. Состоит из мягкой целлюлозы, покрытой с одной стороны мягким нетканым материалом, а с другой – пленкой.

СТЕРИЛЬНЫЕ


| размер | арт.нр | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|---------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| 60 см x 60 см | MA-134-SEM-003 | 1 шт. | 15 уп. |



ЗАЩИТНЫЕ САЛФЕТКИ/ПРОСТЫНИ В РУЛОНЕ

Салфетки и простыни предназначены для защиты кроватей, матрасов, кушеток, кресел и другого медицинского оборудования.

Элегантные и удобные в использовании. Салфетки/простыни впитывающие, но имеют водонепроницаемый слой для оптимальной защиты пациента и медицинского оборудования. Широкий выбор размеров позволяет подобрать необходимый размер салфетки/простыни в зависимости от размера оборудования.



НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

| | размер салфетки / простыни | арт.нр | описание изделия | перфорация | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|---|----------------------------|-------------------|----------------------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| 1 | 51 см x 50 см | MA-133-NAFB-003* | нестерильные з рулоном | для кушетки | ✓ | 1 рулон 80 шт. |
| | 51 см x 80 см | MA-133-NAFB-004* | | | ✓ | 1 рулон 50 шт. |
| | 51 см x 180 см | MA-133-NAFB-005* | | | ✓ | 1 рулон 25 шт. |
| | 51 см x 40 м | MA-133-NAFB-006* | | | нет | 1 рулон |
| | 33 см x 50 см | MA-133-NAFB-002* | | | ✓ | 1 рулон 60 шт. |
| 2 | 45 см x 50 см | MA-133-NATF-001* | нестерильные з сплошным | не для кушетки | нет | 1 рулон |
| | 55 см x 100 см | MA-133-NATM-001** | | | нет | 1 рулон |
| | 51 см x 50 см | MA-133-NAFB-007* | | | ✓ | 1 рулон 40 шт. |
| | 51 см x 80 см | MA-133-NAFB-008* | | | ✓ | 1 рулон 25 шт. |
| | 51 см x 180 см | MA-133-NAFB-009* | | | ✓ | 1 рулон 12 шт. |

* салфетки/простыни из ламината

** салфетки/простыни из нетканого материала

MATODRAPE



ОДНОРАЗОВЫЕ ПОДКЛАДЫ

Они состоят из двухслойного ламината, состоящего из высокого качества нетканого материала и «дышащей» пленки, которая не пропускает влагу, но пропускает водяной пар. Рекомендуется как подклад на операционный стол, операционную кровать или для защиты матраса.


НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

| размер | арткод | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 220 см x 90 см | MA-133-SEBS-001 | 100 шт. | 1 уп. |
| 170 см x 90 см | MA-133-SEBS-002 | 100 шт. | 1 уп. |



СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ НАГРУДНИКИ

Нагрудники изготовлены из пленки или пленки и тонкой бумаги. Полиэтиленовая пленка защищает от промокания, а слой тонкой бумаги обеспечивает впитываемость. Нагрудники предлагаются в виде рулонов с перфорацией. Благодаря перфорации можно легко отделить нагрудник от рулона. Специальные завязки и вырез, образованные при разрыве по линии перфорации, служат для крепления нагрудника на шее пациента.




НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

| размер | арткод | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|--------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 56 см x 80 см с перфорацией | MA-133-SLPE-001 | рулон 100 шт. | 6 уп. |
| 51 см x 65 см с перфорацией | MA-133-SLFB-001 | рулон 30 шт. | 9 уп. |







ГЛАВА 4

ОДНОРАЗОВАЯ ОДЕЖДА И ПЕРЧАТКИ

| | |
|--|-----|
| ■ Одежда и постельное бельё одноразового использования | 93 |
| ■ Перчатки | 107 |

MATODRESS**ШАПОЧКИ ДЛЯ МЕДСЕСТРЫ**

Шапочки изготовлены из тонкого воздухопроницаемого нетканого полипропиленового материала. Они комфортны в использовании даже в плохо проветриваемых помещениях. Форма шапочки позволяет полностью закрыть голову. Эластичная и мягкая резинка надежно фиксирует её на голове. Использование шапочки защищает операционное поле от попадания волос, частиц кожи, перхоти и пыли. Шапочки представлены в двух видах: «берет» 1 и «гармошка» 2. Способ упаковки шапочек, позволяет гигиенично и поштучно вынимать их из коробки.



1
шапочка для медсестры
типа «берет»



2
шапочка для медсестры
типа «гармошка»

ШАПОЧКА ДЛЯ МЕДСЕСТРЫ НЕСТЕРИЛЬНАЯ

| размер цвет | арт.нр. | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|--------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| 1 берет голубой | MA-142-WLOK-067 | 100 шт. | 10 уп. |
| 2 гармошка голубая | NM-901-MWMB-065 | 100 шт. | 10 уп. |

ШАПОЧКА ДЛЯ МЕДСЕСТРЫ СТЕРИЛЬНАЯ

| размер цвет | арт.нр. | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| 2 берет голубой | MA-143-WLOK-065 | 1 шт. | 250 уп. |

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ШАПОЧКИ

Шапочки изготовлены из тонкого воздухопроницаемого нетканого полипропиленового материала. Благодаря хорошей воздухопроницаемости шапочки очень комфортны в использовании. Использование шапочки защищает операционное поле от попадания волос, частиц кожи, перхоти и пыли. Шапочки представлены в вариантах с щитом сзади тонкой резинкой 1, с завязками 2 и с потопоглощающей полосой 3. Способ упаковки шапочек, позволяет гигиенично и поштучно вынимать их из коробки.



1
шапочка хирургическая
с резинкой



2
шапочка хирургическая
с завязками



3
шапочка хирургическая
с потопоглощающей полосой



MATODRESS**ХИРУРГИЧЕСКАЯ ШАПОЧКА. НЕСТЕРИЛЬНАЯ**

| | размер цвет | арт.нр. | одиничная упаковка | транспортная упаковка |
|---|---|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| 1 | с резинкой голубая | MA-142-WLOK-094 | 100 шт. | 6 уп. |
| 2 | с завязками голубая | MA-142-WLOK-133 | 100 шт. | 6 уп. |
| 3 | степлопластирующей полосой и резинкой голубая | MA-142-WLOK-161 | 100 шт. | 6 уп. |

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ШАПОЧКА. СТЕРИЛЬНАЯ

| | размер цвет | арт.нр. | одиничная упаковка | транспортная упаковка |
|---|------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| 2 | с завязками голубая | MA-143-WLOK-062 | 1 шт. | 250 уп. |

БАХИЛЫ ДЛЯ ОБУВИ ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА

Бахилы изготовлены из полипропиленового нетканого материала с повышенным уровнем устойчивости к механическому воздействию. Бахилы обеспечивают чистоту напольного покрытия в помещениях. Бахилы представлены в трёх видах: с завязками 1, с резинкой и нескользящей лентой 2, типа «гармошка» 3.



1
бахилы для обуви с завязками



2
бахилы для обуви с резинкой
и нескользящей лентой



3
бахилы для обуви с резинкой
типа «гармошка»

БАХИЛЫ ДЛЯ ОБУВИ ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА. НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

| | размер цвет | арт.нр. | одиничная упаковка | транспортная упаковка |
|---|--|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| 1 | с завязками голубые | MA-142-WLOK-075 | 100 шт. | 8 уп. |
| 2 | с резинкой и нескользящей лентой голубые | MA-142-WLOK-741 | 100 шт. | 10 уп. |
| 3 | с резинкой типа «гармошка» голубые | NM-981-MMM-067 | 100 шт. | 20 уп. |

БАХИЛЫ ДЛЯ ОБУВИ ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА. СТЕРИЛЬНЫЕ

| | размер цвет | арт.нр. | одиничная упаковка | транспортная упаковка |
|---|--|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| 2 | с резинкой и нескользящей лентой голубые | MA-143-WLOK-063 | 1 пара | 120 уп. |

MATODRESS • SURGIMASK**БАХИЛЫ ДЛЯ ОБУВИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ С РЕЗИНКОЙ**

Бахилы изготовлены из антискользящей пленки. Верхняя часть стянута резинкой, которая обеспечивает надежную фиксацию. Бахилы обеспечивают чистоту напольного покрытия в помещениях.



бахилы для обуви полипропиленовые с резинкой

БАХИЛЫ ДЛЯ ОБУВИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ С РЕЗИНКОЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

| размер цвет | артнрл | единичная упаковка | транспорная упаковка |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|
| с резинкой голубые | НМ-981-МПММ-065 | 100 шт. | 40 уп. |

МАСКИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ

Хирургические маски изготовлены из трех слоев нетканого материала. Благодаря внутреннему слою с уровнем фильтрации бактерий BFE 98%, маски защищают от инфекций, передаваемых воздушно-капельным путем. Маски воздухопроницаемы. Имеют специальный моделирующий вкладыш для носа и фиксируются завязками либо резинками. Использование масок позволяет защитить операционное поле от попадания частиц кожи, волос, а также возбудителей заболеваний передаваемых воздушно-капельным путем. Способ упаковки масок позволяет гигиенично и поштучно вынимать их из коробки.

**МАСКИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ**

| размер цвет | артнрл | единичная упаковка | транспорная упаковка |
|------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|
| с завязками голубые | МА-142-МЛОК-195 | 50 шт. | 20 уп. |
| с резинкой голубые | МА-142-МЛОК-901 | 50 шт. | 20 уп. |

МАСКИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ СТЕРИЛЬНЫЕ

| размер цвет | артнрл | единичная упаковка | транспорная упаковка |
|------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|
| с завязками голубые | МА-143-МЛОК-002 | 1 шт. | 250 уп. |

MATODRESS**ПРОЦЕДУРНЫЕ ХАЛАТЫ**

Халаты изготовлены из воздухопроницаемого нетканого материала и предназначены для обследований и диагностических процедур. В предложении доступны две версии халатов: процедурный халат с манжетами 1 и процедурный халат STANDARD, с мягкими резинками на рукавах 2.

| арт.нр | размер | одиничная упаковка | транспортная упаковка |
|--------|--------|--------------------|-----------------------|
|--------|--------|--------------------|-----------------------|

ПРОЦЕДУРНЫЕ ХАЛАТЫ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

| | | | |
|-----------------|-----|--------|--------|
| MA-142-WLOK-114 | L | 10 шт. | 12 уп. |
| MA-142-WLOK-115 | XL | 10 шт. | 12 уп. |
| MA-142-WLOK-117 | XXL | 10 шт. | 12 уп. |

ПРОЦЕДУРНЫЕ ХАЛАТЫ СТЕРИЛЬНЫЕ

| | | | |
|-----------------|-----|-------|--------|
| MA-143-WLOK-082 | L | 1 шт. | 25 уп. |
| MA-143-WLOK-084 | XL | 1 шт. | 25 уп. |
| MA-143-WLOK-086 | XXL | 1 шт. | 25 уп. |

| арт.нр | размер | одиничная упаковка | транспортная упаковка |
|--------|--------|--------------------|-----------------------|
|--------|--------|--------------------|-----------------------|

ПРОЦЕДУРНЫЕ ХАЛАТЫ STANDARD НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

| | | | |
|-----------------|---------------|--------|--------|
| MA-141-WLOK-001 | универсальный | 10 шт. | 10 уп. |
|-----------------|---------------|--------|--------|



1. ПРОЦЕДУРНЫЙ ХАЛАТ

2. ПРОЦЕДУРНЫЙ ХАЛАТ СТАНДАРТНОГО

MATODRESS**ХИРУРГИЧЕСКИЙ ХАЛАТ STANDARD И STANDARD PLUS**

Хирургические халаты STANDARD и STANDARD PLUS изготовлены из полипропиленового нетканого материала. Благодаря тому, что швы сшиты ультразвуком, они более прочные и являются дополнительным барьером для жидкости.

Хирургический халат STANDARD PLUS удлинен для лучшей защиты. Изготовлен из нетканого материала устойчивого к жидкостям, содержащим спирт.

| артнрт | размер | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|--------|--------|--------------------|-----------------------|
|--------|--------|--------------------|-----------------------|

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ХАЛАТЫ STANDARD НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

| | | | |
|-----------------|-----------|--------|--------|
| MA-142-WLOK-605 | M / 115 | 10 шт. | 10 уп. |
| MA-142-WLOK-606 | L / 125 | 10 шт. | 10 уп. |
| MA-142-WLOK-607 | XL / 140 | 10 шт. | 10 уп. |
| MA-142-WLOK-608 | XXL / 155 | 10 шт. | 10 уп. |

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ХАЛАТЫ STANDARD СТЕРИЛЬНЫЕ

| | | | |
|-----------------|-----------|-------|--------|
| MA-143-FACW-001 | M / 115 | 1 шт. | 25 уп. |
| MA-143-FACW-002 | L / 125 | 1 шт. | 25 уп. |
| MA-143-FACW-003 | XL / 140 | 1 шт. | 25 уп. |
| MA-143-FACW-004 | XXL / 155 | 1 шт. | 25 уп. |

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ХАЛАТЫ STANDARD СТЕРИЛЬНЫЕ

В ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УПАКОВКЕ + ПОЛОТЕНЦЕ ДЛЯ РУК

| | | | |
|-----------------|-----------|-------|--------|
| MA-143-FACW-007 | M / 115 | 1 шт. | 20 уп. |
| MA-143-FACW-005 | L / 125 | 1 шт. | 20 уп. |
| MA-143-FACW-006 | XL / 140 | 1 шт. | 20 уп. |
| MA-143-FACW-008 | XXL / 155 | 1 шт. | 20 уп. |

| артнрт | размер | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|--------|--------|--------------------|-----------------------|
|--------|--------|--------------------|-----------------------|

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ХАЛАТЫ STANDARD PLUS НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

| | | | |
|-----------------|-----------|--------|--------|
| MA-142-FACW-013 | M / 130 | 10 шт. | 10 уп. |
| MA-142-FACW-014 | L / 140 | 10 шт. | 10 уп. |
| MA-142-FACW-015 | XL / 150 | 10 шт. | 10 уп. |
| MA-142-FACW-016 | XXL / 165 | 10 шт. | 10 уп. |

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ХАЛАТЫ STANDARD PLUS СТЕРИЛЬНЫЕ

| | | | |
|-----------------|-----------|-------|--------|
| MA-143-FACW-021 | M / 130 | 1 шт. | 20 уп. |
| MA-143-FACW-022 | L / 140 | 1 шт. | 20 уп. |
| MA-143-FACW-023 | XL / 150 | 1 шт. | 20 уп. |
| MA-143-FACW-024 | XXL / 165 | 1 шт. | 20 уп. |

ХИРУРГИЧЕСКИЙ ХАЛАТ СТАНДАРТ PLUS



MATODRESS

ХИРУРГИЧЕСКИЙ ХАЛАТ PERFECT И PERFECT PLUS

Хирургические халаты PERFECT и PERFECT PLUS изготовлены из полипропиленового нетканого материала, ламинированного в критических зонах (спереди и на рукавах). Такое покрытие защищает хирурга даже во время долгих процедур с большим количеством жидкостей. Швы сшиты ультразвуком, что делает их прочными и создающими дополнительный барьер для жидкости.

Хирургический халат PERFECT PLUS удлинен для лучшей защиты. Изготовлен из нетканого материала устойчивого к жидкостям, содержащим спирт.

| арт.нр. | размер | цветная упаковка | транспортная упаковка |
|---------|--------|------------------|-----------------------|
|---------|--------|------------------|-----------------------|

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ХАЛАТЫ PERFECT НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

| | | | |
|-----------------|-----------|--------|--------|
| MA-142-WLOK-613 | M / 115 | 10 шт. | 10 уп. |
| MA-142-WLOK-614 | L / 125 | 10 шт. | 10 уп. |
| MA-142-WLOK-615 | XL / 140 | 10 шт. | 10 уп. |
| MA-142-WLOK-616 | XXL / 155 | 10 шт. | 10 уп. |

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ХАЛАТЫ PERFECT СТЕРИЛЬНЫЕ

| | | | |
|-----------------|-----------|-------|--------|
| MA-143-FACM-001 | M / 115 | 1 шт. | 20 уп. |
| MA-143-FACM-002 | L / 125 | 1 шт. | 20 уп. |
| MA-143-FACM-003 | XL / 140 | 1 шт. | 20 уп. |
| MA-143-FACM-004 | XXL / 155 | 1 шт. | 20 уп. |

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ХАЛАТЫ PERFECT СТЕРИЛЬНЫЕ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УПАКОВКЕ + ПОЛОТЕНЦЕ ДЛЯ РУК

| | | | |
|-----------------|-----------|-------|--------|
| MA-143-FACM-008 | M / 115 | 1 шт. | 30 уп. |
| MA-143-FACM-009 | L / 125 | 1 шт. | 25 уп. |
| MA-143-FACM-007 | XL / 140 | 1 шт. | 15 уп. |
| MA-143-FACM-011 | XXL / 155 | 1 шт. | 20 уп. |

| арт.нр. | размер | цветная упаковка | транспортная упаковка |
|---------|--------|------------------|-----------------------|
|---------|--------|------------------|-----------------------|

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ХАЛАТЫ PERFECT PLUS НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

| | | | |
|-----------------|-----------|--------|--------|
| MA-142-FACM-001 | M / 130 | 10 шт. | 10 уп. |
| MA-142-FACM-002 | L / 140 | 10 шт. | 10 уп. |
| MA-142-FACM-003 | XL / 150 | 10 шт. | 10 уп. |
| MA-142-FACM-004 | XXL / 165 | 10 шт. | 10 уп. |

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ХАЛАТЫ PERFECT PLUS СТЕРИЛЬНЫЕ

| | | | |
|-----------------|-----------|-------|--------|
| MA-143-FACM-017 | M / 130 | 1 шт. | 20 уп. |
| MA-143-FACM-018 | L / 140 | 1 шт. | 20 уп. |
| MA-143-FACM-019 | XL / 150 | 1 шт. | 20 уп. |
| MA-143-FACM-020 | XXL / 165 | 1 шт. | 20 уп. |



ХИРУРГИЧЕСКИЙ ХАЛАТ PERFECT

MATODRESS**ХИРУРГИЧЕСКИЙ ХАЛАТ COMFORT И COMFORT PLUS**

Хирургические халаты COMFORT и COMFORT PLUS изготовлены из полиэстро-целлюлозного нетканого материала. Специальный метод изготовления материала делает его приятным на ощущение и воздухопроницаемым, что значительно повышает комфорт работы.

Хирургический халат COMFORT PLUS удлинен для лучшей защиты. Изготовлен из нетканого материала устойчивого к жидкостям, содержащим спирт.



| артнр | размер | одиничная упаковка | транспортная упаковка |
|-------|--------|--------------------|-----------------------|
|-------|--------|--------------------|-----------------------|

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ХАЛАТЫ COMFORT СТЕРИЛЬНЫЕ

| | | | |
|-----------------|-----------|-------|--------|
| MA-143-FACW-044 | M / 115 | 1 шт. | 20 уп. |
| MA-143-FACW-045 | L / 125 | 1 шт. | 20 уп. |
| MA-143-FACW-046 | XL / 140 | 1 шт. | 20 уп. |
| MA-143-FACW-047 | XXL / 155 | 1 шт. | 20 уп. |

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ХАЛАТЫ COMFORT СТЕРИЛЬНЫЕ

В ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УПАКОВКЕ + ПОЛОТЕНЦЕ ДЛЯ РУК

| | | | |
|-----------------|-----------|-------|--------|
| MA-143-FACW-048 | M / 115 | 1 шт. | 20 уп. |
| MA-143-FACW-049 | L / 125 | 1 шт. | 20 уп. |
| MA-143-FACW-050 | XL / 140 | 1 шт. | 20 уп. |
| MA-143-FACW-051 | XXL / 155 | 1 шт. | 20 уп. |

| артнр | размер | одиничная упаковка | транспортная упаковка |
|-------|--------|--------------------|-----------------------|
|-------|--------|--------------------|-----------------------|

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ХАЛАТЫ COMFORT PLUS СТЕРИЛЬНЫЕ

| | | | |
|-----------------|-----------|-------|--------|
| MA-143-FACW-013 | M / 130 | 1 шт. | 20 уп. |
| MA-143-FACW-014 | L / 140 | 1 шт. | 20 уп. |
| MA-143-FACW-015 | XL / 150 | 1 шт. | 20 уп. |
| MA-143-FACW-016 | XXL / 165 | 1 шт. | 20 уп. |

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ХАЛАТЫ COMFORT PLUS СТЕРИЛЬНЫЕ

В ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УПАКОВКЕ + ПОЛОТЕНЦЕ ДЛЯ РУК

| | | | |
|-----------------|-----------|-------|--------|
| MA-143-FACW-029 | M / 130 | 1 шт. | 20 уп. |
| MA-143-FACW-030 | L / 140 | 1 шт. | 20 уп. |
| MA-143-FACW-031 | XL / 150 | 1 шт. | 20 уп. |
| MA-143-FACW-032 | XXL / 165 | 1 шт. | 20 уп. |

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ХАЛАТЫ COMFORT PLUS

MATODRESS

ХИРУРГИЧЕСКИЙ ХАЛАТ COMFORT HP И COMFORT HP PLUS

Хирургические халаты COMFORT HP и COMFORT HP PLUS имеют защитные вставки (спереди и на рукавах), защищающие от протекания жидкостей даже во время долгих процедур.

Хирургический халат COMFORT HP PLUS удлинен для лучшей защиты. Изготовлен из нетканого материала устойчивого к жидкостям, содержащим спирт.

| размер | размер | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|--------|--------|--------------------|-----------------------|
|--------|--------|--------------------|-----------------------|

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ХАЛАТЫ COMFORT HP СТЕРИЛЬНЫЕ

| | | | |
|-----------------|-----------|-------|--------|
| MA-143-FACM-052 | M / 115 | 1 шт. | 16 уп. |
| MA-143-FACM-053 | L / 125 | 1 шт. | 16 уп. |
| MA-143-FACM-054 | XL / 140 | 1 шт. | 16 уп. |
| MA-143-FACM-055 | XXL / 155 | 1 шт. | 16 уп. |

**ХИРУРГИЧЕСКИЕ ХАЛАТЫ COMFORT HP СТЕРИЛЬНЫЕ
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УПАКОВКЕ + ПОЛОТЕНЦЕ ДЛЯ РУК**

| | | | |
|-----------------|-----------|-------|--------|
| MA-143-FACM-056 | M / 115 | 1 шт. | 16 уп. |
| MA-143-FACM-057 | L / 125 | 1 шт. | 16 уп. |
| MA-143-FACM-058 | XL / 140 | 1 шт. | 16 уп. |
| MA-143-FACM-059 | XXL / 155 | 1 шт. | 16 уп. |

| размер | размер | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|--------|--------|--------------------|-----------------------|
|--------|--------|--------------------|-----------------------|

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ХАЛАТЫ COMFORT HP PLUS СТЕРИЛЬНЫЕ

| | | | |
|-----------------|-----------|-------|--------|
| MA-143-FACM-034 | M / 130 | 1 шт. | 16 уп. |
| MA-143-FACM-035 | L / 140 | 1 шт. | 16 уп. |
| MA-143-FACM-036 | XL / 150 | 1 шт. | 16 уп. |
| MA-143-FACM-037 | XXL / 165 | 1 шт. | 16 уп. |

**ХИРУРГИЧЕСКИЕ ХАЛАТЫ COMFORT HP PLUS СТЕРИЛЬНЫЕ
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УПАКОВКЕ + ПОЛОТЕНЦЕ ДЛЯ РУК**

| | | | |
|-----------------|-----------|-------|--------|
| MA-143-FACM-044 | M / 130 | 1 шт. | 16 уп. |
| MA-143-FACM-045 | L / 140 | 1 шт. | 16 уп. |
| MA-143-FACM-046 | XL / 150 | 1 шт. | 16 уп. |
| MA-143-FACM-047 | XXL / 165 | 1 шт. | 16 уп. |



ХИРУРГИЧЕСКИЕ ХАЛАТЫ COMFORT HP

MATODRESS**ХИРУРГИЧЕСКИЙ ФАРТУК, НАРУКАВНИКИ**

Хирургический передний фартук и наруканики изготовлены из нетканого ламинированного материала, устойчивого к проникновению влаги, что увеличивает защиту одежды во время процедур с большим количеством жидкостей.



ХИРУРГИЧЕСКИЙ ФАРТУК

НАРУКАВНИКИ

| арт.нр. | размер | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|---------|--------|--------------------|-----------------------|
|---------|--------|--------------------|-----------------------|

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ФАРТУКИ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

| | | | |
|-----------------|----------------|--------|-------|
| MA-142-TF35-001 | 87 см x 120 см | 50 шт. | 8 уп. |
| MA-142-TF35-002 | 87 см x 90 см | 50 шт. | 6 уп. |
| MA-142-TF45-002 | 87 см x 150 см | 40 шт. | 4 уп. |

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ФАРТУКИ СТЕРИЛЬНЫЕ

| | | | |
|-----------------|----------------|-------|--------|
| MA-143-WLOK-025 | 87 см x 120 см | 1 шт. | 50 уп. |
| MA-143-WLOK-024 | 87 см x 90 см | 1 шт. | 50 уп. |
| MA-143-FANN-001 | 87 см x 150 см | 1 шт. | 50 уп. |

| арт.нр. | размер | единичное упаковка | транспортная упаковка |
|---------|--------|--------------------|-----------------------|
|---------|--------|--------------------|-----------------------|

НАРУКАВНИКИ СТЕРИЛЬНЫЕ

| | | | |
|-----------------|------------|--------|---------|
| MA-143-TF45-001 | с манжетой | 1 пара | 150 уп. |
| MA-143-TF45-002 | с манжетой | 1 шт. | 100 уп. |

MATODRESS

КОМПЛЕКТ ОПЕРАЦИОННОЙ ОДЕЖДЫ

Комплект изготовлен из мягкого нетканого материала. Состоит из блузы и брюк. Блуза с короткими рукавами, имеет V-образный вырез и З кармана. Брюки свободные, с возможностью регулирования обхвата талии.

| арт.нр | размер | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|--|------------|--------------------|-----------------------|
| КОМПЛЕКТЫ ОПЕРАЦИОННОЙ ОДЕЖДЫ, ГОЛУБЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ | | | |
| МА-142-КОМВ-011 | XS / 158 | 1 шт. | 50 уп. |
| МА-142-КОМВ-001 | S / 164 | 1 шт. | 50 уп. |
| МА-142-КОМВ-002 | M / 170 | 1 шт. | 50 уп. |
| МА-142-КОМВ-003 | L / 176 | 1 шт. | 50 уп. |
| МА-142-КОМВ-004 | XL / 182 | 1 шт. | 50 уп. |
| МА-142-КОМВ-005 | XXL / 188 | 1 шт. | 50 уп. |
| МА-142-КОМВ-012 | XXXL / 194 | 1 шт. | 50 уп. |
| КОМПЛЕКТЫ ОПЕРАЦИОННОЙ ОДЕЖДЫ ЗЕЛЕНЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ | | | |
| МВ-142-КОМВ-001 | XS / 158 | 1 шт. | 50 уп. |
| МВ-142-КОМВ-002 | S / 164 | 1 шт. | 50 уп. |
| МВ-142-КОМВ-003 | M / 170 | 1 шт. | 50 уп. |
| МВ-142-КОМВ-004 | L / 176 | 1 шт. | 50 уп. |
| МВ-142-КОМВ-005 | XL / 182 | 1 шт. | 50 уп. |
| МВ-142-КОМВ-006 | XXL / 188 | 1 шт. | 50 уп. |
| МВ-142-КОМВ-007 | XXXL / 194 | 1 шт. | 50 уп. |



КОМПЛЕКТ ОПЕРАЦИОННОЙ ОДЕЖДЫ

MATODRESS**ОПЕРАЦИОННОЕ ПЛАТЬЕ**

Операционное платье имеет V-образный вырез, короткие рукава и 3 кармана. Сзади имеются завязки, позволяющие скорректировать размер платья.



| арт.нр | размер | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|--------|--------|--------------------|-----------------------|
|--------|--------|--------------------|-----------------------|

СПЕРАЦИОННЫЕ ПЛАТЬЯ, ГОЛУБЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

| | | | |
|-----------------|----------|-------|--------|
| MA-142-SUKW-001 | S / 164 | 1 шт. | 50 уп. |
| MA-142-SUKW-002 | M / 170 | 1 шт. | 50 уп. |
| MA-142-SUKW-003 | L / 176 | 1 шт. | 50 уп. |
| MA-142-SUKW-004 | XL / 182 | 1 шт. | 50 уп. |

СПЕРАЦИОННЫЕ ПЛАТЬЯ, ФИОЛЕТОВЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

| | | | |
|-----------------|----------|-------|--------|
| MA-142-SUKW-005 | S / 164 | 1 шт. | 50 уп. |
| MA-142-SUKW-006 | M / 170 | 1 шт. | 50 уп. |
| MA-142-SUKW-007 | L / 176 | 1 шт. | 50 уп. |
| MA-142-SUKW-008 | XL / 182 | 1 шт. | 50 уп. |

СПЕРАЦИОННОЕ ПЛАТЬЕ

MATODRESS

РУБАШКА ДЛЯ РОДОВ, РУБАШКА ДЛЯ ПАЦИЕНТА

Рубашка для родов изготовлена из мягкого воздухопроницаемого нетканого материала. Сдается на время родов или после. Рубашка свободная, не ограничивающая движений. Глубокий вырез спереди облегчает процесс кормления младенца. Две пары завязок позволяют скорректировать размер выреза.

Рубашка для пациента применяется в процедурных кабинетах для пациентов, готовящихся к обследованию. Вырез шеи обработан тесьмой, которая одновременно является завязкой. Спереди вшиты завязки, выполняющие функцию пояса для рубашки.

| артикул | размер | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|---------|--------|--------------------|-----------------------|
|---------|--------|--------------------|-----------------------|

РУБАШКИ ДЛЯ РОДОВ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

| | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|
| MA-142-KPKW-001 | S / M | 10 шт. | 10 уп. |
| MA-142-KPKW-002 | L / XL | 10 шт. | 10 уп. |

| артикул | размер | цвет | единичный упаковка | транспортная упаковка |
|---------|--------|------|--------------------|-----------------------|
|---------|--------|------|--------------------|-----------------------|

РУБАШКИ ДЛЯ ПАЦИЕНТА НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

| | | | | |
|-----------------|---------------|--------|--------|--------|
| MA-142-KOSW-002 | универсальные | штубые | 10 шт. | 10 уп. |
|-----------------|---------------|--------|--------|--------|



РУБАШКА ДЛЯ РОДОВ

РУБАШКА ДЛЯ ПАЦИЕНТА

MATODRESS

БРЮКИ ДЛЯ КОЛОНОСКОПИИ

Брюки изготовлены из полипропиленового нетканого материала и предназначены для пациентов во время процедуры колоноскопии. Брюки прямые, свободные, с резинкой или завязкой для регулирования обхвата талии. В задней части брюк располагается отверстие для прохода исследований. У коротких брюк есть липучка, закрывающая интимные места пациента.



| артикл | вариант | размер | единица упаков | транспортная упаков |
|--|----------|---------------|----------------|---------------------|
| БРЮКИ ДЛЯ КОЛОНОСКОПИИ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ | | | | |
| MA-142-WLOK-165 | длинные | универсальные | 10 шт. | 12 уп. |
| MA-142-WLOK-702 | короткие | M | 10 шт. | 12 уп. |
| MA-142-WLOK-701 | короткие | L | 10 шт. | 12 уп. |
| MA-142-WLOK-705 | короткие | XL | 10 шт. | 12 уп. |

Брюки для колоноскопии

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ

В комплект входят: пододеяльник, простыня, наволочка. Постельное белье изготовлено из полипропиленового нетканого материала, которому свойственны высокая устойчивость к разрыву и высокий уровень воздухопроницаемости. Постельное белье приятно на ощупь, что оказывает хороший эффект на комфорт пациента.

| артикул | размер | единица упаковки | транспорная упаковка |
|--|---|------------------|----------------------|
| КОМПЛЕКТЫ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ: НЕСТЕРИЛЬНЫЕ | | | |
| MA-13B-WLDK-005 | простыня 210 см x 150 см пододеяльник 200 см x 150 см наволочка 90 см x 75 см | 1 шт. | 25 уп. |
| MA-13B-WLDK-004 | простыня 180 см x 150 см пододеяльник 125 см x 150 см наволочка 70 см x 70 см | 1 шт. | 30 уп. |
| БЕЛЬЁ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ: НЕСТЕРИЛЬНОЕ | | | |
| MA-13B-WLDK-006 | наволочка 90 см x 75 см | 5 шт. | 25 уп. |
| MA-13B-WLDK-007 | пододеяльник 200 см x 150 см | 5 шт. | 6 уп. |



Комплект постельного белья из нетканого материала.

SURGILEX • SURGILEX PLUS

ПЕРЧАТКИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ

Стерильные хирургические перчатки изготовлены из каучукового латекса. Эластичность перчатки и устойчивость к механическим воздействиям, обеспечивает надежную защиту рукам. Закрученные края манжет облегчают процесс одевания перчаток. Текстуированная поверхность кончиков пальцев перчатки позволяет уверенно удерживать инструмент в руке. Анатомическая форма перчаток обеспечивает комфорт использования. Подходит для любых хирургических вмешательств. Перчатки доступны в двух вариантах: неотудренные Surgilex и отудренные Surgilex PLUS.



SURGILEX ПЕРЧАТКИ НЕОТУДРЕННЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ

| размер | арт.нр. | одиничная упаковка | транспортная упаковка |
|--------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 6,0 | MA-145-6002-002 | 50 пар | 8 уп. |
| 6,5 | MA-145-6502-002 | 50 пар | 8 уп. |
| 7,0 | MA-145-7002-002 | 50 пар | 8 уп. |
| 7,5 | MA-145-7502-002 | 50 пар | 8 уп. |
| 8,0 | MA-145-8002-002 | 50 пар | 8 уп. |
| 8,5 | MA-145-8502-002 | 50 пар | 8 уп. |
| 9,0 | MA-145-9002-001 | 50 пар | 8 уп. |

SURGILEX ПЕРЧАТКИ ОТУДРЕННЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ

| размер | арт.нр. | одиничная упаковка | транспортная упаковка |
|--------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 6,0 | MA-145-6002-005 | 50 пар | 8 уп. |
| 6,5 | MA-145-6502-005 | 50 пар | 8 уп. |
| 7,0 | MA-145-7002-005 | 50 пар | 8 уп. |
| 7,5 | MA-145-7502-005 | 50 пар | 8 уп. |
| 8,0 | MA-145-8002-005 | 50 пар | 8 уп. |
| 8,5 | MA-145-8502-005 | 50 пар | 8 уп. |
| 9,0 | MA-145-9002-003 | 50 пар | 8 уп. |



Самая устойчивость к проникновению микроорганизмов



Самое устойчивые к химическим веществам



Самые изолирующие, проникновение для контакта с пищей

| Норма | Распространение нормы на: | Surgilex & Surgilex PLUS | Ambulex & Ambulex P | Ambulex NITRYL | Ambulex VINYL |
|---------------------|--|--------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| EN 420:2003+A1:2009 | Общие требования и методы исследования | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EN 374-1:2003 | Перчатки, защищающие от химических веществ и микроорганизмов | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 1935/2004** | Перчатки, защищающие от химических веществ и микроорганизмов | | ✓ | ✓ | ✓ |
| EN 455 | Требования касающиеся одноразовых медицинских перчаток | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASTM F1671 | Устойчивость к проникновению патогенов передаваемых через кровь. | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ASTM D6319 | Стандартная спецификация для смотровых перчаток из нитрила | | | ✓ | |
| ASTM D6124 | Стандартный метод исследования, для определения остатка пудры на медицинских перчатках | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ASTM D6151 | Стандартный метод исследования, для обнаружения прохлопов на медицинских перчатках. | ✓ | ✓ | ✓ | |

AMBULEX • AMBULEX P

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ ИЗ ЛАТЕКСА

Перчатки смотровые изготовлены из натурального каучукового латекса. Являются оптимальным сочетанием комфорта и удобства в использовании. Эластичность и прочность перчаток обеспечивает эффективную защиту. Выполнены требования норм: PN-EN 456, PN-EN 374 и PN-EN 420.

Доступны спудренные:

- Ambulex

и неспудренные:

- Ambulex P

AMBULEX ПЕРЧАТКИ СПУДРЕННЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

| размер | арт.код | единичная упаковка | транспортиз.упаковка |
|--------|-----------------|--------------------|----------------------|
| XS | MA-144-XS00-004 | 100 шт. | 10 уп. |
| S | MA-144-S00-004 | 100 шт. | 10 уп. |
| M | MA-144-M00-004 | 100 шт. | 10 уп. |
| L | MA-144-L00-003* | 100 шт. | 60 уп. |
| XL | MA-144-XL00-004 | 100 шт. | 10 уп. |

*упакованы в коробки по 10 шт.



AMBULEX P ПЕРЧАТКИ НЕСПУДРЕННЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

| размер | арт.код | единичная упаковка | транспортиз.упаковка |
|--------|-----------------|--------------------|----------------------|
| XS | MA-144-XS00-006 | 100 шт. | 10 уп. |
| S | MA-144-S00-006 | 100 шт. | 10 уп. |
| M | MA-144-M00-006 | 100 шт. | 10 уп. |
| L | MA-144-L00-006 | 100 шт. | 10 уп. |
| XL | MA-144-XL00-006 | 100 шт. | 10 уп. |



■ XS ■ S ■ M ■ L ■ XL

AMBULEX NITRYL

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

Нестерильные смотровые перчатки изготовлены из синтетического нитрилового каучука. Характеризуются высокой прочностью на разрыв. Текстурированная поверхность кончиков пальцев перчатки позволяет уверенно удерживать инструмент в руке. Не содержат натурального каучукового латекса. Особенно рекомендуются для людей, имеющих аллергию на латекс. Перчатки не опудрены и предлагаются в четырех цветах: голубой, фиолетовый, чёрный и белый (с удлиненными манжетами).



AMBULEX NITRYL ПЕРЧАТКИ НЕСОДРЖАЩИЕ ГОЛУБЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

| размер | арт.код | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|--------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| XS | MA-144-XS00-018 | 100 шт. | 10 уп. |
| S | MA-144-S000-018 | 100 шт. | 10 уп. |
| M | MA-144-M000-018 | 100 шт. | 10 уп. |
| L | MA-144-L000-018 | 100 шт. | 10 уп. |
| XL | MA-144-XL00-018 | 100 шт. | 10 уп. |



AMBULEX NITRYL ПЕРЧАТКИ НЕСОДРЖАЩИЕ ЧЁРНЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

| размер | арт.код | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|--------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| S | MA-144-S000-017 | 100 шт. | 10 уп. |
| M | MA-144-M000-017 | 100 шт. | 10 уп. |
| L | MA-144-L000-017 | 100 шт. | 10 уп. |



белые

AMBULEX NITRYL ПЕРЧАТКИ ОПУДРЕННЫЕ БЕЛЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

| размер | арт.код | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|--------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| XS | MA-144-XS00-020 | 100 шт. | 10 уп. |
| S | MA-144-S000-020 | 100 шт. | 10 уп. |
| M | MA-144-M000-020 | 100 шт. | 10 уп. |
| L | MA-144-L000-020 | 100 шт. | 10 уп. |
| XL | MA-144-XL00-020 | 100 шт. | 10 уп. |



AMBULEX NITRYL ПЕРЧАТКИ НЕСОДРЖАЩИЕ ФИОЛЕТОВЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

| размер | арт.код | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|--------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| XS | MA-144-XS00-019 | 100 шт. | 10 уп. |
| S | MA-144-S000-019 | 100 шт. | 10 уп. |
| M | MA-144-M000-019 | 100 шт. | 10 уп. |
| L | MA-144-L000-019 | 100 шт. | 10 уп. |
| XL | MA-144-XL00-019 | 100 шт. | 10 уп. |



* цветовая кодировка не применяется на упаковку чёрных перчаток

AMBULEX VINYL

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ ВИНИЛОВЫЕ

Смотровые перчатки изготовлены из полихлорвинила. Не содержат в своем составе натурального каучукового латекса. Из-за особенностей состава материала и свойств, перчатки из винила рекомендуется применять для процедур с низким риском заражения, во время которых отсутствует контакт с биологическими жидкостями, кровью и химическими средствами.

Предлагаются перчатки отудренные и неотудренные.

AMBULEX VINYL ПЕРЧАТКИ ОТУДРЕННЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

| размер | арт.нр | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|--------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| XS | MA-144-XS00-009 | 100 шт. | 10 уп. |
| S | MA-144-S000-009 | 100 шт. | 10 уп. |
| M | MA-144-M000-009 | 100 шт. | 10 уп. |
| L | MA-144-L000-009 | 100 шт. | 10 уп. |
| XL | MA-144-XL00-009 | 100 шт. | 10 уп. |

*упаковки в коробки по 10 шт.



AMBULEX VINYL ПЕРЧАТКИ НЕОТУДРЕННЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

| размер | арт.нр | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|--------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| XS | MA-144-XS00-010 | 100 шт. | 10 уп. |
| S | MA-144-S000-010 | 100 шт. | 10 уп. |
| M | MA-144-M000-010 | 100 шт. | 10 уп. |
| L | MA-144-L000-010 | 100 шт. | 10 уп. |
| XL | MA-144-XL00-010 | 100 шт. | 10 уп. |



ПЛАСТИКОВЫЙ ДИСПЕНСЕР

| арт.нр | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 11-MMG-DYSP-001 | 1 шт. | 1 уп. |





ГЛАВА 5.


УСЛУГИ СИТОНЕТ И ИЗДЕЛИЯ МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| | |
|---|-----|
| ■ Марка CitoNet | 113 |
| ■ Простыни и хирургические покрытия многоразового использования | 114 |
| ■ Барьерные хирургические халаты многоразового использования | 116 |
| ■ Операционная одежда многоразового использования | 118 |
| ■ Фасонная одежда многоразового использования | 122 |
| ■ Постельное бельё многоразового использования | 123 |

CITONET

УСЛУГИ

CitoNet это марка, созданная АО Торунским Заводом Перевязочных Материалов для удовлетворения потребностей Клиентов в области комплексных и инновационных решений, обеспечивающих безопасность и финансовую эффективность. Сервисные центры CitoNet специализируются в стерилизации, стирке, прокате хирургических инструментов, хирургической одежды и постельного белья. Выбирая аутсорсинг, больничные учреждения могут сосредоточиться на своей основной миссии - лечении пациентов, а другие процессы доверить профессиональным центрам CitoNet.



Мы основываемся на внедренных системах качества в соответствии со стандартами ISO 9001, ISO 13485, PN EN 14065 | ISO 14001.

Вместе с Клиентом мы реализуем новые проекты и открыты для любых предложений. Мы разрабатываем и предлагаем все новые и новые продукты, отличающиеся высоким качеством и безопасностью при использовании в медицинских учреждениях. Новые технологические решения, реализованные у Клиентов, облегчают работу, сокращают время выполнения процедур и создают комфортные условия для пациента.

Мы предлагаем нашим Клиентам:


- валидированный процесс стирки и стерилизации
- подготовка комплектов для определенной медицинской процедуры в соответствии с индивидуальными потребностями больницы
- контроль, ремонт, регенерация или замена белья и инструментов
- регистрация циклов обращения изделий в системе
- мониторинг циклов обращения белья с использованием системы RFID
- производство и услуги соответствуют требованиям законодательства
- поставка и приемка изделий непосредственно на отделение и с отделения
- распределение операционной одежды с использованием современного оборудования
- профессиональные консультации, верификация потребностей и выбор лучшего решения
- сотрудничество с Клиентом на каждом этапе обслуживания

MEDIDRAPE

Изделия многоразового использования, такие как операционные салфетки/простыни, хирургические халаты и операционная одежда помимо обеспечения комфорта, должны также обеспечить полную защиту от инфекции, как для пациентов, так и для медицинского персонала. Предложение АО Торунского Завода Перевязочных Материалов включает в себя как готовые к продаже изделия, так и услугу проката этих изделий. Для обеспечения безопасности и комфорта мы создали изделия многоразового использования с барьерными качествами: хирургические салфетки/простыни Medidrape, халаты, одежда для операционного блока Medidress, а также постельное белое и фасонную одежду.


ОПЕРАЦИОННЫЕ ПРОСТЫНИ MEDIDRAPE

Операционные салфетки / простыни изготовлены из двух видов тканей. Они защищают операционную рану от попадания бактерий как с кожи пациента (области вокруг операционной раны), так и со стороны медицинского персонала. Салфетки / простыни в критической зоне изготовлены из трехслойного ламината, соединенного полиуретановой мембраной, который гарантирует барьерные качества и впитываемость. В менее критической зоне изделие изготовлено из легкой полизстеровой ткани со специальным плетением, которое обладает высокой воздухопроницаемостью. Салфетки/простыни Medidrape соответствуют стандарту EN 13795 – высокие требования.



Трехслойный ламинат

- Высокая впитывающая способность
- Устойчивость к микроорганизмам (барьер)
- Комфорт для пациента



Полипропиленовая ткань

- Высокая воздухопроницаемость
- Барьерные и электростатические качества
- Высокая устойчивость на механическое повреждение



Модульная система операционных салфеток / простыней позволяет сложить элементы в произвольный комплект в зависимости от определенной медицинской процедуры. Все элементы комплектов подобраны таким образом, чтобы эффективно защитить пациента и инструментальный стол от проникновения загрязнений и микроорганизмов.

MEDIDRAPE

РАЗМЕРЫ НЕСТЕРИЛЬНЫХ ПРОСТЬНЕЙ УПАКОВАННЫХ ПО 1 ШТ.

| пакетограмма | размер простыни / размер мембраны | цвет | артикул |
|---|--|--------------------|------------------------------------|
|  | 240 см x 180 см / 70 см x 50 см | зелёный голубой | MA-133-SEPM-001 MA-133-SEPM-008 |
|  | 220 см x 150 см / 140 см x 70 см | зелёный голубой | MA-133-SEPM-002 MA-133-SEPM-009 |
|  | 90 см x 90 см / 90 см x 45 см | зелёный голубой | MA-133-SEPM-003 MA-133-SEPM-010 |
|  | 180 см x 140 см / 180 см x 60 см для инструментов | зелёный голубой | MA-133-SEPM-004 MA-133-SEPM-011 |
|  | 160 см x 75 см / 100 см x 70 см для столика Mayo | зелёный голубой | MA-133-SEPM-005 MA-133-SEPM-012 |
|  | 370 см x 228 см / 180 см x 140 см с отверстием 23 см x 22 см | зелёный голубой | MA-133-SEPM-006 MA-133-SEPM-013 |
|  | 240 см x 220 см / 150 см x 75 см с вырезом „U“ 80 см x 15 см | зелёный голубой | MA-133-SEPM-007 MA-133-SEPM-014 |
|  | 300 см x 240 см / 40 см x 40 см с отверстием 20 см x 20 см | зелёный голубой | MA-133-SEPM-042 MA-133-SEPM-045 |
|  | 160 см x 150 см / 80 см x 30 см с вырезом „U“ 50 см x 8,5 см | зелёный голубой | MA-133-SEPM-041 MA-133-SEPM-044 |
|  | 220 см x 220 см / 80 см x 75 см с треугольным отверстием шир. 15 см и с разрезом | зелёный голубой | MA-133-SEPM-043 MA-133-SEPM-046 |
|  | 100 см x 45 см | зелёный голубой | MA-133-PPD2-002 MA-133-PPDN-002 |
| | 75 см x 33 см | зелёный голубой | MA-133-PPDZ-001 MA-133-PPDN-001 |

MEDIDRESS

ХИРУРГИЧЕСКИЙ ХАЛАТ MEDIDRESS STANDARD

Хирургический халат Medidress STANDARD предназначен для коротких, неинвазивных процедур с малым количеством жидкостей. Специальная ткань, из которой изготовлен халат, выполняет все требования нормы EN 13795. Халат предназначен для 100 циклов стирки и стерилизации (три сблюдения параметров указанных производителем).

Прилитогенные характеристики:

- лёгкий и прочный.
- антиэлектростатичность препятствует образованию на ткани электрических зарядов.
- воздухопроницаемый материал, даёт комфорт в использовании.



Дополнительно, в услуге стирки и проката CitoNet предоставляет систему стерильного завязывания халата, т.е. обеспечение завязок халата специальной картонной фишкой



НЕСТЕРИЛЬНЫЙ

| цвет | размер | арт.нр | единица упаковки | транспортная упаковка |
|---------|--------|-----------------|------------------|-----------------------|
| зелёный | S | MA-141-PFSZ-001 | 1 шт. | 15 уп. |
| | M | MA-141-PFSZ-002 | 1 шт. | 15 уп. |
| | L | MA-141-PFSZ-003 | 1 шт. | 15 уп. |
| | XL | MA-141-PFSZ-004 | 1 шт. | 15 уп. |
| | XXL | MA-141-PFSZ-005 | 1 шт. | 15 уп. |
| голубой | S | MA-141-PFSN-001 | 1 шт. | 15 уп. |
| | M | MA-141-PFSN-002 | 1 шт. | 15 уп. |
| | L | MA-141-PFSN-003 | 1 шт. | 15 уп. |
| | XL | MA-141-PFSN-004 | 1 шт. | 15 уп. |
| | XXL | MA-141-PFSN-005 | 1 шт. | 15 уп. |



ЦВЕТНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ РАЗМЕРА:



S
оранжевый



M
зелёный



L
красный



XL
синий



XXL
коричневый

MEDIDRESS

ХИРУРГИЧЕСКИЙ ХАЛАТ MEDIDRESS PERFECT

Хирургический халат Medidress PERFECT предназначен для длительных процедур, в таких процедурах с большим количеством отделяемой жидкости. Халат изготовлен из двух видов тканей. Передняя часть халата и предплечья, которые непосредственно контактируют с операционным полем, изготовлены из трехслойного ламината, который служит барьером для жидкостей и микроорганизмов. Руки и задняя часть халата изготовлены из воздухопроницаемой полизэстеровой ткани, комфортной в использовании. Халат предназначен для 100 циклов стирки и стерилизации (при соблюдении параметров указаных производителем).

Потребительские характеристики:

- барьерные качества для жидкостей и микроорганизмов
- антистатичность препятствует образованию на ткани электрических зарядов
- воздухопроницаемый материал, даёт комфорт использования



Дополнительно, в услуге стирки и проката CitoNet предоставляет систему стерильного завязывания халата, т.е. обеспечение завязок халата специальной картонной фишкой



НЕСТЕРИЛЬНЫЙ

| цвет | размер | арт.нр. | одинаковая упаковка | транспортная упаковка |
|---------|--------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| зелёный | S | MA-141-PFPZ-001 | 1 шт. | 15 уп. |
| | M | MA-141-PFPZ-002 | 1 шт. | 15 уп. |
| | L | MA-141-PFPZ-003 | 1 шт. | 15 уп. |
| | XL | MA-141-PFPZ-004 | 1 шт. | 15 уп. |
| | XXL | MA-141-PFPZ-005 | 1 шт. | 15 уп. |
| голубой | S | MA-141-PFPN-001 | 1 шт. | 15 уп. |
| | M | MA-141-PFPN-002 | 1 шт. | 15 уп. |
| | L | MA-141-PFPN-003 | 1 шт. | 15 уп. |
| | XL | MA-141-PFPN-004 | 1 шт. | 15 уп. |
| | XXL | MA-141-PFPN-005 | 1 шт. | 15 уп. |



- 1 Нержавеющие З застежки позволяют регулировать размер вокруг горловины.
- 2 Цветная обработка горловины помогает определить размер.
- 3 Соединение тканей при помощи погтайных швов, препятствует выступанию свободных нитей.
- 4 Шов рукава в критической зоне защищен специальной лентой, которая увеличивает барьерные качества во время контакта с жидкостями (PERFECT).
- 5 Длинная, полизэстеровая манжета с тесьмой на пальц. благодаря которой рукав не зедирается.
- 6 Информационные метки дают возможность обозначить каждый последующий цикл использования изделия и информируют о способе стирки.

MEDIDRESS

ОПЕРАЦИОННАЯ ОДЕЖДА

Операционные комплекты и платья MEDIDRESS изготовлены из специальных полиэстеровых тканей с бактериостатической отделкой 'A' и полиэстерово-хлопчатобумажных тканей, которые дают комфорт использования 'Б'. Одежда из полиэстра лёгкая и воздухопроницаемая, а одежда из полиэстерово-хлопчатобумажной ткани характеризуется высоким уровнем впитываемости и даёт комфорт сравнимый с хлопчатобумажной одеждой. Одежда Medidress гарантирует безопасность во время использования на операционном блоке, выполняет все требования нормы EN 13795 и не образует на ткани электрических зарядов.



Дополнительно, к услуге стирки и проката CitoNet предоставляет современную систему дистрибуции одежды (специальные шкафы для выдачи одежды для медицинского персонала по карточкам).



1. V-образный вырез на блузке / платье облегчает процесс одевания изделия. 2. Разноцветные петли на блузке / платье помогают определить размер. 3. Практичные накладные карманы (3 на блузке / 1 на платье). 4. Цветные застежки (у брюк и юбки) помогают определить размер / юбка с защелкой. 5. Метка с информацией о виде изделия, размере и способах ухода. 6. Разрезы по бокам блузы не ограничивают движений.

MEDIDRESS

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТОВ ОДЕЖДЫ И ПЛАТЬЕЙ, НЕСТЕРИЛЬНЫХ ИЗ ПОЛИЭСТРА И ПОЛИЭСТЕРОВО-ХЛОПКОВОЙ МАЖНОЙ ТКАНИ УПАКОВАНЫХ ПО 1 ШТ.

| цвет обозначения | размер | вид одежды | цвет одежды из плюмажа | арткод | цвет одежды из полистерово-хлопковой ткани | арткод |
|------------------|----------|------------|------------------------|-----------------|--|-----------------|
| | XS / 158 | | зелёный | MA-141-PUMZ-001 | зелёный | MA-141-PBKM-Z01 |
| | | | голубой | MA-141-PUMN-001 | голубой | MA-141-PBKM-N01 |
| | | | оранжевый | MA-141-PUMP-001 | красный | MA-141-PBKM-CZ1 |
| | | | зелёный | MA-141-PUDZ-001 | зелёный | MA-141-PBKD-Z01 |
| | | | голубой | MA-141-PUDN-001 | голубой | MA-141-PBKD-N01 |
| | | | оранжевый | MA-141-PUDP-001 | красный | MA-141-PBKD-CZ1 |
| | | | зелёный | MA-141-PSUZ-001 | зелёный | MA-141-PBSU-Z01 |
| | | | голубой | MA-141-PSUN-001 | голубой | MA-141-PBSU-N01 |
| | | | оранжевый | MA-141-PSUP-001 | красный | MA-141-PBSU-CZ1 |
| | S / 164 | | зелёный | MA-141-PUMZ-002 | зелёный | MA-141-PBKM-Z02 |
| | | | голубой | MA-141-PUMN-002 | голубой | MA-141-PBKM-N02 |
| | | | оранжевый | MA-141-PUMP-002 | красный | MA-141-PBKM-CZ2 |
| | | | зелёный | MA-141-PUDZ-002 | зелёный | MA-141-PBKD-Z02 |
| | | | голубой | MA-141-PUDN-002 | голубой | MA-141-PBKD-N02 |
| | | | оранжевый | MA-141-PUDP-002 | красный | MA-141-PBKD-CZ2 |
| | | | зелёный | MA-141-PSUZ-002 | зелёный | MA-141-PBSU-Z02 |
| | | | голубой | MA-141-PSUN-002 | голубой | MA-141-PBSU-N02 |
| | | | оранжевый | MA-141-PSUP-002 | красный | MA-141-PBSU-CZ2 |
| | M / 170 | | зелёный | MA-141-PUMZ-003 | зелёный | MA-141-PBKM-Z03 |
| | | | голубой | MA-141-PUMN-003 | голубой | MA-141-PBKM-N03 |
| | | | оранжевый | MA-141-PUMP-003 | красный | MA-141-PBKM-CZ3 |
| | | | зелёный | MA-141-PUDZ-003 | зелёный | MA-141-PBKD-Z03 |
| | | | голубой | MA-141-PUDN-003 | голубой | MA-141-PBKD-N03 |
| | | | оранжевый | MA-141-PUDP-003 | красный | MA-141-PBKD-CZ3 |
| | | | зелёный | MA-141-PSUZ-003 | зелёный | MA-141-PBSU-Z03 |
| | | | голубой | MA-141-PSUN-003 | голубой | MA-141-PBSU-N03 |
| | | | оранжевый | MA-141-PSUP-003 | красный | MA-141-PBSU-CZ3 |

MEDIDRESS

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТОВ ОДЕЖДЫ И ПЛТЬЕВ, НЕСТЕРИЛЬНЫХ ИЗ ПОЛИЭСТРА И ПОЛИЭСТЕРОВО-ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ТКАНИ УПАКОВАННЫХ ПО 1 ШТ.

| цвет обозначения | размер | вид одежды | цвет одежды из полистра | запись | цвет одежды из полистра-хлопчатобумажной ткани | артикул |
|------------------|-----------|------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|
| | L / 176 | | зелёный | MA-141-PUMZ-004 | зелёный | MA-141-PVKM-Z04 |
| | | | голубой | MA-141-PUMN-004 | голубой | MA-141-PVKM-N04 |
| | | | оранжевый | MA-141-PUMP-004 | красный | MA-141-PVKM-C24 |
| | | | зелёный | MA-141-PUDZ-004 | зелёный | MA-141-PVKD-Z04 |
| | | | голубой | MA-141-PUDN-004 | голубой | MA-141-PVKD-N04 |
| | | | оранжевый | MA-141-PUDP-004 | красный | MA-141-PVKD-C24 |
| | | | зелёный | MA-141-PSUZ-004 | зелёный | MA-141-PBSU-Z04 |
| | | | голубой | MA-141-PSUN-004 | голубой | MA-141-PBSU-N04 |
| | | | оранжевый | MA-141-PSUP-004 | красный | MA-141-PBSU-C24 |
| | XL / 182 | | зелёный | MA-141-PUMZ-005 | зелёный | MA-141-PVKM-Z05 |
| | | | голубой | MA-141-PUMN-005 | голубой | MA-141-PVKM-N05 |
| | | | оранжевый | MA-141-PUMP-005 | красный | MA-141-PVKM-C25 |
| | | | зелёный | MA-141-PUDZ-005 | зелёный | MA-141-PVKD-Z05 |
| | | | голубой | MA-141-PUDN-005 | голубой | MA-141-PVKD-N05 |
| | | | оранжевый | MA-141-PUDP-005 | красный | MA-141-PVKD-C25 |
| | | | зелёный | MA-141-PSUZ-005 | зелёный | MA-141-PBSU-Z05 |
| | | | голубой | MA-141-PSUN-005 | голубой | MA-141-PBSU-N05 |
| | | | оранжевый | MA-141-PSUP-005 | красный | MA-141-PBSU-C25 |
| | XXL / 188 | | зелёный | MA-141-PUMZ-006 | зелёный | MA-141-PVKM-Z06 |
| | | | голубой | MA-141-PUMN-006 | голубой | MA-141-PVKM-N06 |
| | | | оранжевый | MA-141-PUMP-006 | красный | MA-141-PVKM-C26 |
| | | | зелёный | MA-141-PUDZ-006 | зелёный | MA-141-PVKD-Z06 |
| | | | голубой | MA-141-PUDN-006 | голубой | MA-141-PVKD-N06 |
| | | | оранжевый | MA-141-PUDP-006 | красный | MA-141-PVKD-C26 |
| | | | зелёный | MA-141-PSUZ-006 | зелёный | MA-141-PBSU-Z06 |
| | | | голубой | MA-141-PSUN-006 | голубой | MA-141-PBSU-N06 |
| | | | оранжевый | MA-141-PSUP-006 | красный | MA-141-PBSU-C26 |

MEDIDRESS**ШАПОЧКА ТИПА «КОЛПАК»**

Медицинская шапочка типа «колпак» изготовлена из специальных полизстеровых и полизстерово-хлопчатобумажных тканей. Шапочка имеет увеличенную глубину, что позволяет тщательно спрятать даже длинные волосы. Сзади пришиты завязки, которые регулируют плотность прилегания шапочки к голове.

Предложенено включает в себя медицинские шапочки:

1. из полизстеровой ткани
2. из полизстерово-хлопчатобумажной ткани в соединении с впитывающим полизстеровым трикотажем, из которого изготовлен верх шапочки
3. из полизстерового трикотажа с впитывающими свойствами



ШАПОЧКА ИЗ ПОЛИЗСТЕРОВОЙ ТКАНИ НЕСТЕРИЛЬНАЯ

| цвет | арт.нр | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|-----------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| зелёный | MA-141-PCZZ-001 | 10 шт. | 10 уп. |
| голубой | MA-141-PCZN-001 | 10 шт. | 10 уп. |
| оранжевый | MA-141-PCZP-001 | 10 шт. | 10 уп. |

1



ШАПОЧКА ИЗ ПОЛИЗСТЕРОВО-ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ТКАНИ С ВПИТЫВАЮЩИМ ВЕРХОМ НЕСТЕРИЛЬНАЯ

| цвет | арт.нр | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|---------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| зелёный | MA-141-PBCZ-001 | 10 шт. | 50 уп. |
| голубой | MA-141-PBCZ-N02 | 10 шт. | 50 уп. |
| красный | MA-141-PBCZ-C03 | 10 шт. | 50 уп. |

2



ШАПОЧКА ИЗ ПОЛИЗСТЕРОВОГО ВПИТЫВАЮЩЕГО ТРИКОТАЖА НЕСТЕРИЛЬНАЯ

| цвет | арт.нр | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| светло-зелёный | MA-141-PCZZ-002 | 10 шт. | 50 уп. |
| светло-голубой | MA-141-PCZN-002 | 10 шт. | 50 уп. |
| фиолетовый | MA-141-PCZF-001 | 10 шт. | 50 уп. |

3

КОМПЛЕКТЫ ФАСОННОЙ ОДЕЖДЫ

Создавая предложение, мы приложили все усилия, чтобы наша одежда была очень высокого качества, обеспечивала удобство в работе и была проста в эксплуатации. Являясь производителем тканей, мы создали ткани из смеси хлопка с эластаном самого высокого качества, которые отвечают требованиям учреждений здравоохранения. Соответствующая обработка тканей: отбеливание, окрашивание, санфоризация гарантируют, что изготовленную ткань можно стирать в высоких температурах. В процессе использования, изделия меньше мнутся, не теряют цвет и не садятся.



- 1 V-образный вырез облегчает процесс одевания изделия.
- 2 Брюки имеют регулировку объема на пояске.
- 3 Вставки из трикотажа препятствуют образованию пота и обеспечивают комфорт в использовании.
- 4 Практичные накладные верхние карманы.
- 5 Накладные нижние карманы пришиты под углом.
- 6 Разрезы по бокам блузы не ограничивают движений.



1



2



3



4



5



6

КОМПЛЕКТЫ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЯ

Комплекты постельного белья из ткани идеальны для использования в больницах и учреждениях здравоохранения. Ткани, из которых изготовлено постельное белье характеризуются высокой прочностью на разрыв и хорошей воздухопроницаемостью.

Они соответствуют стандартам, касающимся текстильных изделий в здравоохранении и имеют сертификат Eco-Tex® Standard 100.

В предложении имеются комплекты, и состав которых входит:

- простыни
- пододеяльники
- наволочки
- защитные простыни

Размеры и конструкция постельного белья - в соответствии с требованиями Клиента.



Постельное белье изготовлено из хлопчатобумажных или полиэстрово-хлопчатобумажных тканей типа Медук плотностью 160 г/м² и 190 г/м².



Медук 160 г/м² – белая
(хлопок)



Медук 160 г/м² – цветная
(хлопок)



Медук 190 г/м² – белая
(хлопок)



Медук 160 г/м² – цветная
(полиэстер + хлопок)

По желанию Клиента имеется возможность нанести на ткани надпись непосредственно во время производственного процесса. Надпись будет устойчивой и не обесцветится. Также имеется возможность выполнения бактериостатической отделки тканей, которая останавливает рост бактерий, нивелирует неприятный запах пота и имеет антиаллергенные свойства*.

В предложении также имеется хлопчатобумажное шелковое постельное белье плотностью 160 г/м² с блестящими полосами на поверхности ткани.



В услуге стирки и проката предлагаем воспользоваться белым постельным бельем из полиэстрово-хлопчатобумажной ткани плотностью 140 г/м². Для детских отделений предлагаем цветное хлопчатобумажное, приятное на ощупь постельное белье плотностью 150 г/м² (с надписью «CitoNet TZMO»). Предлагаем также двухстороннее постельное белье с серой декоративной полосой.



Медук 140 г/м²
белая



детская Noris 150 г/м²
цветная



Медук 140 г/м²
двухстороннее постельное белье

* Имеется возможность выполнения бактериостатической отделки всех видов тканей.



Стерилизация хирургических инструментов, хирургической одежды и перевязочных материалов



Стирка и прокат постельного и операционного белья



Процедурные и операционные комплекты



Биоматериалы – медицинские изделия высокого качества



Инновационные решения





ГЛАВА 6.

ИММОБИЛИЗАЦИЯ

| | |
|--|-----|
| ■ Гипсовые бинты и лонгеты | 127 |
| ■ Подкладки под гипсовые повязки | 129 |
| ■ Трубчатые ортопедические бинты | 130 |

GIPSET**БЫСТРОСХВАТЫВАЮЩИЙСЯ ГИПСОВЫЙ БИНТ**

Быстрохватывающийся гипсовый бинт Gipset обладает высокой способностью к моделированию и созданию устойчивой повязки. Благодаря короткому времени сквртывания он незаменим там, где необходимо немедленное приданье неподвижности, например, во время манипуляций, проводимых в операционном блоке. Изделие обеспечивает наложение прочной повязки с высокой конечной твердостью.

Время сквртывания – 3 – 3,5 минуты.

**БЫСТРОСХВАТЫВАЮЩИЙСЯ ГИПСОВЫЙ БИНТ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ**

| размер | артикл | единица упаковки | транспортная упаковка |
|--------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| белый | | | |
| 6 см x 3 м | MA-171-G7T2-063 | 2 шт. | 20 уп. |
| 8 см x 3 м | MA-171-G7T2-083 | 2 шт. | 10 уп. |
| 10 см x 3 м | MA-171-G7T2-103 | 2 шт. | 10 уп. |
| 12 см x 3 м | MA-171-G7T2-123 | 2 шт. | 10 уп. |
| 15 см x 3 м | MA-171-G7T2-153 | 2 шт. | 10 уп. |
| 18 см x 4 м | MA-171-G7T2-154 | 2 шт. | 9 уп. |
| 20 см x 3 м | MA-171-G7T2-203 | 2 шт. | 10 уп. |

Предлагаемые цвета:

- розовый
- голубой

**БЫСТРОСХВАТЫВАЮЩИЙСЯ ГИПСОВЫЙ БИНТ – ЦВЕТНОЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ**

| размер | артикл | единица упаковки | транспортная упаковка |
|----------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| розовый | | | |
| 10 см x 3 м | MA-171-N7T2-103 | 2 шт. | 10 уп. |
| 12 см x 3 м | MA-171-N7T2-123 | 2 шт. | 10 уп. |
| 15 см x 3 м | MA-171-N7T2-153 | 2 шт. | 10 уп. |
| 20 см x 3 м | MA-171-N7T2-203 | 2 шт. | 10 уп. |
| голубой | | | |
| 10 см x 3 м | MA-171-R7T2-103 | 2 шт. | 10 уп. |
| 12 см x 3 м | MA-171-R7T2-123 | 2 шт. | 10 уп. |
| 15 см x 3 м | MA-171-R7T2-153 | 2 шт. | 10 уп. |
| 20 см x 3 м | MA-171-R7T2-203 | 2 шт. | 10 уп. |

Цветные гипсовые бинты Gipset пользуются популярностью в детской травматологии.

GIPSET LONGETA • PREGIPS S • PREGIPS S LONGETA
БЫСТРОСХВАТЫВАЮЩАЯСЯ LONGETA

Быстросхватывающийся гипсовый бинт Gipset LONGETA – предназначен для создания гипсовых понгет (гипсовых шин) и для дополнительного укрепления циркулярных гипсовых повязок. Представляет собой 4-слойный бинт длиной 10 или 20 метров. Многослойность бинта облегчает процесс моделирования повязки. Нет необходимости накладывать слои, так как в случае использования традиционного 1-слойного бинта. Благодаря использованию высококачественных компонентов в составе понгета позволяет создавать прочные, устойчивые к появление трещин повязки.

Время схватывания – около 3 – 3,5 минут.

БЫСТРОСХВАТЫВАЮЩАЯСЯ ГИПСОВАЯ ЛОНГЕТА НЕСТЕРИЛЬНАЯ

| размер | арт.нр | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| GIPSET LONGETA | | | |
| 10 см x 10 м | MA-171-LONG-001 | 1 шт. | 1 уп. |
| 10 см x 20 м | MA-171-LONG-002 | 1 шт. | 1 уп. |
| 12 см x 20 м | MA-171-LONG-003 | 1 шт. | 1 уп. |
| 15 см x 10 м | MA-171-LONG-004 | 1 шт. | 1 уп. |
| 15 см x 20 м | MA-171-LONG-005 | 1 шт. | 1 уп. |
| 20 см x 20 м | MA-171-LONG-006 | 1 шт. | 1 уп. |


БЫСТРОСХВАТЫВАЮЩИЙСЯ БИНТ

Быстросхватывающийся бинт Pregips S используется в травматологии и ортопедии для иммобилизации различных видов переломов и коррекции деформаций. В предложение также имеется 4-слойная гипсовая повязка Pregips S LONGETA.

Время схватывания около 5 – 6 минут.

БЫСТРОСХВАТЫВАЮЩИЙСЯ ГИПСОВЫЙ БИНТ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ

| размер | арт.нр | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| PREGIPS S | | | |
| 6 см x 2 м | MA-171-S7T2-062 | 2 шт. | 32 уп. |
| 6 см x 3 м | MA-171-S7T2-063 | 2 шт. | 24 уп. |
| 8 см x 3 м | MA-171-S7T2-083 | 2 шт. | 12 уп. |
| 10 см x 3 м | MA-171-S7T2-103 | 2 шт. | 12 уп. |
| 12 см x 3 м | MA-171-S7T2-123 | 2 шт. | 12 уп. |
| 14 см x 3 м | MA-171-S7T2-143 | 2 шт. | 12 уп. |
| 15 см x 3 м | MA-171-S7T2-153 | 2 шт. | 12 уп. |
| 15 см x 4 м | MA-171-S7T2-154 | 2 шт. | 10 уп. |
| 20 см x 3 м | MA-171-S7T2-203 | 2 шт. | 10 уп. |
| 20 см x 4 м | MA-171-S7T2-204 | 2 шт. | 10 уп. |


БЫСТРОСХВАТЫВАЮЩАЯСЯ ГИПСОВАЯ ЛОНГЕТА НЕСТЕРИЛЬНАЯ

| размер | арт.нр | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|--------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| PREGIPS S LONGETA | | | |
| 10 см x 20 м | MA-171-LONG-012 | 1 шт. | 1 уп. |
| 15 см x 20 м | MA-171-LONG-015 | 1 шт. | 1 уп. |

PREGIPS 12 • MATOSOFT**МЕДЛЕННОСХАТЫВАЮЩИЙСЯ ГИПСОВЫЙ БИНТ**

Медленносхватывающийся гипсовый бинт PREGIPS 12 рекомендуется для наложения больших гипсовых повязок, состоящих из нескольких гипсовых бинтов. Более длительное время застывания бинта (12 минут) обеспечивает полное и прочное схватывание каждого слоя гипсовой повязки, а также удобство работы медицинского персонала.

Время схватывания около – 12 минуты.

**МЕДЛЕННОСХАТЫВАЮЩИЙСЯ ГИПСОВЫЙ БИНТ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ**

| размер | артикл | единица упаковки | транспортная упаковка |
|-------------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| PREGIPS 12 | | | |
| 6 см x 3 м | MA-171-W7T2-003 | 2 шт. | 24 уп. |
| 8 см x 3 м | MA-171-W7T2-003 | 2 шт. | 12 уп. |
| 10 см x 3 м | MA-171-W7T2-103 | 2 шт. | 12 уп. |
| 12 см x 3 м | MA-171-W7T2-123 | 2 шт. | 12 уп. |
| 15 см x 3 м | MA-171-W7T2-153 | 2 шт. | 12 уп. |
| 15 см x 4 м | MA-171-W7T2-154 | 2 шт. | 10 уп. |
| 20 см x 3 м | MA-171-W7T2-203 | 2 шт. | 10 уп. |
| 20 см x 4 м | MA-171-W7T2-204 | 2 шт. | 10 уп. |

ПОДКЛАДКИ ПОД ГИПСОВЫЕ ПОВЯЗКИ

MATOSOFT подкладка под гипсовую повязку обеспечивает равномерное нанесение гипсовой повязки, защищая кожу пациента от нагрева, давления, возможных потертостей и раздражений. Благодаря мягкой и пушистой структуре сплошно прилегает к коже пациента, обеспечивая комфорт в применении.

Предлагаем два варианта подкладок под гипсовые повязки:

- Matosoft NATURAL – натуральная подкладка под гипсовую повязку – изготовлена из вискозы. В сочетании с трубчатым ортопедическим бинтом TUBILA OOTTON отлично защищает кожу от раздражений и тепла от затвердевающего бинта. Рекомендуется людям с чувствительной кожей.
- Matosoft SYNTHETIC – подкладка под гипсовую повязку синтетическая – изготовлена из полиэстра. Вместе с трубчатым ортопедическим бинтом TUBILA сплошно защищает кожу от раздражений и потертостей, которые могут возникнуть в процессе применения гипсового бинта.

**НАТУРАЛЬНАЯ ПОДКЛАДКА ПОД ГИПСОВУЮ ПОВЯЗКУ НЕСТЕРИЛЬНАЯ**

| размер | артикл | единица упаковки | транспортная упаковка |
|-------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| MATOSOFT NATURAL | | | |
| 6 см x 3 м | MA-173-B4WE-005 | 12 шт. | 20 уп. |
| 10 см x 3 м | MA-173-B4WE-001 | 12 шт. | 12 уп. |
| 12 см x 3 м | MA-173-B4WE-002 | 12 шт. | 12 уп. |
| 15 см x 3 м | MA-173-B4WE-003 | 12 шт. | 8 уп. |
| 20 см x 3 м | MA-173-B4WE-004 | 12 шт. | 4 уп. |
| 25 см x 3 м | MA-173-B4WE-006 | 12 шт. | 4 уп. |

СИНТЕТИЧЕСКАЯ ПОДКЛАДКА ПОД ГИПСОВУЮ ПОВЯЗКУ НЕСТЕРИЛЬНАЯ

| размер | артикл | единица упаковки | транспортная упаковка |
|--------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| MATOSOFT ВИНТНЕСТ | | | |
| 6 см x 3 м | MA-173-SYNT-008 | 12 шт. | 20 уп. |
| 10 см x 3 м | MA-173-SYNT-012 | 12 шт. | 12 уп. |
| 12 см x 3 м | MA-173-SYNT-011 | 12 шт. | 12 уп. |
| 15 см x 3 м | MA-173-SYNT-010 | 12 шт. | 8 уп. |
| 20 см x 3 м | MA-173-SYNT-009 | 12 шт. | 4 уп. |
| 25 см x 3 м | MA-173-SYNT-007 | 12 шт. | 4 уп. |

TUBULA • TUBULA COTTON**ТРУБЧАТЫЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ БИНТЫ**

Трубчатые ортопедические бинты Tubula и Tubula COTTON рекомендуется использовать в качестве подкладок под иммобилизирующие натуральные и синтетические повязки. Вместе с подкладками под гипсовую повязку Matosoft защищает кожу пациента от давления повязки и от возможного возникновения ссадин.

Предлагаем два варианта ортопедических бинтов:

- **TUBULA COTTON** трубчатый ортопедический бинт из хлопка, используется в качестве первого слоя под гипсовую повязку. В сочетании с подкладкой Matosoft NATURAL оптимально защищает кожу пациента от возможных раздражений и тепла затвердевающего гипсового бинта. Трубчатый бинт защищает кожу от острых краев гипсовой повязки, а также от пота и влаги.
- **TUBULA** трубчатый ортопедический бинт из синтетической ткани – используется в качестве первого слоя под гипсовую повязку. В сочетании с подкладкой Matosoft SYNTETIC оптимально защищает кожу пациента от возможных раздражений и тепла затвердевающего гипсового бинта. Трубчатый бинт защищает кожу от острых краев гипсовой повязки, а также от пота и влаги.

ТРУБЧАТЫЙ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ БИНТ ИЗ ХЛОПКА. НЕСТЕРИЛЬНЫЙ

| размер | артикул | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| TUBULA COTTON | | | |
| 7 см x 20 м | MA-172-BWNE-004 | 1 шт. | 8 уп. |
| 10 см x 20 м | MA-172-BWNE-005 | 1 шт. | 6 уп. |
| 15 см x 20 м | MA-172-BWNE-006 | 1 шт. | 4 уп. |

**ТРУБЧАТЫЙ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ БИНТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОЙ ТКАНИ. НЕСТЕРИЛЬНЫЙ**

| размер | артикул | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|---------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| TUBULA | | | |
| 7 см x 10 м | MA-172-SYNT-001 | 1 шт. | 8 уп. |
| 10 см x 10 м | MA-172-SYNT-002 | 1 шт. | 8 уп. |
| 15 см x 10 м | MA-172-SYNT-003 | 1 шт. | 4 уп. |



ГЛАВА 7.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

| | |
|---|-----|
| ■ Пакеты и рулоны, упаковочные бумажно – пленочные плоские для стерилизации (STEAM, EO, FORM) | 133 |
| ■ Пакеты и рулоны, упаковочные бумажно – пленочные со складкой для стерилизации (STEAM, EO, FORM) | 135 |
| ■ Пакеты бумажно-пленочные самоклеящиеся (STEAM, EO) | 136 |
| ■ Рулоны упаковочные Тайвек (Tuyek [®]) – пленочные (VH2O2) | 137 |
| ■ Пакеты из нетканого материала и пленки (STEAM, EO, FORM) | 138 |
| ■ Бумага креповая в листах | 140 |
| ■ Бумага креповая в листах, упакованная попарно | 141 |
| ■ Нетканый материал в листах | 142 |
| ■ Самоклеящиеся ленты | 143 |
| ■ Самоклеящиеся послестериллизационные пакеты | 144 |

ПАКЕТЫ И РУЛОНЫ, УПАКОВОЧНЫЕ БУМАЖНО-ПЛЕНОЧНЫЕ ПЛОСКИЕ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ

Пакеты и рулоны являются новым поколением бумажно-пленочных упаковок. Предназначены для стерилизации водяным паром, оксидом этилена и формальдегидом. Для всех видов пакетов и рулонов химические индикаторы стерилизации размещены на бумаге в области сварочного шва вне области загрузки пакета.

В предложении также есть пакеты и рулоны с повышенной плотностью бумаги для стерилизации более тяжелых предметов.



Срок годности: 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке.

Преимущества:

- ламинат из пленки с высокой устойчивостью к разрывам
- медицинская бумага с высокой влагостойкостью
- прозрачный ламинат позволяет легко идентифицировать содержимое упаковки
- широкий выбор размеров пакетов и рулонов позволяет легко подобрать соответствующую упаковку
- легкое беспылевое отделение пленки от бумаги снижает риск повреждения упаковки при вскрытии и риск попадания пыли на стерильное содержимое упаковки

РУЛОН: БУМАЖНО-ПЛЕНОЧНЫЙ ПЛОСКИЙ (STEAM, EO, FORM)


| размер | арт.нр | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 50 мм x 100 м | OM-194-FPPA-001 | 1 шт. | 5 уп. |
| 75 мм x 100 м | OM-194-FPPA-002 | 1 шт. | 5 уп. |
| 100 мм x 100 м | OM-194-FPPA-004 | 1 шт. | 4 уп. |
| 120 мм x 100 м | OM-194-FPPA-005 | 1 шт. | 3 уп. |
| 150 мм x 100 м | OM-194-FPPA-008 | 1 шт. | 4 уп. |
| 200 мм x 100 м | OM-194-FPPA-023 | 1 шт. | 2 уп. |
| 250 мм x 100 м | OM-194-FPPA-007 | 1 шт. | 2 уп. |
| 270 мм x 100 м | OM-194-FPPA-008 | 1 шт. | 2 уп. |
| 320 мм x 100 м | OM-194-FPPA-009 | 1 шт. | 2 уп. |
| 420 мм x 100 м | OM-194-FPPA-010 | 1 шт. | 1 уп. |
| 50 мм x 200 м | OM-194-FPPA-011 | 1 шт. | 7 уп. |
| 75 мм x 200 м | OM-194-FPPA-012 | 1 шт. | 5 уп. |
| 100 мм x 200 м | OM-194-FPPA-013 | 1 шт. | 4 уп. |
| 120 мм x 200 м | OM-194-FPPA-014 | 1 шт. | 3 уп. |
| 150 мм x 200 м | OM-194-FPPA-015 | 1 шт. | 3 уп. |
| 200 мм x 200 м | OM-194-FPPA-016 | 1 шт. | 2 уп. |
| 250 мм x 200 м | OM-194-FPPA-017 | 1 шт. | 2 уп. |
| 300 мм x 200 м | OM-194-FPPA-018 | 1 шт. | 1 уп. |
| 380 мм x 200 м | OM-194-FPPA-019 | 1 шт. | 1 уп. |
| 420 мм x 200 м | OM-194-FPPA-021 | 1 шт. | 1 уп. |
| 500 мм x 200 м | OM-194-FPPA-020 | 1 шт. | 1 уп. |

ПАКЕТЫ БУМАЖНО-ПЛЕНОЧНЫЕ ПЛОСКИЕ (STEAM, EO, FORMALDEHYD)

| размер | арт.нр. | пакетная упаковка | транспортная упаковка | | | | |
|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|--------|--------|
| 50 мм x 250 мм | OM-191-FPPA-107 | 100шт. | 20 уп. | 150 мм x 200 мм | OM-191-FPPA-122 | 100шт. | 20 уп. |
| 75 мм x 150 мм | OM-191-FPPA-108 | 100шт. | 30 уп. | 150 мм x 300 мм | OM-191-FPPA-123 | 100шт. | 10 уп. |
| 75 мм x 200 мм | OM-191-FPPA-109 | 100шт. | 20 уп. | 150 мм x 380 мм | OM-191-FPPA-124 | 100шт. | 10 уп. |
| 75 мм x 250 мм | OM-191-FPPA-110 | 100шт. | 15 уп. | 160 мм x 200 мм | OM-191-FPPA-125 | 100шт. | 15 уп. |
| 75 мм x 300 мм | OM-191-FPPA-111 | 100шт. | 15 уп. | 160 мм x 220 мм | OM-191-FPPA-126 | 100шт. | 15 уп. |
| 100 мм x 150 мм | OM-191-FPPA-112 | 100шт. | 20 уп. | 160 мм x 340 мм | OM-191-FPPA-127 | 100шт. | 10 уп. |
| 100 мм x 200 мм | OM-191-FPPA-113 | 100шт. | 15 уп. | 210 мм x 400 мм | OM-191-FPPA-128 | 100шт. | 10 уп. |
| 100 мм x 250 мм | OM-191-FPPA-114 | 100шт. | 15 уп. | 210 мм x 280 мм | OM-191-FPPA-129 | 100шт. | 20 уп. |
| 100 мм x 300 мм | OM-191-FPPA-115 | 100шт. | 15 уп. | 210 мм x 350 мм | OM-191-FPPA-130 | 100шт. | 15 уп. |
| 100 мм x 350 мм | OM-191-FPPA-116 | 100шт. | 15 уп. | 250 мм x 380 мм | OM-191-FPPA-131 | 100шт. | 10 уп. |
| 100 мм x 400 мм | OM-191-FPPA-117 | 100шт. | 15 уп. | 250 мм x 500 мм | OM-191-FPPA-132 | 100шт. | 5 уп. |
| 120 мм x 200 мм | OM-191-FPPA-118 | 100шт. | 20 уп. | 270 мм x 350 мм | OM-191-FPPA-133 | 100шт. | 10 уп. |
| 120 мм x 250 мм | OM-191-FPPA-119 | 100шт. | 10 уп. | 270 мм x 450 мм | OM-191-FPPA-134 | 100шт. | 10 уп. |
| 120 мм x 300 мм | OM-191-FPPA-120 | 100шт. | 10 уп. | 320 мм x 500 мм | OM-191-FPPA-135 | 100шт. | 5 уп. |
| 120 мм x 400 мм | OM-191-FPPA-121 | 100шт. | 10 уп. | 420 мм x 500 мм | OM-191-FPPA-136 | 100шт. | 5 уп. |
| | | | | 420 мм x 600 мм | OM-191-FPPA-137 | 100шт. | 5 уп. |

На упаковках нанесены химические индикаторы:

- стерилизация насыщенным водяным паром – в форме розового прямоугольника, который после процесса стерилизации данным методом, изменяет цвет на коричневый



- стерилизация оксидом этилена – в форме зеленовато-голубого прямоугольника, который после газовой стерилизации изменяет цвет на желтый.



- стерилизация формальдегидом – в форме розового прямоугольника, который после стерилизации изменяет цвет на зеленый



ПАКЕТЫ И РУЛОНЫ, УПАКОВОЧНЫЕ БУМАЖНО-ПЛЕНОЧНЫЕ СО СКЛАДКОЙ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ

Пакеты и рулоны предназначены для стерилизации водяным паром, оксидом этилена и формальдегидом. Для всех видов пакетов и рулонов химические индикаторы стерилизации размещены на бумаге в области сварочного шва вне области загрузки пакета.

В предложении также есть пакеты и рулоны с повышенной плотностью бумаги, для стерилизации более тяжелых предметов.

**Преимущества:**

- складка позволяет использовать упаковку для объемных предметов
- прозрачная ламинированная пленка позволяет легко идентифицировать содержимое
- широкий выбор размеров рулонов и пакетов позволяет легко подобрать соответствующую упаковку
- ламинат из пленки с высокой устойчивостью к разрывам
- медицинская бумага с высокой влагостойкостью
- легкое беспылевое отделение пленки от бумаги снижает риск повреждения упаковки при вскрытии и риск попадания пыли на стерильное содержимое упаковки



Информация о химических индикаторах находится на стр. 134.

ПАКЕТЫ БУМАЖНО-ПЛЕНОЧНЫЕ СО СКЛАДКОЙ (STEAM, EO, FORM)

| размер | арт.нр | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|-------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 75 мм x 250 мм x 35 мм | OM-191-FPPA-010 | 100 шт. | 10 уп. |
| 75 мм x 300 мм x 35 мм | OM-191-FPPA-011 | 100 шт. | 10 уп. |
| 100 мм x 300 мм x 40 мм | OM-191-FPPA-012 | 100 шт. | 10 уп. |
| 150 мм x 380 мм x 50 мм | OM-191-FPPA-013 | 100 шт. | 5 уп. |
| 160 мм x 380 мм x 50 мм | OM-191-FPPA-014 | 100 шт. | 5 уп. |
| 200 мм x 400 мм x 50 мм | OM-191-FPPA-015 | 100 шт. | 6 уп. |
| 320 мм x 500 мм x 60 мм | OM-191-FPPA-016 | 100 шт. | 5 уп. |
| 420 мм x 600 мм x 90 мм | OM-191-FPPA-017 | 100 шт. | 5 уп. |

РУЛОН БУМАЖНО-ПЛЕНОЧНЫЙ СО СКЛАДКОЙ (STEAM, EO, FORM)

| размер | арт.нр | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 100 мм x 40 мм x 66 м | OM-194-FPPA-001 | 1 шт. | 4 уп. |
| 160 мм x 50 мм x 66 м | OM-194-FPPA-002 | 1 шт. | 4 уп. |
| 200 мм x 50 мм x 66 м | OM-194-FPPA-003 | 1 шт. | 2 уп. |
| 270 мм x 60 мм x 66 м | OM-194-FPPA-004 | 1 шт. | 2 уп. |
| 320 мм x 60 мм x 66 м | OM-194-FPPA-005 | 1 шт. | 2 уп. |
| 420 мм x 90 мм x 66 м | OM-194-FPPA-006 | 1 шт. | 1 уп. |
| 75 мм x 25 мм x 100 м | OM-194-FPPA-007 | 1 шт. | 5 уп. |
| 100 мм x 40 мм x 100 м | OM-194-FPPA-008 | 1 шт. | 4 уп. |
| 150 мм x 50 мм x 100 м | OM-194-FPPA-009 | 1 шт. | 2 уп. |
| 200 мм x 50 мм x 100 м | OM-194-FPPA-010 | 1 шт. | 2 уп. |
| 250 мм x 60 мм x 100 м | OM-194-FPPA-011 | 1 шт. | 2 уп. |
| 300 мм x 60 мм x 100 м | OM-194-FPPA-012 | 1 шт. | 1 уп. |
| 380 мм x 80 мм x 100 м | OM-194-FPPA-013 | 1 шт. | 1 уп. |
| 420 мм x 90 мм x 100 м | OM-194-FPPA-014 | 1 шт. | 1 уп. |

ПАКЕТЫ БУМАЖНО-ПЛЕНОЧНЫЕ САМОКЛЕЯЩИЕСЯ (STEAM, EO)

Предназначены для стерилизации водяным паром, оксидом этилена, а также формальдегидом (при использовании дополнительного соответствующего индикатора). Химические индикаторы стерилизации водяным паром и оксидом этилена размещены на бумаге в верхней части пакета за линией сплавления. Благодаря выступающей бумажной части с нанесенным слоем клея для закрытия пакетов не нужна сварочная машина. В предложении также есть самоклеящиеся пакеты с повышенной плотностью бумаги, для стерилизации более тяжелых предметов.

Преимущества:

- прозрачная ламинированная пленка позволяет легко идентифицировать содержимое упаковки
- перфорация облегчает клеевое закрытие упаковки
- ламинат из пленки с высокой устойчивостью к разрывам
- медицинская бумага с высокой влагостойкостью
- легкое беспылевое отделение пленки от бумаги снижает риск повреждения упаковки при вскрытии и риск попадания пыли на стерильное содержимое упаковки.


ПАКЕТЫ САМОКЛЕЯЩИЕСЯ (STEAM, EO)

| размер | арт.нр. | единице упаковки | транспортный упаковка |
|-----------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| 100 мм x 200 мм | ОМ-191-FPSA-021 | 100 шт. | 15 кт. |
| 100 мм x 250 мм | ОМ-191-FPSA-022 | 100 шт. | 10 кт. |
| 130 мм x 250 мм | ОМ-191-FPSA-023 | 100 шт. | 10 кт. |
| 130 мм x 350 мм | ОМ-191-FPSA-024 | 100 шт. | 10 кт. |
| 200 мм x 350 мм | ОМ-191-FPSA-025 | 100 шт. | 10 кт. |
| 250 мм x 400 мм | ОМ-191-FPSA-026 | 100 шт. | 5 кт. |
| 300 мм x 390 мм | ОМ-191-FPSA-028 | 100 шт. | 5 кт. |
| 300 мм x 450 мм | ОМ-191-FPSA-029 | 100 шт. | 5 кт. |



Срок годности: 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке.

На упаковках нанесены химические индикаторы:



РУЛОНЫ УПАКОВОЧНЫЕ «TYVEK®» – ПЛЕНочные ПЛОСКИЕ

Предлагаем специальную группу упаковок, предназначенных для плазменной стерилизации. Они созданы из материалов самого высокого качества, не содержащих целлюлозы. Упаковка состоит из прозрачной пленки и белого синтетического материала Тайвек®.

Тайвек® – это очень прочный материал, изготовленный из волокон высокой плотности, связанных между собой посредством высокой температуры и давления. Тайвек® не содержит никаких видов клея, слизующих веществ и иных чужеродных материалов.

Имеется также возможность производства рулонов с материалом Тайвек®:

- с индикатором и без для стерилизации оксидом этилена
- или радиацией – под заказ



Срок годности: 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке.

Преимущества

- возможность эффективной и легкой упаковки
- является отличным барьером для микроорганизмов
- очень прочный материал, устойчив к разрывам и проколам
- сварной шов состоит из нескольких отдельных полос, что обеспечивает его высокую прочность
- легкое беспылевое отделение пленки от бумаги снижает риск повреждения упаковки при вскрытии и риск попадания пыли на стерильное содержимое упаковки
- наличие индикатора плазменной стерилизации (плазма), который изменяет цвет на желтый после процесса стерилизации

РУЛОН ТАЙВЕК®-ПЛЕНочный ПЛОСКИЙ (У-202)

| размер | арт.нр | единица упаковки | транспортная упаковка |
|----------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| 50 мм x 100 м | ОМ-194-TYPA-001 | 1 шт. | 8 шт. |
| 75 мм x 100 м | ОМ-194-TYPA-002 | 1 шт. | 4 шт. |
| 100 мм x 100 м | ОМ-194-TYPA-003 | 1 шт. | 3 шт. |
| 150 мм x 100 м | ОМ-194-TYPA-004 | 1 шт. | 2 шт. |
| 200 мм x 100 м | ОМ-194-TYPA-005 | 1 шт. | 2 шт. |
| 250 мм x 100 м | ОМ-194-TYPA-006 | 1 шт. | 2 шт. |
| 300 мм x 100 м | ОМ-194-TYPA-010 | 1 шт. | 1 шт. |
| 350 мм x 100 м | ОМ-194-TYPA-007 | 1 шт. | 1 шт. |
| 420 мм x 100 м | ОМ-194-TYPA-008 | 1 шт. | 1 шт. |
| 500 мм x 100 м | ОМ-194-TYPA-009 | 1 шт. | 1 шт. |

На упаковках нанесены химические индикаторы:



ПАКЕТЫ ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА И ПЛЕНКИ

Эти пакеты рекомендованы для тяжелых и объемных изделий, например, наборов инструментов, белья. В пакетах одна сторона изготовлена из голубого нетканого материала высокого качества. Пакеты подходят для стерилизации водяным паром и оксидом этилена. Химические индикаторы стерилизации водяным паром и оксидом этилена размещены вне области загрузки пакета.

Упаковка рекомендована для больших текстильных изделий, так как она обеспечивает проникновение стерилитирующего фактора к содержимому.

Преимущества:

- прочный нетканый материал, гарантирует качество и безопасность
- прозрачная ламинированная пленка позволяет легко идентифицировать содержимое упаковки
- индикаторы находятся в шве, без контакта с содержимым, что дает безопасность во время стерилизации
- легкое беспылевое отделение пленки от бумаги снижает риск повреждения упаковки при вскрытии и риск попадания пыли на стерильное содержимое упаковки
- широкий выбор размеров позволяет легко подобрать соответствующую упаковку



Срок годности 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке.

ПАКЕТЫ ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА И ПЛЕНКИ (STEAM, EO, FORM)

| размер | артикл | одиничная упаковка | транспортная упаковка |
|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 210 мм x 420 мм | ОМ-191-FWPA-008 | 100 шт. | 8 уп. |
| 270 мм x 350 мм | ОМ-191-FWPA-009 | 100 шт. | 5 уп. |
| 270 мм x 450 мм | ОМ-191-FWPA-010 | 100 шт. | 5 уп. |
| 320 мм x 500 мм | ОМ-191-FWPA-011 | 100 шт. | 3 уп. |
| 420 мм x 600 мм | ОМ-191-FWPA-012 | 100 шт. | 3 уп. |
| 490 мм x 640 мм | ОМ-191-FWPA-013 | 100 шт. | 3 уп. |
| 490 мм x 750 мм | ОМ-191-FWPA-014 | 100 шт. | 3 уп. |
| 150 мм x 250 мм | ОМ-191-FWPA-015 | 100 шт. | 8 уп. |
| 320 мм x 600 мм | ОМ-191-FWPA-016 | 100 шт. | 3 уп. |
| 270 мм x 700 мм | ОМ-191-FWPA-018 | 100 шт. | 3 уп. |
| 600 мм x 900 мм | ОМ-191-FWPA-019 | 100 шт. | 3 уп. |


РУЛОН ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА И ПЛЕНКИ (STEAM, EO, FORM)

| размер | артикл | одиничная упаковка | транспортная упаковка |
|----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 210 мм x 100 м | ОМ-194-FWPA-103 | 1 шт. | 2 уп. |
| 250 мм x 100 м | ОМ-194-FWPA-104 | 1 шт. | 2 уп. |
| 420 мм x 100 м | ОМ-194-FWPA-106 | 1 шт. | 1 уп. |

На упаковках нанесены химические индикаторы:


■ Пар

– розовый прямоугольник изменяет цвет на коричневый, после процесса стерилизации




■ Оксид этилена

– зелено-голубой прямоугольник изменяет цвет на желтый, после процесса стерилизации



■ Формальдегид

– розовый прямоугольник изменяет цвет на зеленый, после процесса стерилизации



БУМАГА КРЕПОВАЯ В ЛИСТАХ

Креповая бумага используется для упаковки материалов медицинского назначения, предназначенных для стерилизации паром, оксидом этилена, формальдегидом и радиацией. Для упаковки следует использовать два листа крепированной бумаги. Упаковка с использованием двух цветов бумаги дает возможность заметить возможные повреждения пакета.

Преимущества:

- хорошее проникновение стерилизующих факторов
- стабильность размеров в сухом и мокром состоянии
- предлагается широкая гамма размеров
- нетоксичное, нетканое изделие гарантирует безопасность использования

БУМАГА КРЕПОВАЯ В ЛИСТАХ (STEAM, EO, RIRAD, FORM)

| размер | арт.нр. | единица упаковки | транспортная упаковка |
|--------|---------|------------------|-----------------------|
|--------|---------|------------------|-----------------------|

| | | | |
|-------------------|-----------------|----------|------|
| 300 мм x 300 мм | OM-195-B060-001 | 2000 шт. | 1уп. |
| 450 мм x 450 мм | OM-195-B060-002 | 500 шт. | 1уп. |
| 500 мм x 500 мм | OM-195-B060-003 | 500 шт. | 1уп. |
| 600 мм x 600 мм | OM-195-B060-004 | 500 шт. | 1уп. |
| 750 мм x 750 мм | OM-195-B060-005 | 250 шт. | 1уп. |
| 900 мм x 900 мм | OM-195-B060-006 | 250 шт. | 1уп. |
| 1000 мм x 1000 мм | OM-195-B060-007 | 250 шт. | 1уп. |
| 1200 мм x 1200 мм | OM-195-B060-008 | 100 шт. | 1уп. |
| 1200 мм x 1500 мм | OM-195-B060-009 | 100 шт. | 1уп. |

| | | | |
|-------------------|-----------------|----------|------|
| 300 мм x 300 мм | OM-195-N060-001 | 2000 шт. | 1уп. |
| 450 мм x 450 мм | OM-195-N060-002 | 500 шт. | 1уп. |
| 500 мм x 500 мм | OM-195-N060-003 | 500 шт. | 1уп. |
| 600 мм x 600 мм | OM-195-N060-004 | 500 шт. | 1уп. |
| 750 мм x 750 мм | OM-195-N060-005 | 250 шт. | 1уп. |
| 900 мм x 900 мм | OM-195-N060-006 | 250 шт. | 1уп. |
| 1000 мм x 1000 мм | OM-195-N060-007 | 250 шт. | 1уп. |
| 1200 мм x 1200 мм | OM-195-N060-008 | 100 шт. | 1уп. |
| 1200 мм x 1500 мм | OM-195-N060-009 | 100 шт. | 1уп. |

| | | | |
|-------------------|-----------------|----------|------|
| 300 мм x 300 мм | OM-195-K060-001 | 2000 шт. | 1уп. |
| 450 мм x 450 мм | OM-195-K060-002 | 500 шт. | 1уп. |
| 500 мм x 500 мм | OM-195-K060-003 | 500 шт. | 1уп. |
| 600 мм x 600 мм | OM-195-K060-004 | 500 шт. | 1уп. |
| 750 мм x 750 мм | OM-195-K060-005 | 250 шт. | 1уп. |
| 900 мм x 900 мм | OM-195-K060-006 | 250 шт. | 1уп. |
| 1000 мм x 1000 мм | OM-195-K060-007 | 250 шт. | 1уп. |
| 1200 мм x 1200 мм | OM-195-K060-008 | 100 шт. | 1уп. |
| 1200 мм x 1500 мм | OM-195-K060-009 | 100 шт. | 1уп. |



Срок годности: 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке.

Предлагаются цвета:



БУМАГА КРЕПОВАЯ В ЛИСТАХ, УПАКОВАННАЯ ПОПАРНО

БУМАГА КРЕПОВАЯ В ЛИСТАХ, УПАКОВАННАЯ ПОПАРНО

Мы создали специальное предложение крепированной бумаги в листах, упакованной попарно. В коробку вложены листы бумаги в двух цветах: белом и зеленом, упакованных попарно.



Срок годности: 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке

Преимущества:

- удобство в использовании, облегчается процесс упаковки
- повышает безопасность
- экономит время
- нетоксичное, непылящее изделие гарантирует безопасность использования
- требуется меньшая площадь для хранения коробок с бумагой

БУМАГА КРЕПОВАЯ В ЛИСТАХ, УПАКОВАННАЯ ПОПАРНО (STEAM, EO, IRRAD, FORM)

| размер | арт.нр | одинаковая упаковка | транспорная упаковка |
|-------------------|----------------|---------------------|----------------------|
| 300 мм x 300 мм | OM-195-MX1-001 | 2000 шт. | 1уп. |
| 450 мм x 450 мм | OM-195-MX1-002 | 500 шт. | 1уп. |
| 600 мм x 600 мм | OM-195-MX1-003 | 500 шт. | 1уп. |
| 600 мм x 600 мм | OM-195-MX1-034 | 500 шт. | 1уп. |
| 750 мм x 750 мм | OM-195-MX1-005 | 250 шт. | 1уп. |
| 900 мм x 900 мм | OM-195-MX1-006 | 250 шт. | 1уп. |
| 1000 мм x 1000 мм | OM-195-MX1-007 | 250 шт. | 1уп. |
| 1200 мм x 1200 мм | OM-195-MX1-008 | 100 шт. | 1уп. |
| 1200 мм x 1500 мм | OM-195-MX1-009 | 100 шт. | 1уп. |

НЕТКАНЫЙ МАТЕРИАЛ В ЛИСТАХ

Благодаря большой механической прочности нетканого материала на разрыв и растяжение, а также большой мягкости, эта упаковка рекомендуется для средних и больших комплектов инструментов, например, для комплектов ортопедических инструментов и т. п. Нетканый материал можно стерилизовать водяным паром, оксидом этилена, формальдегидом и радиационным методом. Его можно применять также в качестве стерильного поля, покрытия рабочих поверхностей, передвижных столов и т. п. Материал не бликует, не шелестит, обладает антистатическими свойствами, не пылит. Обладает высокой устойчивостью к воде и спирту (согласно европейским нормам). Благодаря своим свойствам нетканый материал ВОМ является отличной упаковкой для использования в операционных залах и амбулаториях.

Преимущества:

- отличная пропускаемость стериллизующего фактора во многих видах стерилизации
- не растягивается в сухом и влажном состоянии
- нетоксичное, антистатическое изделие, не пылит, что дает гарантию безопасности использования
- большая устойчивость к разрывам
- широкий выбор размеров позволяет легко подобрать соответствующую упаковку




НЕТКАНЫЙ МАТЕРИАЛ В ЛИСТАХ (STEAM, EO, IRRAD)

| размер | арт.нр | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 500 мм x 500 мм | OM-199-N060-001 | 500 шт. | 1уп. |
| 600 мм x 600 мм | OM-199-N060-002 | 500 шт. | 1уп. |
| 750 мм x 750 мм | OM-199-N060-003 | 250 шт. | 1уп. |
| 900 мм x 900 мм | OM-199-N060-004 | 250 шт. | 1уп. |
| 1000 мм x 1000 мм | OM-199-N060-005 | 250 шт. | 1уп. |
| 1000 мм x 1400 мм | OM-199-N060-006 | 100 шт. | 1уп. |
| 1200 мм x 1200 мм | OM-199-N060-007 | 100 шт. | 1уп. |
| 1300 мм x 1500 мм | OM-199-N060-008 | 100 шт. | 1уп. |
| 1370 мм x 1800 мм | OM-199-N060-009 | 50 шт. | 1уп. |

Срок годности: 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке.

Предлагаемого цвета:



| размер | арт.нр | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 500 мм x 500 мм | OM-199-Z060-001 | 500 шт. | 1уп. |
| 600 мм x 600 мм | OM-199-Z060-002 | 500 шт. | 1уп. |
| 750 мм x 750 мм | OM-199-Z060-003 | 250 шт. | 1уп. |
| 900 мм x 900 мм | OM-199-Z060-004 | 250 шт. | 1уп. |
| 1000 мм x 1000 мм | OM-199-Z060-005 | 250 шт. | 1уп. |
| 1000 мм x 1400 мм | OM-199-Z060-006 | 100 шт. | 1уп. |
| 1200 мм x 1200 мм | OM-199-Z060-007 | 100 шт. | 1уп. |
| 1300 мм x 1500 мм | OM-199-Z060-008 | 100 шт. | 1уп. |

САМОКЛЕЯЩИЕСЯ ЛЕНТЫ

САМОКЛЕЯЩИЕСЯ ЛЕНТЫ БЕЗ ИНДИКАТОРОВ СТЕРИЛИЗАЦИИ

Применяются для закрытия пакетов, предназначенных для стерилизации. Доступны шириной 19 мм в роликах длиной 50 м.

Преимущества:

- используемый клей обеспечивает хорошее прилегание к различным поверхностям
- слой клея приспособлен для стерилизации водяным паром и оксидом этилена
- лента удлиняется после применения, оставляя на упаковке след, дающий возможность обнаружить повреждение пакета
- могут использоваться для уплотнения дверей и окон во время дезинфекции помещений



САМОКЛЕЯЩИЕСЯ ЛЕНТА БЕЗ ИНДИКАТОРОВ СТЕРИЛИЗАЦИИ

| размер | арт.нр | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|--------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 19 мм x 50 м | OM-193-BB19-001 | 1 шт. | 48 уп. |

САМОКЛЕЯЩИЕСЯ ЛЕНТЫ С ИНДИКАТОРОМ СТЕРИЛИЗАЦИИ

Ленты изготовлены из бежевой креповой бумаги, на которую нанесены индикаторы, изменяющие цвет под влиянием стерилизующих факторов. Прикрепленные снаружи упаковки ленты могут служить для контроля стерилизации. Используемый клей обеспечивает хорошее прилегание к различным поверхностям, таким как металл, стекло, ткань, бумага. Доступны шириной 12, 19, 25 мм в роликах длиной 50 и 55 м.

Преимущества:

- внешнее размещение ленты на упаковке позволяет быстро идентифицировать процесс стерилизации
- используемый клей обеспечивает хорошее прилегание к различным поверхностям, одновременно ленту легко удалить
- позволяет легко и удобно закрыть пакеты из нетканого материала или креповой бумаги



САМОКЛЕЯЩИЕСЯ ЛЕНТА С ИНДИКАТОРОМ СТЕРИЛИЗАЦИИ

| размер | арт.нр | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|---------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| коричневый пар | | | |
| 19 мм x 50 м | OM-193-IP19-002 | 1 шт. | 48 уп. |
| 25 мм x 50 м | OM-193-IP25-002 | 1 шт. | 36 уп. |
| 12 мм x 55 м | NM-193-IP55-002 | 1 шт. | 24 уп. |
| тусклый коричневый воздух | | | |
| 19 мм x 50 м | OM-193-HA19-001 | 1 шт. | 48 уп. |
| оксид азота | | | |
| 19 мм x 55 м | NM-193-G55-002 | 1 шт. | 24 уп. |

САМОКЛЕЯЩИЕСЯ ПОСЛЕСТЕРИЛИЗАЦИОННЫЕ ПАКЕТЫ

Пакеты применяются для защиты стерильных пакетов от пыли. В закрытом виде являются дополнительной защитой, которая продлевает срок хранения материала после стерилизации. Для удобства закрытия пакета слой клея защищает антистатическая лента с описанием ANTI-STAT, которая после снятия не электризует упаковки, что позволяет получить плотное закрытие пакета и минимизирует риск образования электрических зарядов на хранящихся в пакетах изделиях.

Преимущества:

- эффективная защита от пыли и влаги
- самоклеящееся закрытие
- легко открываются и легко можно извлечь содержимое
- могут применяться также для других бальниченых целей, например, как одноразовая защитная упаковка зараженного материала перед уничтожением

ПОСЛЕСТЕРИЛИЗАЦИОННЫЕ ПАКЕТЫ

| размер | артикул | единица упаковки | транспортная упаковка |
|-----------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| 150 мм x 250 мм | ОМ-196-НМММ-001 | 500шт. | 1ут. |
| 200 мм x 300 мм | ОМ-196-НМММ-002 | 500шт. | 1ут. |
| 300 мм x 500 мм | ОМ-196-НМММ-003 | 250шт. | 1ут. |
| 400 мм x 550 мм | ОМ-196-НМММ-004 | 250шт. | 1ут. |
| 400 мм x 760 мм | ОМ-196-НМММ-005 | 100шт. | 1ут. |
| 600 мм x 760 мм | ОМ-196-НМММ-006 | 100шт. | 1ут. |



Срок годности: 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке.



ГЛАВА 8

ИМПЛАНТАЦИЯ

| | |
|---|-----|
| Хирургические сетки | 147 |
| Урологические ленты и аппликаторы | 149 |
| Эндопротезы костей свода черепа | 151 |
| Эндопротезы костей глазницы | 152 |
| Эндопротезы костей рёбер | 152 |
| Протезы связок и сухожилий | 153 |
| Цветные хирургические метки | 153 |
| О компании АО „Tricomed“ | 154 |

OPTOMESH® ULTRALIGHT

НЕРАССАСЫВАЮЩАЯСЯ УЛЬТРАЛЕГКАЯ СЕТКА

Нерассасывающиеся ультралёгкие хирургические сетки Optomesh® ULTRALIGHT изготавливаются из монофиламентной полипропиленовой пряжи.

Optomesh® ULTRALIGHT представлены в трёх вариантах:

- L-Pore – с очень большими порами (поверхность ок. 6 мм²);
- M-Pore – с большими порами (поверхность ок. 4 мм²);
- S-Pore – с небольшими порами (поверхность ок. 1,3 мм²).

Сетчатые имплантаты Optomesh® ULTRALIGHT предлагаются в различных размерах, с различной плотностью и механическими свойствами, подобранными к разным грыжевым воротам. Сетки не содержат веществ аллогенного и животного происхождения.

В вариантах L-Pore и S-Pore использованы толстые линии ориентира, облегчающие видимость и размещение изделия в операционном поле.



Предлагаются в стерильном виде (EO).

Применение:

Рекомендуются для проведения операций по реконструкции с целью укрепления мягких тканей в следующих случаях:

- грыжи первичные и рецидивные
- грыжи в послеоперационном рубце
- бедренные грыжи
- паховые грыжи
- пупочные грыжи

Премия 2016

НЕРАССАСЫВАЮЩАЯСЯ УЛЬТРАЛЕГКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ СЕТКА - СТЕРИЛЬНАЯ

| артилл | длина (мм) | вариант | однократная упаковка | транзакционная упаковка |
|-----------------|------------|---------|----------------------|-------------------------|
| MA-271-OPUL-001 | 50 x 60 | L-Pore | 3шт. | 15 уп. |
| MA-271-OPUL-006 | 60 x 110 | L-Pore | 3шт. | 15 уп. |
| MA-271-OPUL-007 | 80 x 130 | L-Pore | 3шт. | 15 уп. |
| MA-271-OPUL-008 | 75 x 150 | L-Pore | 3шт. | 18 уп. |
| MA-271-OPUL-011 | 100 x 150 | L-Pore | 3шт. | 18 уп. |
| MA-271-OPUL-015 | 150 x 150 | L-Pore | 3шт. | 18 уп. |
| MA-271-OPUL-016 | 125 x 200 | L-Pore | 3шт. | 18 уп. |
| MA-271-OPUL-019 | 200 x 300 | L-Pore | 3шт. | 7 уп. |
| MA-271-OPUL-021 | 300 x 300 | L-Pore | 3шт. | 7 уп. |
| MA-271-OPUM-001 | 50 x 60 | M-Pore | 3шт. | 15 уп. |
| MA-271-OPUM-006 | 60 x 110 | M-Pore | 3шт. | 15 уп. |
| MA-271-OPUM-007 | 80 x 130 | M-Pore | 3шт. | 15 уп. |
| MA-271-OPUM-008 | 75 x 150 | M-Pore | 3шт. | 18 уп. |
| MA-271-OPUM-011 | 100 x 150 | M-Pore | 3шт. | 18 уп. |
| MA-271-OPUM-015 | 150 x 150 | M-Pore | 3шт. | 18 уп. |
| MA-271-OPUM-016 | 125 x 200 | M-Pore | 3шт. | 18 уп. |
| MA-271-OPUM-019 | 200 x 300 | M-Pore | 3шт. | 7 уп. |
| MA-271-OPUM-021 | 300 x 300 | M-Pore | 3шт. | 7 уп. |
| MA-271-OPUS-001 | 50 x 60 | S-Pore | 3шт. | 15 уп. |
| MA-271-OPUS-005 | 60 x 110 | S-Pore | 3шт. | 15 уп. |
| MA-271-OPUS-007 | 80 x 130 | S-Pore | 3шт. | 15 уп. |
| MA-271-OPUS-008 | 75 x 150 | S-Pore | 3шт. | 18 уп. |
| MA-271-OPUS-011 | 100 x 150 | S-Pore | 3шт. | 18 уп. |
| MA-271-OPUS-015 | 150 x 150 | S-Pore | 3шт. | 18 уп. |
| MA-271-OPUS-016 | 125 x 200 | S-Pore | 3шт. | 18 уп. |
| MA-271-OPUS-019 | 200 x 300 | S-Pore | 3шт. | 7 уп. |
| MA-271-OPUS-021 | 300 x 300 | S-Pore | 3шт. | 7 уп. |

1 место в конкурсе на наиболее инновационный продукт, представленный во время проведения II Выставки текстильных изделий и Лидов.

Другие размеры доступны по запросу.

Приглашаем на www.optomesh.ru

OPTOMESH®

НЕРАССАСЫВАЮЩАЯСЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ СЕТКА

Нерассасывающаяся хирургическая сетка изготавлена из монофиламентной полипропиленовой пряжи с высоким уровнем биосовместимости. Характеризуется высокой механической прочностью, хорошей укладываемостью, небольшим собственным весом, высокой прочностью на разрыв шва, края сетки не расплетаются.

Предлагаются в двух вариантах:

MACROPORE – лёгкая сетка с крупными порами

THINLIGHT – тонкая лёгкая сетка со стандартным размером пор

НЕРАССАСЫВАЮЩАЯСЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ СЕТКА СТЕРИЛЬНАЯ

| артикул | длина (мм) | вариант | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|-----------------|------------|---------|--------------------|-----------------------|
| MA-271-OPMT-001 | 50 x 60 | T | 1шт. | 10уп. |
| MA-271-OPMT-002 | 50 x 100 | T | 1шт. | 10уп. |
| MA-271-OPMT-003 | 60 x 110 | T | 1шт. | 10уп. |
| MA-271-OPMT-004 | 65 x 125 | T | 1шт. | 10уп. |
| MA-271-OPMT-005 | 80 x 80 | T | 1шт. | 10уп. |
| MA-271-OPMT-006 | 80 x 130 | T | 1шт. | 10уп. |
| MA-271-OPMT-007 | 100 x 160 | T | 1шт. | 10уп. |
| MA-271-OPMT-008 | 125 x 200 | T | 1шт. | 10уп. |
| MA-271-OPMT-009 | 125 x 250 | T | 1шт. | 10уп. |
| MA-271-OPMT-010 | 150 x 150 | T | 1шт. | 10уп. |
| MA-271-OPMT-011 | 150 x 200 | T | 1шт. | 10уп. |
| MA-271-OPMT-012 | 200 x 250 | T | 1шт. | 10уп. |
| MA-271-OPMT-013 | 200 x 300 | T | 1шт. | 10уп. |
| MA-271-OPMT-014 | 220 x 350 | T | 1шт. | 10уп. |
| MA-271-OPMT-015 | 260 x 360 | T | 1шт. | 10уп. |
| MA-271-OPMT-016 | 300 x 300 | T | 1шт. | 10уп. |
| MA-271-OPMM-001 | 50 x 60 | M | 1шт. | 10уп. |
| MA-271-OPMM-002 | 50 x 100 | M | 1шт. | 10уп. |
| MA-271-OPMM-003 | 60 x 110 | M | 1шт. | 10уп. |
| MA-271-OPMM-004 | 65 x 125 | M | 1шт. | 10уп. |
| MA-271-OPMM-005 | 80 x 80 | M | 1шт. | 10уп. |
| MA-271-OPMM-006 | 80 x 130 | M | 1шт. | 10уп. |
| MA-271-OPMM-007 | 100 x 160 | M | 1шт. | 10уп. |
| MA-271-OPMM-008 | 125 x 200 | M | 1шт. | 10уп. |
| MA-271-OPMM-009 | 125 x 250 | M | 1шт. | 10уп. |
| MA-271-OPMM-010 | 150 x 150 | M | 1шт. | 10уп. |
| MA-271-OPMM-011 | 150 x 200 | M | 1шт. | 10уп. |
| MA-271-OPMM-012 | 200 x 250 | M | 1шт. | 10уп. |
| MA-271-OPMM-013 | 200 x 300 | M | 1шт. | 10уп. |
| MA-271-OPMM-014 | 220 x 350 | M | 1шт. | 10уп. |
| MA-271-OPMM-015 | 260 x 360 | M | 1шт. | 10уп. |
| MA-271-OPMM-016 | 300 x 300 | M | 1шт. | 10уп. |
| MA-271-OPMT-017 | 60 x 140 | TLI | 1шт. | 10уп. |
| MA-271-OPMT-019 | 45 x 100 | TLI | 1шт. | 10уп. |
| MA-271-OPMT-018 | 60 x 140 | TLIK | 1шт. | 10уп. |
| MA-271-OPMT-020 | 45 x 100 | TLIK | 1шт. | 10уп. |

T - вариант ThinLight, M - вариант MacroPore, TLI - для опознания по методу Литтлчилдена у мужчин с вырезом на семенников, TLIK - для операции по методу Литтлчилдена у женщин



Предлагаются в стерильном виде (EO)

Применение:

Рекомендуются для операций по реконструкции с целью укрепления и поддержания слоя тканей в таких случаях как:

- грыжи первичные и рецидивные
- послепераптические грыжи
- бедренные грыжи
- паховые грыжи
- пупочные грыжи

DALLOP® NM ULTRALIGHT / DALLOP® NM**УЛЬТРАЛЕГКАЯ УРОЛОГИЧЕСКАЯ ЛЕНТА**

Урологическая лента Dallop® NM ULTRALIGHT – это новое поколение спиральных имплантатов, используемых в хирургическом лечении недержания мочи методами TTV и TOT (также TTV-O). Изготовлена из монофиламентной полипропиленовой пряжи. Голубые линии вдоль изделия облегчают его имплантацию и видимость в операционном поле. Лента имеет голубые ручки, позволяющие безопасным образом провести ее сквозь анатомические структуры пациентки. Благодаря ультралегкой поверхности массе, атравматичным краям, оптимальным прочностным параметрам, высокой эластичности и хорошей бионивертиности изделие является безопасным и может быть эффективно использовано в хирургическом лечении недержания мочи. Лента создана таким образом, чтобы процесс имплантации был несложным и быстрым.

**УЛЬТРАЛЕГКАЯ УРОЛОГИЧЕСКАЯ ЛЕНТА СТЕРИЛЬНАЯ**

| артил | размер | единичная упаковка | транспорная упаковка |
|-----------------|--------|--------------------|----------------------|
| MA-271-TNNU-001 | 30 | 1 шт. | 5 уп. |
| MA-271-TNNU-002 | 45 | 1 шт. | 5 уп. |

Предлагается в стерильном виде (EO).

УРОЛОГИЧЕСКАЯ ЛЕНТА

Урологическая лента Dallop® NM изготовлена методом вязания из прозрачной монофиламентной полипропиленовой пряжи. Предназначена для хирургического лечения стрессового недержания мочи у женщин методами TOT и TTV.

**УРОЛОГИЧЕСКАЯ ЛЕНТА СТЕРИЛЬНАЯ**

| артил | размер | единичной упаковке | транспорная упаковка |
|-----------------|--------|--------------------|----------------------|
| MA-271-TNMS-004 | 45 | 1 шт. | 5 уп. |
| MA-271-TNMS-003 | 60 | 1 шт. | 5 уп. |

Предлагается в стерильном виде (EO).

Премия 2011

Dallop® NM получила звание за наиболее инновационный продукт 2011 года в Польше.

Приглашаем на www.dallop-nm.ru

АППЛИКАТОРЫ

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аппликаторы – это нестерильные хирургические инструменты многоразового использования для хирургического лечения недержания мочи у женщин. Изготовлены из нержавеющей мартенситной стали, которая отвечает требованиям безопасности, касающихся хирургических инструментов.

- 1 Аппликатор TTV – вспомогательный инструмент, используемый в методе TTV (Tension-free Vaginal Tape).
- 2 Аппликатор TOT – это вспомогательный инструмент, используемый в методе TOT (Trans Obturator Tape).
- 3 Набор аппликаторов TOT – состоит из двух аппликаторов, являющихся своим зеркальным отражением. Предназначены для использования в методе TOT (Trans Obturator Tape).
- 4 Набор аппликаторов TOT – состоит из двух аппликаторов, являющихся своим зеркальным отражением. Предназначены для использования в методе TOT „outside-in“ (Trans Obturator Tape).



1



2



3



4

АППЛИКАТОР НЕСТЕРИЛЬНЫЙ

| артикул | вариант | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|-----------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| MA-292-XTVT-001 | TTV | 1шт. | 5 шт. |
| MA-292-XTOT-001 | TOT | 1шт. | 5 шт. |
| MA-292-ZTOT-003 | комплект TOT | 2шт. | 5 шт. |
| MA-292-ZTOT-004 | TOT „outside-in“ комплект | 2шт. | 5 шт. |



ВНИМАНИЕ

Аппликаторы являются изделиями многоразового использования и предлагаются в нестерильном виде. Перед первым и каждым следующим использованием изделие следует промыть и простерилизовать в соответствии с валидированным методом согласно инструкции.

CODUBIX® • CODUBIX® S • CODUBIX® CT**ЭНДОПРОТЕЗЫ КОСТЕЙ СВОДА ЧЕРЕПА**

Эндопротезы костей свода черепа изготавливаются из полипропиленовых и полизетиленовых прядей техникой вязания. Предназначены для заполнения потерь и дефектов костей свода черепа (краниопластика). Благодаря хорошей деформируемости, не подвергаются механическому повреждению под воздействием внешних сил. Высокая прочность, небольшой собственный вес, практическая полностью отсутствующая впитываемость жидкостей, нетоксичность, хороший уровень приживаемости, а также отсутствие образования тени для рентгеновских лучей обуславливают тот факт, что эндопротезы костей свода черепа Codubix® можно сравнять с натуральными костями свода черепа. Также предлагаются эндопротезы кости черепа, изготовленные на основе анализа снимка компьютерной томографии, с использованием специальной программы Codubix® CT. Анализ снимков, полученных с помощью компьютерной томографии, и компьютерное моделирование дают возможность подготовить матрицу для формирования эндопротеза Codubix® CT. Имплантация эндопротезов, изготовленных по индивидуальному заказу, для хирурга более комфортна: сокращается время проведения операции, сокращается потеря крови, благодаря чему, операция становится более безопасной для пациента. Также такой эндопротез обеспечивает оптимальный эстетический эффект. Применение компьютерного моделирования позволяет изготовить индивидуальный эндопротез идеально подходящий к форме черепа пациента.

**ВНИМАНИЕ**

Предлагаются в стерильном и нестерильном вариантах. В каждом случае необходимо строго следовать инструкции по применению.

Премия 2010

Codubix® CT был признан наиболее инновационным изделием 2010 года в Польше. Присуждена крачечи Институтом экономического науки ПАН.

ЭНДОПРОТЕЗ КОСТЕЙ СВОДА ЧЕРЕПА CODUBIX® СТ СТЕРИЛЬНЫЙ

| арт.нр. | длина (мм) | ширина (мм) | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|-----------------|------------|-------------|--------------------|-----------------------|
| MA-272-KOC2-S01 | 130 | 125 | 1шт. | 5 уп. |
| MA-272-KOC2-S02 | 134 | 110 | 1шт. | 5 уп. |
| MA-272-KOC2-S04 | 105 | 60 | 1шт. | 5 уп. |
| MA-272-KOC2-S05 | 75 | 75 | 1шт. | 5 уп. |
| MA-272-KOC2-S06 | 75 | 67 | 1шт. | 5 уп. |

ЭНДОПРОТЕЗ КОСТЕЙ СВОДА ЧЕРЕПА CODUBIX® НЕСТЕРИЛЬНЫЙ

| арт.нр. | длина (мм) | ширина (мм) | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|-----------------|------------|-------------|--------------------|-----------------------|
| MA-272-KOC2-001 | 134 | 110 | 1шт. | 5 уп. |
| MA-272-KOC2-002 | 130 | 125 | 1шт. | 5 уп. |
| MA-272-KOC2-004 | 105 | 60 | 1шт. | 5 уп. |
| MA-272-KOC2-005 | 75 | 75 | 1шт. | 5 уп. |
| MA-272-KOC2-006 | 75 | 67 | 1шт. | 5 уп. |

ЭНДОПРОТЕЗ КОСТЕЙ СВОДА ЧЕРЕПА CODUBIX® СТ СТЕРИЛЬНЫЙ

| арт.нр. | поверхность протеза |
|-----------------|---------------------------|
| MA-272-KOC2-1CT | до 50 см ² |
| MA-272-KOC2-2CT | 50-120 см ² |
| MA-272-KOC2-3CT | более 120 см ² |
| MA-272-KOC2-4CT | 2 протезы |

ЭНДОПРОТЕЗ КОСТЕЙ СВОДА ЧЕРЕПА CODUBIX® СТ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ

| арт.нр. | поверхность протеза |
|-----------------|---------------------------|
| MA-272-KOC2-S1C | до 50 см ² |
| MA-272-KOC2-S2C | 50-120 см ² |
| MA-272-KOC2-S3C | более 120 см ² |
| MA-272-KOC2-S4C | 2 протезы |

Приглашаем на www.codubix.ru

CODUBIX® OCZODÓŁ / CODUBIX® OCZODÓŁ 3D • CODUBIX® ZEBRA**ЭНДОПРОТЕЗЫ КОСТЕЙ ГЛАЗНИЦЫ**

Изготовлены из полипропиленовых волокон тканевой вязания. Предназначены для заполнения потерь костей глазницы (перепомы скелетные, челюстные, глазницы, изолированные переломы дна глазницы). Высокая прочность, небольшой собственный вес, гидрофобность, устойчивость к впитыванию физиологических и межклеточных жидкостей, нетоксичность, химическая инертность позволяют сравнять по физическим свойствам эндопротезы костей глазницы Codubix® OCZODÓŁ с натуральнойостью. Они легко моделируются во время имплантации и предоставляют возможность проведения диагностики без артефактов.

Эндопротез Codubix® OCZODÓŁ 3D имеет анатомическую форму и доступен в правосторонней и левосторонней версиях, каждая из которых доступна в трёх размерах. Эндопротезы также предлагаются в комплектах.

ЭНДОПРОТЕЗ КОСТЕЙ ГЛАЗНИЦЫ СТЕРИЛЬНЫЙ

| арт.нр. | размер [см] | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| <i>Codubix® OCZODÓŁ:</i> | | | |
| MA-272-COKO-S01 | 4 x 5 | 1 шт. | 5 уп. |
| <i>Codubix® OCZODÓŁ 3D:</i> | | | |
| MA-272-COKO-SLS | левый S | 1 шт. | 5 уп. |
| MA-272-COKO-SLM | левый M | 1 шт. | 5 уп. |
| MA-272-COKO-SLL | левый L | 1 шт. | 5 уп. |
| MA-272-COKO-SPS | правый S | 1 шт. | 5 уп. |
| MA-272-COKO-SPM | правый M | 1 шт. | 5 уп. |
| MA-272-COKO-SPL | правый L | 1 шт. | 5 уп. |
| MA-272-COKO-SLZ | набор, левый S, M, L | 3 шт. | 5 уп. |
| MA-272-COKO-SPZ | набор, правый S, M, L | 3 шт. | 5 уп. |

Предлагают также протез костей глазницы по индивидуальному заказу отражающей форму потерии MA-272-COKO-5CT.

**ВНИМАНИЕ**

Стерилизовать изделие следует в автоклаве в соответствии с валидированным процессом согласно инструкции по применению.



Предлагаются в стерильном виде (STEAM)

ЭНДОПРОТЕЗЫ КОСТЕЙ РЁБЕР

Эндопротезы рёбер Codubix® ZEBRA изготавливаются из полипропиленовых и полизистровых волокон тканевой вязания. Предназначены для заполнения обширных потерий фрагментов стенок грудной клетки и её дефектов после лечения первичных и метастатических новообразований, которые находятся в грудной клетке и в лёгких. Высокая прочность, небольшой собственный вес, гидрофобность не позволяют впитываться жидкостям. Также они нетоксичны, химически инертны, имеют хороший уровень приживаемости. Эндопротезы Codubix® ZEBRA легко моделируются во время имплантации и предоставляют возможность проведения диагностики без артефактов.

ЭНДОПРОТЕЗ КОСТЕЙ РЁБЕР НЕСТЕРИЛЬНЫЙ

| арт.нр. | длина [мм] | ширина [мм] | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|-----------------|---------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| MA-272-KOZE-002 | 250 | 200 | 1 шт. | 5 уп. |

**ВНИМАНИЕ**

Эндопротезы предлагаются в нестерильном виде. Стерилизовать изделие следует в автоклаве согласно инструкции по применению.

DALLOS® • CODOLOOPS®**ПРОТЕЗЫ СВЯЗОК И СУХОЖИЛИЙ**

Протезы Dallos® изготавливаются из полиэстровых волокон техникой вязания. Протезы не вызывают воспалительных реакций, вживляются в ткани за короткий период времени. Поддаются сгибанию, возможно соединение с тканями. Характеризуются высокой механической прочностью при небольшом количестве материала. Облегчают проведение ранней интенсивной реабилитации.

**ПРОТЕЗ СВЯЗОК И СУХОЖИЛИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ**

| арт.нр. | длина (мм) | ширина (мм) | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|-----------------|------------|-------------|--------------------|-----------------------|
| MA-272-PRDA-164 | 900 | 1 | 1 шт. | 5 уп. |
| MA-272-PRDA-165 | 900 | 2 | 1 шт. | 5 уп. |
| MA-272-PRDA-166 | 900 | 3 | 1 шт. | 5 уп. |
| MA-272-PRDA-230 | 900 | 4 | 1 шт. | 5 уп. |
| MA-272-PRDA-168 | 900 | 5 | 1 шт. | 5 уп. |

Применение:

- реконструкция разорванных связок, например ключичных и ключично-плечевых, а также крестцовых и побочных связок холенного сустава
- пластика сухожилий с небольшой подвижностью
- передний тенодез голеностопного сустава при "свисающей" стопе



Предлагаются в стерильном виде (R)

ЦВЕТНЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТКИ

Цветные хирургические метки служат для поддержки и отведения органов, препарируемых во время операции. Изготавливаются из полиэстровых волокон техникой вязания в виде полосок с боковыми краями, завернутыми вовнутрь. Особое плетение исключает обтрёпывание краёв изделия в местах срезов.

Цветные метки Codoloops® производятся в трех размерах и четырех цветах: белом, жёлтом, красном, синем.

**ЦВЕТНЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТКИ СТЕРИЛЬНЫЕ**

| цвет | арт.нр. | длина в свободном состоянии (мм) | единичная упаковка | транспортная упаковка |
|---------|-----------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------|
| синие | MA-274-CR2B-001 | 2 x 900 | 10 шт. | 5 уп. |
| красные | MA-274-CR2R-001 | 2 x 900 | 10 шт. | 5 уп. |
| белые | MA-274-CR2W-001 | 2 x 900 | 10 шт. | 5 уп. |
| жёлтые | MA-274-CR2Y-001 | 2 x 900 | 10 шт. | 5 уп. |
| синие | MA-274-CR3B-001 | 3 x 900 | 10 шт. | 5 уп. |
| красные | MA-274-CR3R-001 | 3 x 900 | 10 шт. | 5 уп. |
| белые | MA-274-CR3W-001 | 3 x 900 | 10 шт. | 5 уп. |
| жёлтые | MA-274-CR3Y-001 | 3 x 900 | 10 шт. | 5 уп. |
| синие | MA-274-CR4B-001 | 4 x 900 | 10 шт. | 5 уп. |
| красные | MA-274-CR4R-001 | 4 x 900 | 10 шт. | 5 уп. |
| белые | MA-274-CR4W-001 | 4 x 900 | 10 шт. | 5 уп. |
| жёлтые | MA-274-CR4Y-001 | 4 x 900 | 10 шт. | 5 уп. |

Применение:

- Рекомендуется применять метки для отведения и поддержки:
- артерий – красные ■ вен – синие ■ мочеиспускательных каналов – жёлтые
 - нервов – белые

Предлагаются в стерильном виде (R)

О КОМПАНИИ АО „TRICOMED”

TRICOMED

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО TRICOMED 60 ЛЕТ ТРАДИЦИЙ

Образовано в 1959 году; с 1995 г. – акционерное общество, на данный момент входит в группу компаний TZMO. В 1961 году имплантирован первый польский сосудистый протез производства Tricomed (2 года после аналогичной операции в Соединенных Штатах) – пациент прожил с ним 45 лет, умер в возрасте 76 лет. Одна из немногих фирм в мире и единственная в Польше, которая специализируется на разработке и производстве медицинских изделий III уровня.

Все продукты соответствуют требованиям безопасности и получили маркировку CE. Компания имеет высококвалифицированный персонал, современные научно-исследовательские учреждения, многолетний опыт, сотрудничает с экспертами в области медицины и хирургической имплантации. Имеет много наград, продукция применяется в медицинских учреждениях в Польше и других странах. С 6 июля 2009 года имеет статус научно-исследовательского центра, её научная специализация это: эндопротезы костей, хирургические сетки и современные специализированные перевязочные материалы.



Премия 2012



Премия 2017

АО „Tricomed” – лауреат инноваторов 2012
ежегодника „Wprost” в категории
Фармация / Медицина

АО „Tricomed” – лауреат премии Польского
Исследовательского и Сертификационного Центра за
производство медицинских изделий высокого качества



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ

ДОМА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

страница

| | |
|--|-------------|
| Салфетки стерильные и нестерильные | 11 – 13 |
| Пластыри | 30 – 32 |
| Пластыри и стерильные повязки | 33 – 36 |
| Бинты | 24 – 28 |
| Специальные повязки Medicorb | 39 – 46 |
| Перчатки смотровые Ambulex | 108 – 110 |
| Комплекты для смены повязки, комплекты для катетеризации | 52, 55 – 56 |

МЕДИЦИНСКИЕ МАГАЗИНЫ

страница

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Салфетки стерильные | 11 – 13 |
| Бинты | 24 – 28 |
| Перчатки смотровые Ambulex | 108 – 110 |



ФАРМАЦИЯ

| | страница |
|------------------------------------|----------|
| Салфетки стерильные | 11 – 13 |
| Бинты | 24 – 28 |
| Перевязочные ленты Cofix® | 23 |
| Повязки Fixodole 8 | 34 |
| Пластыри | 30 – 32 |
| Специальные повязки Medisorb | 39 – 45 |

СТАНЦИИ ДИАЛИЗА

| | страница |
|-----------------------------------|-----------|
| Комплексы для диализа | 57 |
| Салфетки стерильные | 11 – 13 |
| Перчатки | 108 – 110 |
| Простыни стерильные | 81 – 82 |
| Пластыри | 30 – 32 |
| Чехлы на кресла для диализа | 86 |

СТОМАТОЛОГИЯ

| | страница |
|--|-----------|
| Стоматологические вагики | 22 |
| Стоматологические нагрудники | 90 |
| Салфетки из нетканого материала стерильные | 13 |
| Перчатки | 108 – 110 |
| Маски | 95 |
| Упаковка для стерилизации | 133 – 136 |

ГИНЕКОЛОГИЯ


| | страница |
|--|-----------|
| Защитные простыни на гинекологические кресла | 89 |
| Перчатки | 107 – 110 |
| Гинекологические прокладки Absorgut | 22 |
| Повязка для реабилитации рубцов Oodossil™ ADHESIVE | 48 |
| Комплексы для родов | 62, 71 |
| Комплексы для кесарева сечения | 72 |
| Комплексы для новорожденного | 71 |

ВЕТЕРИНАРИЯ


| | страница |
|---|-----------|
| Салфетки стерильные и нестерильные | 11 – 13 |
| Бинты эластичные и самоприлипающие | 24 – 28 |
| Перчатки смотровые AmbuLex | 108 – 110 |
| Процедурные комплексы | 52 – 54 |
| Подкладки под гипсовые повязки Motosoft NATURAL | 129 |
| Пластыри | 30 – 32 |
| Хирургические передние фартуки | 101 |
| Гигиенические полотенца | 89 |



ДЛЯ ЗАМЕТОК




для заметок





ДЛЯ ЗАМЕТОК





TZMO SA
| tzmo-global.com
matopal-global.com